



## Shenzhen Breo Technology Co., Ltd


19/F, Hisense Southern Building, No.1777 Chuangye Road,  
Nanshan District, Shenzhen,  
Guangdong, CN, 518056

Made in China



Version: V2.0, 2023-03

# breo



Foot Massager  
Masseur de Pieds  
Fußmassagegerät

**FM D191**

## **Introduction**

Thank you for purchasing Breo Foot Massager. Please read this manual carefully to ensure safe and proper use. If you need any assistance, please contact our support team with the product model number and order number.

## **Inside the package:**

- 1 x Foot Massager
- 1 x User Manual
- 1 x Adapter
- 2 x Replaceable Liners

Indications for use:

Foot Massager is intended to relieve minor foot muscle aches and pains.

Product Specifications

Model Number	FM D191
Name	Foot Massager
Power Supply	Input:100-240VAC 50/60Hz 0.8A; Output:12.0V== 2.5A
Rated Power	30W
Rated Current	2.5A
Default Time	15 min
N.W.	3500g
Dimensions	L418×W359×H 230 (mm)

Contraindications

Do not use this product if:

1. You are pregnant.
2. Your feet are injured.
3. You have a pacemaker or other medical implants.
4. You have skin infections or any other skin diseases.
5. You suffered or have been suffering from heart disease.

Precautions

1. This device does not substitute health care professionals' advice and treatment. It is not for diagnosis, therapy or other medical purposes.
2. People with impaired motor skills or suffer from physical and/or mental disorder should use this product under close supervision.
3. If at any time soreness, rash, or abnormal pain occurs, discontinue use and consult your physician.
4. The foot size at maximum for the product: 44 (EU size).
5. You are recommended to use the product for 2-3 times per day.
6. The temperature of the heating function at maximum: 55°C / 131°F.
7. The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
8. Consult a medical professional before use if you have any concerns regarding your health.


Troubleshooting:

Problem	Suggested Solution
The product doesn't work.	Restart the product after it cools down.
The massage intensity is too strong or too weak while using.	Adjust the angle until the intensity is moderate.
	Do not stand on or in appliance. Use only while seated.
	Put on socks before use if the intensity is too strong for you.


Any problem ,don' t hesitate to contact us for help:

Email: support@breocare.com 1-866-546-3587(United States)

Product Diagram



Control Panel















Operation Guidance

- 1. Power on
  - ①Connect the power cord into the power supply port of the foot massager.
  - ② Plug the charger into the power socket.
  - ③Short press the power button to power on /off the foot massager.
  - ④The appliance is only to be used with the power adaptor provided with the appliance.
- 2. Four Buttons:  
Power On/Off Button, Mode Button, Intensity Button, Heat Button.
- 3. Power On/Off Button: When the device is turned off, short press the button to start up. Mode 1 and Intensity 1 as default.
  - ①The heating automatically turns on; the Power Button flashes red; Mode Button, Intensity Button, and Heat Button flash white.
  - ②Short press the power button to turn off the device.

- 4. Mode Button: Short press the Mode Button to switch among three massage modes.  
Mode 1 (White Light): low-speed rotation with interval air pressure massage.  
Mode 2 (Green Light): medium-speed rotation with interval air pressure massage.  
Mode 3 (Red Light): fast-speed rotation with interval air pressure massage.
- 5. Intensity Button: Short press the Intensity Button to cycle three different intensity levels.  
Intensity 1 (flashes white) -> Intensity 2 (flashes green) -> Intensity 3 (flashed red) -> Intensity 1 (flashes white)
- 6. Heat Button: The device is turned on with heat function on (flashes white), short press the Heat Button to deactivate the function.
- 7. Auto-off: The device will turn off automatically after 15 minutes of use.

Symbol description

	Medical device		Type of protection against electric shock: Class II
	Applied part of type BF		Refer to instruction manual.
	Batch code		Manufacturer information: The manufacturer name and address
	Disposal in accordance with Directive 2002/96/EC (WEEE)		Keep Dry
	Fragile handle with care		This way up
	Stacking limit by number, the maximum stacking is 4.		This device has not been tested for use in an MR environment and should not be used exposed to MR environments while patients are wearing the device. Keep it outside the MRI scanner room.



Cleaning and Maintenance


Cleaning

- 1.Before cleaning, turn off the power and unplug the power adapter from the socket. Use a soft cloth with alcohol to clean the surface of the product.
- 2.Do not use corrosive cleaners such as benzene or diluents to clean the product, otherwise it will cause discoloration, surface aging, structural damage and other conditions.

Storage

- 1.If you do not use it for a long time, please cover it with a storage bag, and place the product in a dry and ventilated room to avoid sun exposure.
- 2.This product contains batteries, do not approach high temperature or put in the fire.

Disposal

 At the end of the product life cycle, do not throw this product into the normal household garbage, but bring it to a collection point for the recycling of electronic equipment and battery. Waste Electrical and Electronic Equipment may have potentially harmful effects on the environment. Improper disposal may lead to the accumulation of harmful toxins in air, water and soil, which is harmful to human health. you have obligation to dispose of device correctly. Consult your municipal authority for information about disposal.

Customer Support

If you need help regarding product issues, after-sales services, or any other relevant inquiries, please don't hesitate to contact us:

Email: [support@breocare.com](mailto:support@breocare.com)

1-866-546-3587 (United States)

Facebook support: <https://www.facebook.com/breowellness>

For more information regarding our products, please visit [us.breo.com](https://us.breo.com)

Find Breo massagers on Social

Get connected to the community and stay updated with [#breocare](#) and [#simplyrelax](#)

 [@breocare: https://www.instagram.com/breocare/](https://www.instagram.com/breocare/)

 [@breomassagers: https://www.facebook.com/breowellness](https://www.facebook.com/breowellness)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Introduction

Merci d'avoir choisi Breo. Veuillez lire attentivement ce manuel afin de garantir une utilisation sûre et correcte. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe d'assistance en indiquant le numéro de modèle et le numéro de commande du produit.

Contenu de l'Emballage:

- 1 x Masseur de Pieds
- 1 x Manuel d'Utilisation
- 1 x Chargeur
- 2 x Housses en Tissu Remplaçables

Spécifications Techniques

Numéro de Modèle	FM D191
Nom	Masseur de Pieds
Voltage	12V 
Capacité	30W
Courant Nominal	2.5A
Duration par Défaut	15 min
N.W.	3500g
Dimensions	L418×W359×H 230 (mm)

Précautions

Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si :

- 1. Vous êtes enceinte.
- 2. Vous êtes blessé aux pieds.
- 3. Vous avez un stimulateur cardiaque ou d'autres implants médicaux.
- 4. Vous avez des infections cutanées ou toute autre maladie de la peau.
- 5. Vous souffrez ou avez souffert d'une maladie cardiaque.
- 6. Vous avez des inquiétudes concernant votre santé.

Mise en Garde


- 1. Cet appareil n'est pas destiné à l'auto-diagnostique ni à l'auto-traitement de mala-dies qui doivent être traitées par un prestataire de soins qualifié.
- 2. Les personnes dont les capacités motrices sont réduites ou qui souffrent de troubles physiques et/ou mentaux doit utiliser ce produit sous étroite surveillance.
- 3. Arrêtez immédiatement l'appareil si vous ressentez une gêne.
- 4. La taille maximale du pied pour le produit : 44 (taille UE).
- 5. Il est recommandé d'utiliser le produit 2 à 3 fois par jour.
- 6. La température de la fonction de chauffage au maximum : 55°C / 131°F.
- 7. L'appareil possède une surface chauffée. Les personnes sensibles à la chaleur doivent faire preuve de prudence lorsqu'elles utilisent l'appareil.

Dépannage


Problème	Solution Possible
Impossible de mettre en marche	Redémarrer l'appareil après qu'il se refroidit.
Faible force ou vitesse lente de massage	Ajustez l'angle jusqu'à ce que l'intensité soit modérée.
	Ne pas se tenir sur l'article.N'utilisez qu'en position assise.
	Mettez des chaussettes avant utilisation si l'intensité est trop forte pour vous.

En cas de problème, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide :  
Courriel : support@breocare.com      1-866-546-3587(États-Unis)

Diagramme



Panneau de Contrôle



Fonctionnement

1. Quatre Boutons :  
Bouton Marche/Arrêt, Bouton de Mode, Bouton d'Intensité, Bouton de Chauffage.
2. Bouton Marche/Arrêt : Appuyez brièvement sur le bouton pour mettre l'appareil en marche. Mode 1 et Intensité Niveau 1 sont par défaut.  
① Le chauffage s'allume automatiquement; le Bouton Marche/Arrêt clignote en rouge; Le Bouton de Mode, le Bouton d'Intensité et le Bouton de Chauffage clignotent en blanc.  
② Appuyez brièvement sur le Bouton Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.
3. Bouton de Mode: Appuyez brièvement sur le Bouton de Mode pour basculer entre trois modes de massage.  
Mode 1 (lumière blanche): rotation à basse vitesse avec massage par pression d'air à intervalles.  
Mode 2 (lumière verte): rotation à vitesse moyenne avec massage par pression d'air à intervalles.  
Mode 3 (lumière rouge): rotation rapide avec massage par pression d'air à intervalles.


- 4. Bouton d'Intensité: Appuyez brièvement sur le bouton d'intensité pour faire défiler trois niveaux d'intensité différents :  
Intensité 1 (clignote en blanc) -> Intensité 2 (clignote en vert) -> Intensité 3 (clignote en rouge) -> Intensité 1 (clignote en blanc)
- 5. Bouton de Chauffage: L'appareil est allumé avec la fonction de chauffage activée (clignote en blanc), appuyez brièvement sur le Bouton de Chauffage pour désactiver la fonction.
- 6. Arrêt Automatique: L'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes d'utilisation.


Service Clientèle

Si vous avez besoin d'aide concernant des problèmes de produits, des services après-vente ou toute autre question pertinente, n'hésitez pas à nous contacter:  
Par Courriel: [support@breocare.com](mailto:support@breocare.com)  
Facebook support: <https://www.facebook.com/breowellness>  
Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visiter [us.breo.com](https://us.breo.com)

Rejoignez-nous sur les Réseaux Sociaux Breo massagers

Connectez-vous à la communauté et restez à jour avec #breocare and #simplyrelax!

 **@breocare:** <https://www.instagram.com/breocare/>

 **@breomassagers:** <https://www.facebook.com/breowellness>

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Breo Fußmassagegerät entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit der Produktmodellnummer und der Bestellnummer an unser Support-Team.

Im Paket

- 1 x Fußmassagegerät
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Adapter
- 2 x austauschbare Liner

Technische Daten

Modellnummer	FM D191
Name	Fußmassagegerät
Leistungsaufnahme	12V ---
Nennleistung	30W
Nennstrom	2.5A
Standardzeit	15 Minuten
N.W.	3500g
Dimensionen	L418×W359×H 230 (mm)

Vorsichtsmaßnahmen

- Wenden Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts an einen Arzt, wenn:
- 1. Sie sind schwanger.
  - 2. Ihre Füße sind verletzt.
  - 3. Sie haben einen Herzschrittmacher oder andere medizinische Implantate.
  - 4. Sie haben Hautinfektionen oder andere Hauterkrankungen.
  - 5. Sie haben an einer Herzkrankung gelitten oder gelitten.
  - 6. Sie haben Bedenken hinsichtlich Ihrer Gesundheit.

Benutzertipps

- 1. Dieses Gerät ersetzt nicht die Beratung und Behandlung von Angehörigen der Gesundheitsberufe. Es ist nicht für Diagnose, Therapie oder andere medizinische Zwecke.
- 2. Personen mit eingeschränkter Motorik oder körperlichen und / oder geistigen Störungen sollten dieses Produkt unter strenger Aufsicht verwenden.
- 3. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt Schmerzen, Hautausschläge oder abnormale Schmerzen auftreten, stellen Sie die Anwendung ein und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- 4. Die maximale Fußgröße für das Produkt: 44 (EU-Größe).
- 5. Es wird empfohlen, das Produkt 2-3 Mal pro Tag zu verwenden.
- 6. Die Temperatur der Heizfunktion beträgt maximal 55 ° C / 131 ° F.
- 7. Das Gerät weist eine Fläche auf, die im Gebrauch heiß wird. Hitzeunempfindliche Personen müssen beim Gebrauch besondere Vorsicht walten lassen.


Fehlerbehebung:

Problem	Vorgeschlagene Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	Starten Sie das Produkt nach dem Abkühlen neu.
Die Massageintensität ist während der Anwendung zu stark oder zu schwach.	Passen Sie den Winkel an, bis die Intensität mäßig ist.
	Stellen Sie sich nicht auf oder in ein Gerät. Nur im Sitzen verwenden.
	Ziehen Sie vor der Anwendung Socken an, wenn Ihnen die Intensität zu stark ist.


Bei Problemen zögern Sie nicht, uns um Hilfe zu bitten:

E-Mail: support@breocare.com      1-866-546-3587 (Vereinigte Staaten)

Produktdiagramm



Kontrolltafel



Bedienerführung

1. Vier Tasten:  
Ein/ Aus-Taste, Modus-Taste, Intensität-Taste, Wärme-Taste.
2. Ein/ Aus-Taste: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Taste, um zu starten. Standardmäßig Modus 1 und Intensität 1.
  - ① Die Heizung schaltet sich automatisch ein, der Ein- / Ausschalter blinkt rot; Modustaste, Intensitätstaste und Heiztaste blinken weiß.
  - ② Drücken Sie kurz den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten.
3. Modus-Taste: Drücken Sie kurz die Modustaste, um zwischen drei Massagemodi zu wechseln.  
Modus 1 (weißes Licht): langsame Rotation mit Intervall-Luftdruckmassage.  
Modus 2 (grünes Licht): Rotation mittlerer Geschwindigkeit mit Intervall-Luftdruckmassage.  
Modus 3 (rotes Licht): schnelle Rotation mit Intervall-Luftdruckmassage.

4. Intensitätstaste: Drücken Sie kurz die Intensitätstaste, um drei verschiedene Intensitätsstufen zu durchlaufen.  
Intensität 1 (blinkt weiß) -> Intensität 2 (blinkt grün) -> Intensität 3 (blinkt rot) -> Intensität 1 (blinkt weiß).
5. Heizknopf: Das Gerät wird bei eingeschalteter Wärmefunktion eingeschaltet (blinkt weiß). Drücken Sie kurz den Heizknopf, um die Funktion zu deaktivieren.
6. Auto-Off: Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch aus.

## Kundendienst

Wenn Sie Hilfe bei Produktproblemen, Kundendienstleistungen oder anderen relevanten Anfragen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren:

E-Mail: [support@breocare.com](mailto:support@breocare.com)

Facebook support: <https://www.facebook.com/breowellness>

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter **us.breo.com**

## Finden Sie Breo massagers auf Socail

Verbinde dich mit der Community und bleibe mit #breocare and #simplyrelax auf dem Laufenden.

 **@breocare:** <https://www.instagram.com/breocare/>

 **@breomassagers:** <https://www.facebook.com/breowellness>

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

**LEVITREP** APEX CE SPECIALISTS LIMITED UNIT 3D NORTH POINT  
HOUSE,NORTH POINT BUSINESS PARK NEW MALLOW ROAD,  
CORK ,T23 AT2P,IRELAND  
E-mail: [info@apex-ce.com](mailto:info@apex-ce.com)



Points de collect sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

