

breo.iPalm 520 Pro

USER
MANUAL


breo

Thank you for purchasing Breo iPalm 520 Pro.

Please read the manual carefully before using the product, and keep it in a safe place for future reference.

Inside the Package

Main Unit, Charging Cable, User Manual



Main Unit



Charging Cable



User Manual


A. Operating Buttons

From left to right: ① Air Pressure ② Heat ③ Time ④ On/Off

B. Air Pressure Reduction Valve

C. LCD Screen

D. Power Port



01

Preparation

Operations

Prior to use, check the condition of the machine and accessories:

- Battery power is sufficient
- No damage on adapter and charging cable

Charging Connection

- Connect the adapter with the charging cable (USB end).
 - Insert the other end of charging cable into the main unit's DC port.
 - Connect the plug of adapter to AC power socket.
- Please check if the device and accessories are complete.
Please check if the power adapter is damaged.

Operation

Use

- Place hand (palm down) into the massager.
- Turn the power on, select massage mode, and set air pressure & heat at your preference.

Manual Mode

Power On/Off

Power On—Press and hold On/Off Button until the light turns on. Preset mode is air pressure (circulating from low to high) / with heat / 5 minutes duration.

02

Press related function buttons to switch between air pressure and hot compress modes.

Power Off—Press and hold ON/Off Button

*Note: After turning off the unit, allow approximately 40 seconds for air pressure to be released. During this period, the unit will not start when the On/Off button is pressed.

Time—Press the Time Button to switch massage duration (5min/10min/15min)

Power On/off

Power on—Press Button

Preset default is air pressure (Auto: Cycles through Low-Med-High).
high heat, 5 minutes duration

Manually operate related function buttons to change setting for air pressure heat compression and time.

Power Off—Press Button

Note: It will take a few seconds before the LCD display turns.

Manual mode

Air Pressure —Press Button to change massage modes.

Auto (default)—Cycles through Low-Medium-High

*Lines on the sides of hand on LCD display are flashing. These lines change from 1 line on each side for Low, to 2 lines for Medium, then 3 lines for High. The cycle starts over from low to high for the entire massage duration or until the Pressure button is pressed to manually change the massage mode.

Pressure 1—Low

*Lines on the sides of hand on LCD display are fixed—1 line on each side.

Pressure 2—Medium

*Lines on the sides of hand on LCD display are fixed—2 line on each side.

Pressure 3—High

*Lines on the sides of hand on LCD display are fixed—3 line on each side.

*Important Tip: When you feel the air pressure is too much and/or uncomfortable, press the Pressure Reduction Valve (red button) to release air.

Precautions

To ensure safe and correct use of the product, please read the Operation Manual in detail before use. Our company will assume no liability for any consequences arising from use of the product improperly or without observing the instructions.

1. Do not use the product during driving.
2. Prior to use, please remove any jewelry or object that may affect massage from the massage position.
3. Do not use the product in bathroom or other damp environments.
4. Keep the product away from water and fire sources and corrosive environments.
5. Please observe safety regulations when using the product in specific environments.
6. Do not use the product if the massage position has undergone operation.
7. Do not use the product if the massage position has skin injury, redness and inflammation, congestion or other discomfort symptoms.
8. Persons with heart disease or history of heart disease, or with acute disease, skin disease, malignant tumor or physical abnormality should not use the product.
9. Persons with bleeding tendency or other blood diseases, or with osteoporosis, soft-tissue disorders or apoplexia should not use the product.
10. Persons with slow action, psychosomatic disorders or disturbance of

intelligence should not use the product; please follow the doctor's advice if any of these persons intends to use the product.

11. Stop using the product in case of any discomfort during use.
12. Women who are pregnant or in menstrual period should not use the massager.
13. Children under 8 years of age are forbidden to use the product; children between 8-12 years of age must use the product under the guidance and care of their parents or other persons with supervision capability.
14. Use alcohol cotton to clean the external appearance; avoid using water for cleaning.
15. Do not use any sharp objects to scratch or stab the product..
16. The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.

Battery removal steps

Operation steps for battery removal

1. Cut off the external power supply;
2. Disconnect the power supply to the battery;
3. Remove the battery;
4. Place the waste battery at a fixed recycling station;
5. Please observe local environmental protection laws and waste disposal guidelines to protect the environment.

Notes

- Remove the battery out of the appliance before scrapping the appliance;
- The appliance must be disconnected from power supply before removing the battery;
- The battery should be disposed of safely.



Except professionals, no one shall attempt to remove the battery!

Troubleshooting

If a fault occurs during the operation of the device, please check the following precaution.

If the error cannot be fixed or the device still does not work properly, please cut off the power and contact Breo to repair the device. Do not disassemble or try to repair the device yourself.

Problem	Possible Reason	Possible Solution
Power-On failure	Batteries are low / out	Charge the battery
Weak heat or air pressure	Batteries are low / out	Charge the battery

If you have any issues, questions or feedback, please email us at support@breo-care.com or call us at 866-546-3587. We are always happy to help.

Protection

Storage

When the storage period exceeds 3 months, unpack the product, and check and recharge it before use. Do not place the product tightly close to floor, wall and ceiling.

The indoor environment should be well-ventilated; keep away from strong sunlight and corrosive gas.

Transport

The product package is provided with simple shockproof measures, therefore is suitable for transport by air, rail, road and sea. Keep away from rain and snow, and avoid inversion and collision.

Check of power supply

Check the power supply; do not power on the product if the supply voltage is beyond the specified range.

Maintenance

Take measures to resist moisture, rats and pollution. Cleaning should be carried out when the product is powered off. After use, put the device in a safe place; do not place any heavy objects on the device. In case of any failure, please ask a professional technician to repair it. Do not attempt to disassemble the product.

Disposal and Recycle

The product should not be abandoned along with domestic wastes. Dispose of the product according to local environmental laws and guidelines.

Precautions

1. Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- 3.Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Product information

Name	Hand Massager
Model	iPalm 520 Pro
voltage	5V---
power	5W
Battery	2300mAh
weight	1060g
Dimension	L265×W201×H90(mm)
Ideal environment	Temperature: 5°C-40°C Relative Humidity: ≤80% Atmospheric pressure: 860hpa-1060hpa

Made in China
Shenzhen Breo Technology Co., LTD
19/F, Hisense Southern Building, No.1777 Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China




Vielen Dank, dass Sie sich für das Breo iPalm 520 Pro entschieden haben.

Lesen Sie sich die Anleitung bitte vor dem Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um später darauf zurückgreifen zu können.

Lieferumfang

Haupteinheit, Ladekabel, Bedienungsanleitung



Haupteinheit



Ladekabel



Bedienungsanleitung


A. Bedientasten

Von links nach rechts: ① Luftdruck ② Wärme ③ Zeit ④ Ein/Aus

B. Druckreduzierventil

C. Der flüssigkristall-schirm

D. Stromanschluss



Vorbereitung

Überprüfen Sie vor dem Gebrauch bitte den Zustand des Geräts und der Zubehörteile:

- Der Akku verfügt über genügend Leistung.
- Das Netzteil ist unbeschädigt.

Stromversorgung

1. Ladekabel.

A. Stecken Sie den Netzteilstecker in den DC-Anschluss der Haupteinheit.

B. Verbinden Sie das andere Ende mit der Steckdose.

* Wählen Sie Möglichkeit 1 ODER 2 zur Stromversorgung.

Betrieb

Verwendung

- Legen Sie die Hand (mit der Handfläche nach unten) in das Massagegerät.

- Schalten Sie das Gerät ein, wählen Sie die Funktionstaste und stellen Sie Luftdruck und Wärme wie gewünscht ein.

Manueller Modus

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die Ein-/Austaste so lange gedrückt, bis die LED

DE

auleuchtet. Standardmäßig ist Luftdruck (im Wechsel zwischen niedriger und hoher Einstellung)/Wärmemassage/5 Minuten eingestellt.

Betätigen Sie die entsprechenden Funktionstasten, um zwischen den Modi Luftdruck und Heiße Komresse zu wechseln.

Ausschalten: Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt.

* Hinweis: Warten Sie nach dem Ausschalten ca. 40 Sekunden, um das Gerät drucklos zu machen. Wird währenddessen die Ein-/Austaste gedrückt, schaltet sich das Gerät nicht ein.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten.

Standardmäßig ist Luftdruck ausgewählt (Auto: wechselt zwischen niedriger, mittlerer und hoher Einstellung).

Große Wärme, 5 Minuten

Betätigen Sie die entsprechenden Funktionstasten, um die Einstellung für Luftdruck, Heiße Komresse und Zeit zu ändern.

Ausschalten: Drücken Sie die Taste, um das Gerät auszuschalten.

Hinweis: Es dauert einige Sekunden, bevor das LCD-Display reagiert.

Manueller Modus

Luftdruck: Drücken Sie die Taste, um den Massagemodus zu ändern.

DE

Auto (Standard): Es wird zwischen niedriger, mittlerer und hoher Einstellung gewechselt.

* Die Linien neben der Hand auf dem LCD-Display blinken. Die Anzeige dieser Linien wechselt auf beiden Seiten von 1 Linie (niedrige Einstellung) zu 2 Linien (mittlere Einstellung) bis schließlich zu 3 Linien (hohe Einstellung). Der Zyklus beginnt immer wieder von vorne, während die Massage durchgeführt wird bzw. bis die Luftdrucktaste betätigt wird, um den Massagemodus zu ändern.

Druck 1: Niedrig

* Neben der Hand auf dem LCD-Display wird immer auf beiden Seiten eine Linie angezeigt.

Druck 2: Mittel

* Neben der Hand auf dem LCD-Display werden immer auf beiden Seiten zwei Linien angezeigt.

Druck 3: Hoch

* Neben der Hand auf dem LCD-Display werden immer auf beiden Seiten drei Linien angezeigt.

* Wichtiger Tipp: Wenn der Druck zu stark und/oder unangenehm ist, drücken Sie das Druckreduzierventil (rote Taste), um Druck abzubauen.

Vorsichtsmaßnahmen

Für einen sicheren und korrekten Betrieb des Produkts lesen Sie sich bitte vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung durch. Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für Folgen durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung der Anweisungen.

1. Verwenden Sie das Produkt nicht während der Autofahrt.
2. Legen Sie vor dem Gebrauch bitte Schmuck oder Objekte ab, die Einfluss auf die Massage an der Massagestelle nehmen können.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht im Badezimmer oder in feuchten Umgebungen.
4. Halten Sie das Produkt fern von Wasser, Feuerquellen und korrosiven Umgebungen.
5. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften beim Gebrauch des Produkts in bestimmten Umgebungen.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn an der Massagestelle ein operativer Eingriff durchgeführt wurde.
7. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Massagestelle Hautverletzungen, Rötungen und Entzündungen, Stauungen oder andere Beschwerden/Symptome aufweist.
8. Personen mit akuter oder chronischer Herzerkrankung, mit einer akuten Erkrankung, einer Hauterkrankung, einem bösartigen Tumor oder körperlichen Anomalien sollten dieses Produkt nicht verwenden.
9. Personen mit Blutungsneigung oder anderen Blutkrankheiten oder mit Osteoporose, Weichteilerkrankungen oder Schlaganfall sollten

dieses Produkt nicht verwenden.

10. Personen mit eingeschränkter Reaktionsfähigkeit, psychosomatischen Störungen oder Einschränkungen der geistigen Leistungsfähigkeit sollten dieses Produkt nicht verwenden. Folgen Sie den Anweisungen des Arztes, wenn eine solche Person das Produkt verwenden möchte.
11. Verwenden Sie das Produkt nicht länger, wenn der Gebrauch unangenehm ist.
12. Während der Schwangerschaft oder Menstruation sollte dieses Massagegerät nicht verwendet werden.
13. Kinder unter 8 Jahren dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Kinder zwischen 8–12 Jahren dürfen das Gerät nur unter der Anleitung und Aufsicht eines Elternteils oder einer anderen geeigneten Aufsichtsperson verwenden.
14. Reinigen Sie die Außenseiten des Gehäuses mit Alkoholtupfern; reinigen Sie sie nach Möglichkeit nicht mit Wasser.
15. Kratzen Sie nicht mit scharfen Gegenständen auf dem Produkt bzw. bohren Sie damit nicht in das Produkt.
16. Das Gerät hat eine beheizte Fläche. Personen, die gegenüber Wärme unempfindlich sind, müssen beim Gebrauch des Geräts vorsichtig sein.

Schritte zum Entfernen des Akkus

So kann der Akku entfernt werden

1. Trennen Sie die externe Stromversorgung und entfernen Sie das Produktgehäuse.
2. Trennen Sie die Stromversorgung vom Akku.
3. Entnehmen Sie den Akku.
4. Bringen Sie den Altakku zu einer bestehenden Wertstoffsammelstelle.
5. Beachten Sie bitte alle Umweltschutz-Vorschriften und Richtlinien zur Abfallentsorgung, um die Umwelt zu schonen.

Hinweise

- Entfernen Sie den Akku aus dem Gerät, bevor Sie es entsorgen.
- Das Gerät muss von der Stromversorgung getrennt sein, bevor der Akku entfernt wird.
- Der Akku sollte sicher entsorgt werden.



Der Akku darf nur von Fachpersonal entfernt werden!

Fehlersuche

Wenn während des Gerätebetriebs ein Fehler auftritt, führen Sie bitte die folgende Fehlersuche durch.

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können oder das Gerät weiterhin nicht ordnungsgemäß funktioniert, unterbrechen Sie die Stromzufuhr und wenden Sie sich zwecks Reparatur des Geräts an Breo. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder selber zu reparieren.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Lässt sich nicht einschalten	Netzteil nicht korrekt verbunden	Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Netzteil und Steckdose.
Geringe Wärme oder Luftdruck	Akku niedrig/leer	Wechseln Sie den Akku aus. Vergewissern Sie sich, dass der Akku korrekt eingesetzt wurde und fest sitzt.

Bei Problemen, Fragen oder Feedback senden Sie bitte eine E-Mail an support@breo-care.com oder setzen Sie sich unter 866-546-3587 telefonisch mit uns in Verbindung. Wir sind immer für Sie da.

Schutz

Lagerung

Bei einer Lagerzeit von mehr als 3 Monaten packen Sie das Produkt aus, überprüfen Sie es und laden Sie es vor dem Gebrauch wieder auf. Platzieren Sie das Produkt nicht direkt an Boden, Wand und Decke.

Innenbereiche sollten gut gelüftet sein. Halten Sie das Produkt fern von starker Sonneneinstrahlung und korrosiven Gasen.

Transport

Die Produktverpackung besteht aus einfachem stoßfestem Material und eignet sich daher für den Transport per Luft, Schiene, Straße und See. Halten Sie sie fern von Regen und Schnee, kehren Sie die Innenseite nicht nach außen um und vermeiden Sie Zusammenstöße.

Überprüfung der Stromversorgung

Überprüfen Sie die Stromversorgung. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn die Netzspannung außerhalb des angegebenen Bereichs liegt.

Wartung

Ergreifen Sie Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeit, Schädlingsbefall und Verschmutzung. Das Gerät sollte in ausgeschaltetem Zustand gereinigt werden. Bringen Sie das Gerät nach dem Gebrauch an einen sicheren Ort und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab. Bei einer Störung lassen Sie das Gerät bitte von einem Fachbetrieb reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen.

Entsorgung und Wiederverwertung

Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den vor Ort geltenden Umweltschutz-Vorschriften und -Richtlinien.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Beachten Sie lokale Vorschriften: Geben Sie nicht funktionierende elektrische Geräte bei einer geeigneten Sammelstelle ab. Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung auf umweltfreundliche Weise und führen Sie diese der Wertstoffsammlung zu.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und fehlenden Kenntnissen verwendet werden, wenn sie hinsichtlich des Gerätegebrauchs in sicherer Weise beaufsichtigt oder unterwiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und bedienerseitige Wartungsvorgänge dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Product information

Bezeichnung	Handmassagegerät
Modell	iPalm 520 Pro
Spannung	5V---
Leistung	5W
Akku	2300mAh
Gewicht	1060g
Abmessungen	L265×W201×H90(mm)
Optimale Umgebung	Temperatur: 5°F-40°F Relative Feuchte: ≤ 80 % Luftdruck: 860-1060 hPa

Made in China
 Shenzhen Breo Technology Co., LTD
 19/F, Hisense Southern Building, No.1777 Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China



Merci d'avoir acheté Breo iPalm 520 Pro.

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit, et conservez-le en lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Contenu de l'emballage

Unité principale, Câble de charge, Manuel utilisateur



Unité principale




Câble de charge



Manuel utilisateur

- A. Boutons de commande de gauche à droite : ① Pression d'air ② Chaleur ③ Durée ④ Marche/Arrêt
- B. Valve de réduction de la pression d'air
- C. Écrans à cristaux liquides
- D. Port d'alimentation



Préparation

Avant utilisation, vérifiez l'état de l'appareil et de ses accessoires :

- La batterie est suffisamment chargée
- L'adaptateur secteur n'est pas endommagé

Options d'alimentation

1. Câble de charge

A. Insérez la fiche de l'adaptateur secteur dans le port DC de l'unité principale.

B. Branchez l'autre extrémité à une prise secteur.

* Choisissez l'option d'alimentation #1 ou #2.

Fonctionnement

Utilisation

- Placez votre main (paume vers le bas) dans le massEUR.
- Mettez le massEUR sous tension, sélectionnez la touche de fonction et réglez la pression d'air et la chaleur à votre convenance.

Mode manuel

Marche/Arrêt

Marche : maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que le

voyant s'allume. Le réglage par défaut est la pression d'air (circulation faible à élevée) / massage chauffant / durée de 5 minutes.

Basculez entre les modes pression d'air et compresse chaude en appuyant sur les boutons de fonction associés.

Arrêt : maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt.

* Remarque : lorsque vous éteignez l'appareil, laissez la pression d'air se relâcher pendant 40 secondes. Pendant cette période, l'appareil ne démarre pas lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

Mise sous/hors tension

Mise sous tension : appuyer sur le bouton

La pression d'air est définie par défaut (auto : alterne entre Basse, Moyenne et Haute).

Forte chaleur, durée 5 minutes

Actionnez manuellement les boutons de fonction associés pour modifier le réglage de pression d'air, de compression, de chaleur et de durée.

Mise hors tension : appuyer sur le bouton

Remarque : la mise hors tension de l'écran LCD prend quelques secondes.

Mode manuel

Pression d'air : appuyez sur le bouton pour changer le mode de massage.

Auto (par défaut) : alterne entre Basse, Moyenne et Haute

* Les lignes sur les bords de l'écran LCD clignotent. Ces lignes passent de 1 ligne de chaque bord pour Basse, à 2 lignes pour Moyenne, puis 3 lignes pour Haute. Le cycle est répété de bas en haut pendant toute la durée du massage ou jusqu'à ce que le bouton Pression soit enfoncé pour changer le mode de massage manuellement.

Pression 1 : Basse

* Une ligne fixe de chaque bord de l'écran LCD.

Pression 2 : Moyenne

* Deux lignes fixes de chaque bord de l'écran LCD.

Pression 3 : Haute

* Trois lignes fixes de chaque bord de l'écran LCD.

* Conseil important : si la pression d'air vous paraît excessive ou inconfortable, appuyez sur la valve de réduction de la pression (bouton rouge) pour relâcher de l'air.

Précautions

Pour garantir une utilisation sûre et correcte de ce produit, veuillez d'abord lire le manuel d'utilisation en détail. Notre entreprise décline toute responsabilité quant aux conséquences d'une utilisation du produit inappropriée ou non conforme aux instructions.

1. N'utilisez pas le produit en conduisant.
2. Avant utilisation, veuillez retirer vos bijoux ou tout élément risquant de gêner le massage.
3. N'utilisez pas le produit dans une salle de bain ou un environnement humide.
4. Conservez le produit à l'abri de l'eau, des sources de flammes et des environnements corrosifs.
5. Veuillez respecter les consignes de sécurité lorsque vous utilisez le produit dans des environnements spécifiques.
6. N'utilisez pas le produit si la zone à masser a subi une opération.
7. N'utilisez pas le produit si la zone à masser comporte des lésions cutanées, des rougeurs, des inflammations, une congestion ou d'autres symptômes provoquant un inconfort.
8. Les personnes souffrant ou ayant déjà souffert d'une maladie cardiaque, ou actuellement atteintes d'une maladie aiguë, d'une maladie de la peau, d'une tumeur maligne ou d'une malformation ne doivent pas utiliser ce produit.
9. Les personnes saignant fréquemment ou souffrant de maladies affectant le sang, d'ostéoporose, de troubles affectant les tissus mous ou

d'apoplexie ne doivent pas utiliser ce produit.

10. Les personnes atteintes d'une lenteur des mouvements ou de troubles psychosomatiques ou cognitifs ne doivent pas utiliser le produit ; veuillez obtenir l'avis d'un médecin si une personne ainsi affectée souhaite utiliser le produit.
11. Arrêtez d'utiliser le produit si vous ressentez la moindre gêne lors de son utilisation.
12. Les femmes enceintes ou en période de menstruation ne doivent pas utiliser le masseur.
13. Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas utiliser le produit ; les enfants de 8 à 12 ans peuvent utiliser le produit à condition d'être guidés et surveillés par leurs parents ou une autre personne apte à les surveiller.
14. Nettoyez la surface extérieure à l'aide de coton imbibé d'alcool ; évitez d'utiliser de l'eau.
15. N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter ou percer l'appareil.
16. L'appareil a une surface chauffante. Les personnes insensibles à la chaleur doivent utiliser l'appareil avec prudence.

Instructions à suivre pour retirer la batterie

Procédure de retrait de la batterie

1. Coupez l'alimentation externe et retirez la coque de l'appareil.
2. Débranchez le câble d'alimentation de la batterie.
3. Retirez la batterie.
4. Mettez la batterie défectueuse au rebut dans un centre de recyclage approprié.
5. Veuillez respecter les lois de protection de l'environnement et consignes d'élimination des déchets locales afin de préserver l'environnement.

Remarques

- Retirez la batterie de l'appareil avant de le mettre au rebut.
- Débranchez l'appareil du secteur avant de retirer la batterie.
- La batterie doit être mise au rebut de manière appropriée.



Aucune personne autre que des professionnels ne doit tenter de retirer la batterie.

Dépannage

Si l'appareil subit une défaillance pendant son fonctionnement, veuillez consulter les précautions suivantes.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème ou si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez le débrancher du secteur et contacter un professionnel pour le faire réparer. Ne démontez pas l'appareil et ne tentez pas de le réparer vous-même.

Problème	Raison éventuelle	Solution potentielle
Défaillance lors de la mise sous tension	L'adaptateur secteur n'est pas branché correctement	Vérifiez le branchement de l'adaptateur secteur à la prise électrique
Faible chaleur ou pression d'air	L'adaptateur secteur n'est pas branché correctement	Vérifiez le branchement de l'adaptateur secteur à la prise électrique

Si vous avez des problèmes, des questions ou des remarques, veuillez nous envoyer un e-mail à l'adresse support@breocare.com ou nous appeler au (+1) 866-546-3587 (États-Unis). Nous serons toujours ravis de vous aider.

Protection

Stockage

Si le produit reste stocké pendant plus de trois mois, retirez-le de son emballage, inspectez-le et rechargez-le avant de l'utiliser. Ne placez pas le produit trop près du sol d'un mur ou du plafond.

L'environnement intérieur doit être bien aéré. Le produit ne doit pas être exposé à un fort ensoleillement ni à des gaz corrosifs.

Transport

L'emballage du produit contient des protections antichocs simples et peut donc être transporté par voie aérienne, ferroviaire, routière et maritime. Le produit ne doit pas être exposé à la pluie ni à la neige et ne doit pas être retourné ni subir de choc.

Vérification de l'alimentation

Vérifiez l'alimentation électrique ; ne mettez pas le produit sous tensions si la tension d'alimentation excède la plage indiquée.

Entretien

Protégez le produit contre l'humidité, les rats et la pollution. Le produit doit être mis hors tension avant d'être nettoyé. Après utilisation, rangez l'appareil dans un endroit sûr sans placer d'objets lourds dessus. En cas de défaillance, veuillez demander une réparation à un technicien professionnel. Ne tentez pas de démonter le produit.

Mise au rebut et recyclage

Le produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Mettez le produit au rebut en respectant les lois et consignes locales de protection de l'environnement.

Précautions

1. N'oubliez pas de respecter les réglementations locales : apportez les équipements électriques défectueux à un centre de mise au rebut approprié. L'emballage est recyclable. Mettez l'emballage au rebut de façon respectueuse pour l'environnement, en veillant à ce que les services de collecte des déchets recyclables puissent le récupérer.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et d'affinité, à condition qu'elles soient surveillées ou reçoivent des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil, et qu'elles en comprennent les risques.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de base ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

FR

Product information

Nom	Masseur de main
Modèle	iPalm 520 Pro
Tension	5V---
Puissance	5W
Batterie	2300mAh
Poids	1060g
Dimensions	L265×W201×H90(mm)
Environnement idéal	Température: 5°F-40°F Humidité relative: ≤ 80 % Pression atmosphérique: 860 hPa~1 060 hPa

Made in China

Shenzhen Breo Technology Co., LTD

19/F, Hisense Southern Building, No.1777 Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

