

Bedienungsanleitung

Oberarm-Blutdruckmessgerät

Modell: AES-U181

1 Jahr Garantie



1. Vielen Dank, dass Sie sich für das Oberarm-Blutdruckmessgerät AES-U181 entschieden haben.

2. Um das Gerät fehlerlos und sicher bedienen zu können, lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch durch.

3. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.

Version:2.0 Stand: 16.06.2021

Verwendungszweck

Das Oberarm-Blutdruckmessgerät ermöglicht die systolische und diastolische Blutdruckmessung und die Pulsfrequenzmessung. Vielen Dank, dass Sie sich für das Oberarm-Blutdruckmessgerät AES-U181 entschieden haben. Das Gerät wird zur Blutdruckmessung und Pulsfrequenzmessung genutzt. Die Messungen können über die automatische Speicherfunktion gespeichert werden. Die Bauweise garantiert Ihnen eine zuverlässige Funktion über viele Jahre. Das AES-U181 bietet Ihnen eine Überprüfung Ihrer Vitalwerte wie bei einer Fachkraft, die mit Manschette und Stethoskop arbeitet. Diese Bedienungsanleitung bietet Ihnen einerseits wichtige Informationen zur Sicherheit und Pflege des Produkts und andererseits wird Ihnen schrittweise erklärt, wie Sie das Gerät zu nutzen haben. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung gut durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Lieferumfang

1x Oberarm-Blutdruckmessgerät 1x Manschette 1x Bedienungsanleitung 4x AAA-Batterien

SSicherheitshinweise

Die folgenden Symbole können in der Bedienungsanleitung, auf Schildern oder anderen Bauteilen auftauchen. Bitte beachten Sie diese Zeichen, denn diese sind eine wesentliche Voraussetzung für die richtige Bedienung des Geräts.

	Verbot Meint Verbote, welche ausgedrückt sein können in Schrift oder Zeichen innerhalb oder neben des Symbols. Das linke Symbol meint ein generelles Verbot.
	Vorsichtshinweis Meint Sachen, die verbindlich sind mit der genannten Sache, welche ausgedrückt sein können in Schrift oder Zeichen innerhalb oder neben des Symbols. Das linke
	Symbol meint einen generellen Vorsichtshinweis. Lies die Bedienungsanleitung für die Nutzung.
	Anwendungsteil des Typs BF.
	Achtung: Ziehen Sie die mitgelieferten Dokumente hinzu.
	Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten städtischen Abfall. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät als Sondermüll.
	Die Verpackung sollte vom Regen ferngehalten werden.
	Nicht rollen.
	Die Verpackung sollte nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.

	Weist auf die richtige senkrechte Position des Pakets hin.
	Der Inhalt des Pakets ist zerbrechlich und sollte deshalb vorsichtig behandelt werden.
	InWeist auf die Temperaturgrenzen im Paket hin, bei der das Paket gelagert und geliefert werden sollte.
	Benutzer einstellen、Zeit、 Einheit
	Messung starten, Messung stoppen, Ausschalten
	Speichersymbol, wenn das MEM-Symbol blinkt, kann der Bediener Daten speichern oder abrufen.
	Geöffnet
	Schließen
IP21	IP21: Geschützt vor Fremdkörpern mit einer Maße von 12,5mm Ø und größer und vor vertikal fallenden Wassertropfen.
	Nicht ionisierende elektromagnetische Strahlung
	Chargennummer der Produktion
	Produktionsdatum
	Hersteller
	Das Gerät sollte nach dem Ablauf des dargestellten Datums nicht mehr benutzt werden.
CE 0123	CE-Kennzeichnung: Entspricht den grundlegenden Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie 93/42 / EWG.
	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft

Achtung

Das Gerät darf nur von Erwachsenen betrieben werden.

Das Gerät ist für eine nichtinvasive Messung und die Darstellung von arteriellem Blutdruck gedacht. Das Gerät darf nicht auf anderen Körperteilen außer dem Arm benutzt werden oder in der Funktion anderweitig missbraucht werden als den Blutdruck zu messen.

Bitte verwechseln Sie nicht Selbstkontrolle mit Eigendiagnose. Dieses Gerät erlaubt es Ihnen, Ihren Blutdruck zu messen. Bitte beginnen oder beenden Sie nicht eine medizinische Behandlung nur auf Grundlage dieses Messgeräts. Bitten Sie Ihren Arzt um Rat.

Wenn Sie Medikamente einnehmen, bitten Sie Ihren Arzt um Rat, um den geeignetsten Zeitpunkt für die Blutdruckmessung zu finden. Ändern Sie nie eine angeordnete Medikation ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt zu halten.

Spezifikation

Netzspannung	DC 6V, 4*AAA-Batterien
Type-c power supply	DC 5V, 1A
Messmethode	Oszillographie
Messbereich	Druck: 0~39kPa (0~290mmHg) Pulswert: (40~199) mal/min
Genauigkeit	Presión:Druck: $\pm 0.4\text{kPa}$ ($\pm 3\text{mmHg}$), Pulswert: $\pm 5\%$
Speicher	2 x 90
Arbeitsbereich	Temperatur: 5 °C~40 °C , RH:15% ~80%, Druck: (70~106)kPa
Lager- und Transportbedingungen	Temperatur: -20 °C~+55 °C , RH: 15%~93%, Druck: (70~106)kPa
Gewicht	Ungefähr 276g
Produktmaße	109*137*82mm
Armumfang	22-42 cm
Produktlebensdauer	5 Jahre

Dieses Gerät ist nicht geeignet für die durchgehende Überwachung während medizinischen Notfällen oder Operationen.

Wenn der Druck der Manschette 40kPa (300mmHg) überschreitet, wird die Luft in der Manschette automatisch abgelassen. Sollte die Luft in der Manschette nicht abgelassen werden, obwohl der Druck 40kPa (300mmHg) überschreitet, nehmen Sie die Manschette von dem Arm herunter und drücken Sie die Start/Stop-Taste, um die Befüllung der Manschette zu stoppen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bevor Sie das Produkt benutzen, um Fehler in der Messung zu vermeiden.


Das Gerät ist kein AP/APG-Gerät und nicht geeignet für die Nutzung in Gegenwart von brennbaren anästhetischen Mischungen von Luft und Sauerstoff- oder Distickstoffoxid.

Der Bediener des Geräts darf den Ausgang für den AC-Adapter und den Behandelten nicht gleichzeitig berühren.


Bitte vermeiden Sie starke elektromagnetische Strahlungsfelder, um Messfehler zu vermeiden.

Geräteübersicht

- Ⓐ Air Jack
- Ⓑ Luftstecker
- Ⓒ Luftschlauch
- Ⓓ Luftmanschette
- Ⓔ Anzeigebildschirm
- Ⓕ TYP-C Steckdose
- Ⓖ Speichertaste
- Ⓗ Schaltertaste
- Ⓘ Einstelltaste
- Ⓢ Batterieabdeckung



- Ⓙ Blutdruckstandanzeiger
- Ⓚ Anzeige für schwache Batterie
- Ⓛ Herzschlag
- Ⓜ Wert für Hochdruck (Systolischer Druck)
- Ⓝ Wert für Niedrigdruck (Diastolischer Druck)
- Ⓞ Benutzergruppen
- Ⓟ Manschetten Erkennung
- Ⓠ Pulsfrequenz



Benutzer, Zeit und Maßeinheit einstellen


Es ist wichtig, die Uhrzeit des Blutdruckgeräts vor der Bedienung einzustellen, damit für jede Messung eine Zeit hinterlegt wird.

Schalten Sie das Gerät aus.

Schritt 1: Drücken Sie die SET-Taste für 3 Sekunden. Wenn das Personensymbol auf der oberen Hälfte des Displays beginnt zu blinken, heißt das, dass Sie im Benutzereinstellungsmodus sind.

Schritt 2: Drücken Sie die MEM-Taste und wählen Sie zwischen Nutzer 1 oder Nutzer 2.


Schritt 3: Drücken Sie danach die SET-Taste und tragen Sie die nächste Parametereinstellung ein.



Wiederholen Sie Schritt 2 und Schritt 3, um das Datum einzustellen.



Wiederholen Sie Schritt 2 und Schritt 3, um die Uhrzeit einzustellen.



Wiederholen Sie Schritt 2 und Schritt 3, um die Stimme mit ON einzuschalten und mit OFF die Stimme auszuschalten.



Wiederholen Sie Schritt 2 und Schritt 3, um die Maßeinheit kPa mit ON einzuschalten und mit OFF die Maßeinheit mmHg einzuschalten. Das Menü wird sich nach dem Einstellen automatisch schließen.





Anbringung der Manschette

Bringen Sie die Manschette an den oberen Arm an. Das Kabel muss an der Innenseite des Armes auf der Höhe des Mittelfingers verlaufen.



Die Manschette darf nicht zu eng anliegen. Es sollte möglich sein, einen Finger zwischen den Arm und der Manschette einzuführen.

2~3cm(1inch)



Es kann zu höheren Blutdruckwerten führen, wenn der Arm zu stark belastet wird oder die Manschette tiefer als das Herz positioniert wird.



Sitzen Sie ruhig und legen Sie Ihren Arm auf eine flache Oberfläche.

Entspannen Sie sich für 5 Minuten bevor Sie mit der Messung beginnen.

Warten Sie mindestens 3 Minuten zwischen den Messungen. Dadurch ermöglichen Sie Ihrem Blutkreislauf sich zu erholen. Versuchen Sie für einen erfolgreichen Vergleich, die Messungen unter den gleichen Bedingungen durchzuführen. Messen Sie dafür z.B. zu der ungefähr gleichen Tageszeit und am selben Arm oder wie es von Ihrem Arzt empfohlen wurde.

Starten der Messung

- * Wählen Sie Nutzer 1 oder Nutzer 2.
- * Drücken Sie die Start/Stop-Taste, um die Blutdruckmessung automatisch zu beginnen.
- * Drücken Sie die Start/Stop-Taste, um das Gerät auszuschalten. Alternativ wird sich das Gerät 1 Minute später von alleine ausschalten.




Messungen aufrufen

1. Bitte wählen Sie Nutzer 1 oder Nutzer 2, wenn das Blutdruckmessgerät sich ausschaltet. Drücken Sie die  , um den Durchschnitt der letzten 3 Messungen aufzurufen.



2. Drücken Sie die  um zu den Messungen zu gelangen.




Datensatz löschen

Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste  für 3s , und dann die Taste  .
Das Display zeigt an, **ALL**
EE



Wechseln der Batterien

- * Öffnen Sie die Batterieabdeckung.
- * Setzen Sie die neuen Batterien ein und bedenken Sie die richtige.
- * Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.



Ersetzen Sie die Batterien, wenn folgende Dinge zutreffen:

Die Batterieanzeige blinkt.

Das Display wird dunkel.

Das Display geht nicht mehr an.

ACHTUNG

Bitte nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzen werden.

Bitte beachten Sie die landesüblichen Regelungen für die Beseitigung von alten Batterien.

Benutzen Sie alte und neue Batterien nicht gleichzeitig.

Benutzen Sie nicht Alkali-Batterien, Standard-Batterien (Karbon-Zink) oder aufladbare Batterien (Ni-Cd, Ni-MH usw.) gleichzeitig.

Tipps für die Nutzung

Die Messungen können verfälscht werden, wenn diesen unter folgenden Umständen durchgeführt werden.



Warten Sie mit der Messung mindestens 1 Stunde nach dem Essen oder Trinken.



Sofortige Messung nach Tee, Kaffee oder Rauchen.



Warten Sie mindestens 20 Minuten mit der Messung, wenn Sie ein Bad genommen haben.



Wenn Sie reden oder die Finger bewegen.



In einer sehr kalten Umgebung.



Wenn Sie das Verlangen haben, urinieren zu müssen.


Instandhaltung

Um die bestmögliche Leistung des Geräts zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Anweisungen:

Vermeiden Sie intensive Erschütterungen oder Stürze	
Bitte reparieren Sie das Gerät nicht selber	
Vermeiden Sie Verdrehungen der Manschette	
Benutzen Sie ein leicht feuchtes Tuch zum Entfernen von Schmutz	
Vermeiden Sie staubige Umgebungen oder ungleichmäßige Temperaturbedingungen	
Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht nutzen wollen	
Bitte schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn die Manschette noch nicht angelegt ist	

Was sind die standardmäßigen Blutdruckklassifizierung?

Die untere Grafik verdeutlicht die Blutdruckklassifizierung, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der International Society of Hypertension (ISH) im Jahre 1999 festgelegt wurde:



Level Blutdruck (mmHg)	Optimal	Normal	Hoch-Normal	Leichter	Mittelgradiger	Schwerer
SYS	<120	<130	130~139	140~159	160~179	≥ 180
DIA	<80	<85	85~89	90~99	100~109	≥ 110

Achtung

Nur Mediziner können Ihren normalen und risikoreichen Blutdruckbereich feststellen. Ziehen Sie dafür Ihren Arzt zu Rate, um die passenden Werte zu erfahren. Wenn die Messungen außerhalb dieser Bereiche fallen, ziehen Sie sofort Ihren Arzt zu Rate.

Warum verändert sich mein Blutdruck innerhalb eines Tages?

1. Der individuelle Blutdruck kann sich innerhalb eines Tages verändern. Dies hängt damit zusammen, wie Sie die Manschette befestigen und an welcher Stelle Sie messen. Deshalb sollten die Messungen unter den selben Bedingungen durchgeführt werden.
2. Die Blutdruckunterschiede können durch die Einnahme von Medikamenten verstärkt werden.
3. Warten Sie mindestens 4-5 Minuten zwischen den Messungen.

Warum unterscheiden sich die Messungen im Krankenhaus und zuhause?

Der Blutdruck kann sich innerhalb von 24 Stunden bedingt durch z.B. dem Wetter, Emotionen, Anstrengungen etc. verändern.

Wenn Sie den Blutdruck zuhause messen, müssen Sie folgende Sachen beachten:

Ist die Manschette richtig befestigt?

Ist die Manschette zu fest oder zu lose?

Ist die Manschette am Oberarm befestigt?


Fühlen Sie sich ängstlich oder gestresst?

Sie sollten 2-3 mal tief Luft holen, bevor Sie mit der Messung beginnen.

Ratschlag: Nehmen Sie sich 4-5 Minuten, damit Sie sich beruhigen.

Wenn das Messergebnis am rechten Arm gleich bleibt:

Sie können an beiden Armen messen. Sie sollten jedoch bedenken, dass sich unterschiedliche Messergebnisse ergeben können, wenn Sie an unterschiedlichen Armen messen. Deshalb sollten Sie immer den gleichen Arm benutzen.



In diesem Bereich wird eine Liste von Fehlermeldungen und oft auftretende Fragen behandelt, die sich mit der Nutzung des Blutdruckmessgeräts ergeben können. Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Gerät nicht so funktioniert, wie Sie es erwarten würden, gehen Sie die Liste durch bevor Sie nach Hilfe anfragen.

Fehlermeldungen

Fehler	Symptome	Überprüfen Sie dies	Lösung
Keine Energie	Das Display ist dunkel oder geht nicht an.	Die Batterien sind leer.	Setzen Sie neue Batterien ein.
		Die Batterien wurden falsch herum eingesetzt.	Setzen Sie die Batterien richtig herum ein.
Batterien fast leer		Die Batterien sind fast leer.	Setzen Sie neue Batterien ein.
Fehlermeldung	"Err 1"	Der Herzschlag ist zu schwach oder der Druck der Manschette fällt ab.	Befestigen Sie die Manschette erneut und messen Sie noch einmal.
	"Err 2"	Es sind Geräusche zu hören, die die Messung beeinflussen könnten.	Befestigen Sie die Manschette erneut und messen Sie noch einmal.
	"Err 3"	Die Messung ist nicht richtig.	Befestigen Sie die Manschette erneut und messen Sie noch einmal.
	"Err P"	Die Manschette bläst sich nicht auf.	Befestigen Sie die Manschette erneut und messen Sie
	"Err H"	Befestigen Sie die Manschette erneut und messen Sie .	Befestigen Sie die Manschette erneut und messen Sie noch einmal.

Elektromagnetische Kompatibilität

Das ME EQUIPMENT oder ME SYSTEM ist geeignet für die häusliche Gesundheitspflege usw.

Warnung: Nähern Sie keine hochfrequenten chirurgischen Geräte und die Hochfrequenz geschützten Bereiche der ME Systeme an Magnetresonanzenanlagen, da die Intensität der elektromagnetischen Felder und die damit einhergehenden Störungen sehr stark sind.

Warnung: Es sollte vermieden werden, dieses Gerät mit anderen angrenzenden Geräten zu nutzen, denn daraus könnte eine ungenaue Funktionsfähigkeit resultieren. Falls dies der Fall sein sollte, sollten dieses und die anderen Geräte geprüft werden, ob diese normal funktionieren.

Gegebenenfalls: Eine Liste aller Kabel und der maximalen Länge der Kabel (wenn zutreffend), Umwandler und alle anderen Zubehörteile, die ersetzbar sind von der zuständigen Organisation, die mit dem ME EQUIPMENT oder ME SYSTEM übereinstimmen mit den Bedingungen von Klausel 7 (Emissionen) und Klausel 8 (Störfestigkeit). Das Zubehör kann allgemein (z.B. abgeschirmte Kabel, Lastimpedanz) oder speziell (z.B. vom Hersteller und Ausstattung oder Hinweis auf dem Typ) angegeben werden.

Gegebenenfalls: Die Leistung von ME EQUIPMENT oder ME SYSTEM, welches bestimmt ist von wesentlichen Leistungsmerkmalen und der Beschreibung, was der Bediener zu erwarten hat, wenn die wesentlichen Leistungsmerkmale nicht mehr gegeben sind oder vermindert werden durch elektromagnetische Störungen (der Begriff „wesentliche Leistungsmerkmale“ muss nicht näher erläutert werden).

1. Alle nötigen Anweisungen, um die grundlegende Sicherheit und wesentlichen Leistungsmerkmale in Bezug auf elektromagnetische Störungen zu gewährleisten, die nötig sind, um die erwartete Laufzeit zu erreichen, wurden gegeben.

2. Anleitung und die Erklärung des Herstellers über die elektromagnetischen Emissionen und Störfestigkeit.

Tabelle 1

Anleitung und Erklärung des Herstellers – elektromagnetische Emission	
Emissionstest	Regelkonform
RF Emissionen CISPR 11	Gruppe 1
RF Emissionen CISPR11	Klasse B
Oberwellenemissionen IEC 61000-3-2	Nicht zutreffend
Spannungsschwankung/Flackeremissionen IEC61000-3-3	Nicht zutreffend

Tabelle 2

Anleitung und Erklärung des Herstellers – elektromagnetische Störfestigkeit		
Störfestigkeitstest	IEC 60601-1-2 Testlevel	Regelkonform
Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV Kontakt ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV Luft	±8 kV Kontakt ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV Luft
Schnelle elektrische Transienten/Burst IEC 61000-4-4	Stromleitung: ±2 kV Eingang/Ausgang Leitungen: ±1 kV	Nicht zutreffend
Überspannung IEC 61000-4-5	Leitung zu Leitung: ±1 kV. Leitung zur Erde: ±2 kV. 100 kHz Wiederholungsfrequenz	Nicht zutreffend
Spannungseinbruch, kurze Unterbrechungen und Spannungsänderung am Netzanschluss IEC 61000-4-11	0% 0,5 Zyklus bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315° 0% 1 Zyklus und 70% 25/30 Zyklen Einzelphase: bei 0 0% 300 Zyklus	Nicht zutreffend
Netzfrequenz Magnetfeld IEC 61000-4-8	30 A/m 50Hz/60Hz	30 A/m 50Hz/60Hz
Leitungs RF IEC61000-4-6	150KHz bis 80MHz: 3Vrms 6Vrms (in ISM und Amateurfunkbänder) 80% Am bei 1kHz	Nicht zutreffend
Strahlungs RF IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM bei 1 kHz	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM bei 1 kHz
Anmerkung U T ist die vorrangige AC Netzspannung bei der Anwendung des Tests		

Tabelle 3

Anleitung und Erklärung des Herstellers – elektromagnetische Störfestigkeit

Strahlungs RF IEC61000-4-3 (Testspezifikationen für Störfestigkeit des Gehäuseanschlusses bei RF kabellosem Kommunikationszubehör)	Testfrequenz (MHz)	Breite (MHz)	Service	Modulation	Modulation (W)	Distanz (m)	Störfestigkeitstestlevel (V/m)
	385	380 – 390	TETRA 400	Impulsmodulation 18 Hz	1,8	0,3	27
	450	380 – 390	GMRS 460, FRS 460	FM ± 5 kHz Abweichung 1 kHz Sinus	2	0,3	28
	710	704 – 787	LTE Band 13, 17	Impulsmodulation 217 Hz	0,2	0,3	9
	745						
	780						
	810	800 – 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA850, LTE Band5	Impulsmodulation 18 Hz	2	0,3	28
	870						
	930						
	1720	1700 – 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Impulsmodulation 217 Hz	2	0,3	28
	1845						
	1970						
	2450	2400 – 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Impulsmodulation 217 Hz	2	0,3	28
	5240	5100 – 5800	WLAN 802.11 a/n	Impulsmodulation 217 Hz	0,2	0,3	9
	5500						
	5785						



Entsorgung

Trennen Sie Elektroschrott von anderen Abfällen. Entsorgen sie die elektronischen Geräte bei dafür vorgesehenen Sammelstellen. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Kommunalverwaltung über die unterschiedlichen Sammelstellen. Wenn elektronische Geräte auf normalem Wege entsorgt werden, können gefährliche Stoffe austreten und über das Grundwasser in die Lebensmittelkette gelangen und so die Gesundheit und das Wohlbefinden nachhaltig schaden.

CHANGSHA SINOCARE INC.

Address: No. 265, Guyuan Road, Hi-tech Zone, Changsha,
Hunan Province, 410205, People's Republic of China

TEL: +86-731-8993581/89935582

FAX: +86-731-89825189

Email: support@sinocare.com

Website: www.sinocare.com



Informationen zum Hersteller:

Hersteller: Alicn Medical Shenzhen, Inc

Adresse: Room 410, Building A, 3rd Sub-park, Leibo Zhongcheng Life Science Park, No. 22 Jinxiu East Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, 518118 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: 0086-0755-26501548 Fax: 0086-0755-26504849

Email: Infor@alicn-med.com

Webseite: <http://www.alicn-med.com>



Authorised EU Representative

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Address: Eiffeustrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

备注：成品尺寸：80*105mm
105g铜版纸，黏胶

部门	签 名 栏	修 改 记 录				文件编号	W-YF-03804	物料编号	40-UJ01B065N11
销售:		标记	修改内容	修改人	日期	图纸名称	产品图181-说明书 A000	型 号	AES-U1B1
法规:		△	CE地址	罗雪莲	2021-03-02	设 计	罗雪莲	材 料	
			操作标题	罗雪莲	2021-03-08	审 核		比 例	1:1
项目:			欧代电话	罗雪莲	2021-06-16	批 准		单 位	MM
研发:						版 本	A04		2021-06-16
BOM:						深圳市爱立康医疗股份有限公司			