




Water Flosser FP1

INSTRUCTION MANUAL



EN

DE

FR

ES

IT

Thank you for purchasing Acekool Water Flosser. Before operating this unit, please read these instructions completely and keep the manual ready for further reference.

Contents

EN English 01-14

DE Deutsche 15-29

FR Française 30-44

ES Español 45-59

IT Italiana 60-74

EN Contents

■ Important Safeguards	02
■ FCC Statement	03
■ Safety Measures	04
■ Package Contents	06
■ Accessories	07
■ Specifications	07
■ Steps	08
■ Cleaning and Maintenance	12
■ Environmental Protection	13
■ Troubleshooting	14

■ ■ Important Safeguards

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

DANGERS

To reduce the risk of electrocution:

- Do not use while bathing.
- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub, shower stall or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not handle charger with wet hands when charging.

WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons.

- A product should never be left unattended when plugged in.
Exception: Contact lens disinfectors, toilet seat assemblies, and similar products.
- Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or invalids.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the product to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never block the air openings of the product or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Never use while sleeping or drowsy.
- Never drop or insert any object into any opening or hose.
- Unplug this product before filling. Fill (reservoir) with water only unless otherwise specified by manufacturer. Do not overfill (or specify filling instructions)

- The instructions for appliances having a part of class III construction supplied from a detachable power supply unit shall state that the appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- This product needs to be charged with the charger specified by the manufacturer, do not use the charger not specified or other charger.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

■ ■ ■ FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Safety Measures

Basic safety precautions should be observed during the use of electrical products, especially when children are present.

Please read all safety guidelines before using this device.

WARNING

To reduce the risk of electric shock and other hazards, please observe the safety guidelines below:


- Check if the charger or power cord are damaged before initial and during continued use of this device. If either are damaged, do not attempt to use the device. Instead, contact after-sales services for a replacement.
- Do not throw the device into a fire or other heated environments.
- Do not immerse the device into water, as this may cause damage.
- Do not attempt to plug or unplug the charger while your hands are wet. When plugging or unplugging the device, do so using the charger, not the power cord.
- Do not modify, damage, or destroy the charging equipment. Do not forcefully stretch, bend, or twist the power cord. Do not place heavy objects on the power cord or stick the power cord between other objects.
- Do not drop or insert foreign objects into any of the device openings.
- Do not place the device, charger, or power cord on heated surfaces.
- Do not place the device in a hot or humid location, nor any locations exposed to direct sunlight.
- Before cleaning and maintenance, ensure that the device is turned off and not charging.

 WARNING


To reduce the risk of burns, electric shock, fires, and other injury hazards, please observe the safety guidelines below.

- Do not use this device in any manner other than those outlined in the manual.
- Do not use this device while a nozzle is not installed.
- Persons (including children) without the full mental capacity or relevant experience and knowledge must clean and maintain this device under the supervision of a guardian.
- Place this device outside of the reach of children and infants. Do not allow this device to be used as a toy.
- Users suffering from periodontitis or those who have undergone oral surgery within the past 2 months should consult a doctor before using this device.
- Only the nozzles and accessories included with, sold with, or recommended by this device should be used.
- Do not disassemble or swap out parts from this device.
- To prevent burns, do not fill the tank or attempt to clean your mouth with water over 40°C.
- Do not use this device for any purpose other than oral hygiene.
- To prevent injury, do not press the nozzle forcefully into your gums or teeth.
- Do not use this device in outdoor locations where aerosols (sprays) or oxygen supplies are in use.
- Remove all cosmetic teeth accessories before using this device.
- Do not use iodine, salt water, or concentrated essential oils that are insoluble in water with this device. Doing so will reduce its performance and shorten its service life.
- Do not fill the device with pure mouthwash liquid. If you wish to use a mouthwash, dilute it in accordance with the proper proportions.

■ ■ Package Contents



Accessories



Tip: Replace every 6 months Standard Nozzle

Specifications

Rated Voltage	3.7V ===
Power Rating	8W
Waterproof Rating	IPX7
Charge Time	≤4H
Input	5V===1A
Adaptor Rating Value Input	100-240V~50/60Hz 0.3A
Adaptor Rating ValueOutput	5V===1A 5.0W

Steps


Before Starting: Very Important! Ensure the device is **fully** charged before using it for the first time by connecting the USB cable to the charging port and turning on the power. This device cannot be used while charging.

Step 1: Fill the Water Tank

Open the lid and then fill water into the reservoir. If the lid falls off, you can insert the gasket of the lid to the opening, then close the lid.



Note: Ensure that the device is turned off before filling the water tank.



Step 2: Install the Nozzle

Insert the nozzle into the hole on the top of the controller. You should hear a "click" sound on successful installation. Rotate the nozzle to adjust the direction of water outflow. If you need to replace the irrigator, press and hold the **uninstall** button, then remove the irrigator.



Installation



Replacement

Step 3: Select Mode



This device has 4 modes. Select the desired mode by tapping the mode button while the device is off. The functions of each mode are outlined below.

- After you press the on/off button, the device will enter the work mode. You can press the mode button to switch the mode in the following cycle: Normal level-Soft level-Pulse level-DIY. In any work mode, you can press and hold the on/off button for more than one second to turn off the device.

Enter the DIY mode method:

- Long-press the DIY mode button, and the DIY light flashes
- Water pressure circulates from the lowest to the highest, and then short-press the function conversion button at the appropriate water pressure
- Water pressure can be fixed.

- During charging, the function indicator displays the charging status, the battery displays the current power, and the charging indicators flash in sequence. When the device is fully charged, the battery power is full, and all the charging indicators are on. You can press and hold the mode button to check the current battery power, which is indicated by the number of indicators that are on. If the charging indicator flashes during use, you need to charge the device. When the device is nearly out of power, the charging indicator will flash for three times, then the device will be off automatically.
- The device will work for two minutes. Memory mode: When the device is on, it will memorize the last mode you use for more than one minute before you turn off the device.
- Hold the device upright during use to make sure that it is in the optimal working condition. If the device operates with any mode for more than 120 seconds, it will be off automatically.



Step 4: Before Use

Before using the device, lean slightly over the sink, extend the nozzle into your mouth and aim it at the teeth, gums, or between the teeth. Rotate the nozzle to adjust the direction of the water outflow so that it is perpendicular to the part of your mouth you wish to clean. Ensure that your mouth is open enough so that any water flows right out.

Note:



When using the oral irrigator for the first time, start from the lowest gear. Water pressure can be gradually increased as the oral cavity adapts. You may experience itching or minor gum bleeding during use. This is normal and should typically stop after 1-2 weeks.

Step 5: Use

Press and hold the switch button for 0.6 second to start the device. To pause the device during use, tap the switch button. Press and hold the button again to resume operation. This device is equipped with a 120-second shutdown timer. Automatic shutdown will only trigger if the water tank is empty. If you wish to keep using the device, tap the switch button to turn it off, then restart the device after refilling the water tank. Turn off the device after you are finished using it.


Techniques

For best results, start with the molars (posterior teeth) and start cleaning towards the front teeth. While cleaning, move the nozzle 90° along the gum line. Stay between each tooth for a short period. Close your lips slightly to avoid the water from spraying out, but leave enough space so that water can flow freely from your mouth to the sink.



Step 6: After Use

After use, open the water tank and pour out any remaining liquid. Turn on the device and drain any liquid left until the irrigator no longer sprays out any liquid, then turn off the device.



Step 7: Charging

The indicator light is white, and will remain on while the device is in use. If the device shuts down after the indicator flashes for five times, the device is in low-voltage state. In the low-voltage state, after you press the on/off button again, the device will not power on. The indicator flashes for four times, indicating that you need to charge the device in time. When the device is charging, the indicator flashes. While the device is fully charged, the indicator light will remain on.


Cleaning and Maintenance

Cleaning the Body:

- Clean this device only with clean water or a neutral detergent. Do not use corrosive or abrasive detergents. Do not use water above 50°C to clean any part of this device, as this may lead to damage or reduced performance.
- Do not soak the oral irrigator in water. If necessary, clean the surface of the device by wiping with a soft cloth dipped in mild, non-corrosive detergent.

Cleaning the Tank:

- You can hold the device with your left hand, seize the buckle of the cover with your right hand, rotate the buckle left and right, then gently pull it down.
- Rinse the inside of the tank with clean room temperature water. Do not clean the tank with any type of detergent.
- After cleaning, locate the bottom cover to the buckle, then gently insert it to the device.



Removing Hard Water:

- Depending on the mineral content of the water used, hard water deposits may build up on the device. Failure to remove hard water buildups will reduce product performance.
- Point the nozzle at the sink, turn on the device, then let it run until all water has been used. Fill the water tank with clean warm water, then repeat the above steps to clean the tank. This cleaning process should be repeated every 1-3 months to maintain product performance.


Environmental Protection

Battery Maintenance

- Ensure that the battery is fully charged before initial use.
- Ensure that the battery is fully charged before storing the device for an extended period.
- In order to prolong battery life, charge the device immediately when the battery is low.

Battery Recycling

This device uses recyclable rechargeable batteries. At the end of the device's lifecycle, recycle or dispose of the batteries separately in accordance with your local waste management regulations before disposing of the device.



Recycling Procedure: While the device is turned off, remove the nozzle and water tank, then use a screwdriver or a similar tool to pry open the base to remove the recyclable batteries.

Note: Do not short circuit the positive and negative terminals of the removed battery. The terminals can be insulated with tape.

■ ■ Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
There is a leak between the nozzle and the body	The seal of the nozzle holder is damaged, or the nozzle was not installed in the proper position	Contact seller for replacement, or reinstall the nozzle in the proper position
There is a leak in the water inlet	The seal is damaged, or there are impurities on the inlet	Contact seller for replacement
There is a leak in the water tank	The seal is damaged	Replace the seal, or contact seller for replacement
There is not enough water pressure	Not enough charge	Try again after charging the device
The device cannot start	Not enough charge	Try again after charging the device, 12 or contact seller for replacement
The device is not releasing any water	The device is being used for the first time, or has not been used in an extended period	Add a suitable amount of water to the nozzle installation hole and try again after reinstalling the nozzle.

DE Inhalt

■ Wichtige Sicherheitshinweise	16
■ Erklärung der FCC	18
■ Sicherheitsmaßnahmen	19
■ Packungsinhalt	21
■ Zubehör	22
■ Spezifikationen	22
■ Schritte	23
■ Reinigung und Wartung	27
■ Umweltschutz	28
■ Fehlerbehebung	29

■ ■ ■ Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von elektrischen Geräten, insbesondere wenn Kinder anwesend sind, sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich der folgenden:

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN.



GEFAHREN

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:

- Verwenden Sie das Gerät nicht beim Baden.
- Platzieren oder lagern Sie das Gerät nicht so, dass es in eine Badewanne, Duschkabine oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann.
- Stellen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen.
- Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Fassen Sie das Ladegerät beim Aufladen nicht mit nassen Händen an.



WARNUNG

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen zu verringern:

- Ein Gerät sollte nie unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es eingesteckt ist.
Ausnahmen: Desinfektionsgeräte für Kontaktlinsen, Toilettensitz-Sets und ähnliche Produkte.
- Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern oder behinderten Personen verwendet wird, ist eine sorgfältige Überwachung erforderlich.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder nachdem es in Wasser gefallen ist. Senden Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur an ein Service-Center.
- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.

- **Blockieren Sie niemals** die Luftöffnungen des Geräts. **Stellen Sie es nicht** auf eine weiche Oberfläche, wie z. B. ein Bett oder eine Couch, wo die Luftöffnungen **blockiert** werden könnten. **Halten Sie die Luftöffnungen** freivon Fusseln, Haaren und ähnlichem.
- **Verwenden Sie das Gerät niemals im Schlaf** oder bei Müdigkeit.
- **Lassen Sie niemals Gegenstände in die Öffnungen oder Schläuche fallen** und stecken Sie nichts hinein.
- **Ziehen Sie vor dem Befüllen des Geräts den Netzstecker.** **Füllen Sie den Wassertank des Geräts nur mit Wasser,** es sei denn, der Hersteller gibt etwas anderes an. **Überfüllen Sie den Tank nicht (halten Sie sich an die Füllanweisungen in den Gerätespezifikationen).**
- **In der Anleitung für Geräte mit einem Teil der Bauartklasse III,** die über ein abnehmbares Netzteil versorgt werden, muss angegeben werden, dass das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden darf.
- **Dieses Gerät muss mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät aufgeladen werden.** Verwenden Sie kein Ladegerät, das nicht vom Hersteller genehmigt ist.
- **Dieses Gerät enthält Akkus, die nicht austauschbar sind.**
- **Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von dieser Person Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.**
- **Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.**
- **Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.** Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- **Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und nicht an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.**

■ ■ Erklärung der FCC

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich derer, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Warnhinweis: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zur Verwendung des Geräts aufheben.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen im Funkverkehr verursachen. Es wird jedoch nicht gewährleistet, dass in einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie an einem anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Sicherheitsmaßnahmen

Bei der Verwendung von elektrischen Geräten müssen grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, insbesondere wenn Kinder anwesend sind.

Bitte lesen Sie alle Sicherheitsrichtlinien, bevor Sie dieses Gerät benutzen.

Warnhinweis

Um das Risiko eines Stromschlags und anderer Gefahren zu verringern, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien:


- Überprüfen Sie vor der ersten und während der weiteren Verwendung dieses Geräts, ob das Ladegerät oder das Netzkabel beschädigt sind. Wenn eines davon beschädigt ist, versuchen Sie nicht, das Gerät zu verwenden. Wenden Sie sich stattdessen an den Kundendienst, um Ersatz zu erhalten.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer oder stellen Sie es nicht in andere erhitzte Umgebungen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten da dies zu Schäden führen kann.
- Versuchen Sie nicht, das Ladegerät mit nassen Händen ein- oder auszustecken. Wenn Sie das Gerät ein- oder ausschalten, tun Sie dies am Ladegerät und ziehen Sie nicht einfach das Netzkabel.
- Verändern, beschädigen oder zerstören Sie das Ladegerät nicht. Ziehen, biegen oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht mit Gewalt. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel und klemmen Sie das Netzkabel nicht zwischen andere Gegenstände.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und stecken Sie keine Fremdkörper in die Geräteöffnungen.
- Platzieren Sie das Gerät, das Ladegerät und das Netzkabel nicht auf heißen Oberflächen.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem heißen oder feuchten Ort oder an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung auf.
- Stellen Sie vor der Reinigung und Wartung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und nicht geladen wird.

Warnhinweis


Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden und anderen Verletzungsgefahren zu verringern, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien.

- Verwenden Sie dieses Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn keine Düse installiert ist.
- Personen (einschließlich Kinder), die nicht über volle geistige Leistungsfähigkeit bzw. entsprechende Erfahrungen und Kenntnisse verfügen, dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht einer Aufsichtsperson reinigen und warten.
- Stellen Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Kleinkindern auf. Dieses Gerät darf nicht als Spielzeug verwendet werden.
- Benutzer, die an Parodontitis leiden oder sich innerhalb der letzten 2 Monate einem oralchirurgischen Eingriff unterzogen haben, sollten vor der Verwendung dieses Geräts einen Arzt konsultieren.
- Verwenden Sie nur die Düsen und Zubehörteile, die im Lieferumfang dieses Geräts enthalten sind, mit ihm verkauft werden oder für die Verwendung mit dem Gerät empfohlen wurden.
- Nehmen Sie keine Teile dieses Geräts auseinander und tauschen Sie sie nicht aus.
- Um Verbrennungen zu vermeiden, füllen Sie den Tank nicht mit Wasser über 40 °C und versuchen Sie nicht, Ihren Mund damit zu reinigen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als zur Mundhygiene.
- Um Verletzungen zu vermeiden, drücken Sie die Düse nicht mit Gewalt auf Ihr Zahnfleisch oder Ihre Zähne.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Orten im Freien oder in Räumlichkeiten, an denen Aerosole (Sprays) oder Sauerstoffzufuhr verwendet werden.
- Entfernen Sie alle kosmetischen Zahnzubehörteile, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
- Verwenden Sie mit diesem Gerät kein Jod, Salzwasser oder konzentrierte ätherische Öle, die nicht wasserlöslich sind. Andernfalls wird seine Leistung verringert und seine Lebensdauer verkürzt.
- Füllen Sie das Gerät nicht mit reiner Mundspülflüssigkeit. Wenn Sie eine Mundspülung verwenden möchten, verdünnen Sie diese im richtigen Verhältnis.

■ ■ Packungsinhalt



Zubehör



Munddusche




2* Düse




1*Kieferorthopädische Düse




1*Zahnplaquesdüse



Trinkgeldbox



Benutzerhandbuch



Netzkabel

Tipp: Ersetzen Sie alle 6 Monate die Standarddüse

Spezifikationen

Nennspannung	3.7V ===
Leistung	8W
Bewertung der Wasserdichte	IPX7
Ladedauer	≤4H
Eingang	5V===1A
Nennwert des Adapters Eingang	100-240V~50/60Hz 0.3A
Nennwert des Adapters Ausgang	5V===1A 5.0W

■ Schritte


Bevor Sie beginnen: Sehr wichtig! Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig geladen ist, indem Sie das USB-Kabel an den Ladeanschluss anschließen und das Gerät einschalten. Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

Schritt 1: Füllen Sie den Wassertank

Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks und gießen Sie Wasser hinein. Wenn der Deckel herunterfällt, richten Sie die Dichtung des Deckels an der Öffnung aus und drücken Sie sie herunter, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Wassertank befüllen.



Schritt 2: Einsetzen der Düse

Bei erfolgreicher Installation sollten Sie ein "Klick"-Geräusch hören. Drehen Sie die Düse, um die Richtung des Wasserausflusses einzustellen. Wenn Sie den Sprühkopf austauschen müssen, halten Sie die Deinstallationstaste gedrückt und entfernen Sie dann den Sprühkopf.



Installation




Auswechseln

Schritt 3: Modus auswählen

Dieses Gerät verfügt über 4 Modi. Wählen Sie den gewünschten Modus aus, indem Sie bei ausgeschaltetem Gerät auf die Modustaste tippen. Die Funktionen der einzelnen Modi werden im Folgenden beschrieben.

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Sie können nun durch Drücken der Modustaste der Reihe nach zwischen den folgenden Betriebsmodi umschalten: Normal level-Soft level-Pulse level-DIY. In allen Betriebsmodi schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Ein / Aus-Taste länger als eine Sekunde gedrückt halten.
Geben Sie die DIY-Modus-Methode ein:
 - (1) Drücken Sie lange die DIY-Modus-Taste und das DIY-Licht blinkt
 - (2) Der Wasserdruck zirkuliert von der vom niedrigsten zum höchsten, und dann kurz-Drücken Sie die Funktionsumwandlungstaste bei dem entsprechenden Wasserdruck
 - (3) Wasserdruck kann fixiert werden.
- Während des Ladevorgangs zeigt die LED-Funktionsanzeige den Status des Vorgangs an, das Batterie-Symbol weist auf den aktuellen Ladezustand hin und die LED-Ladeanzeigen blinken der Reihe nach auf. Ist der Akku des Geräts vollständig geladen, erkennen Sie dies daran, dass das Batterie-Symbol komplett ausgefüllt ist und alle LED-Ladeanzeigen durchgehend leuchten. Möchten Sie den aktuellen Ladezustand des Akkus abfragen, halten Sie die Modustaste gedrückt. Die Anzahl der leuchtenden LED-Anzeigen verrät Ihnen daraufhin die Restkapazität. Beginnt die LED-Ladeanzeige während des Betriebs zu blinken, sollten Sie den Akku des Geräts beizeiten wieder aufladen. Ist der Akku des Geräts fast vollständig erschöpft, blinkt die LED-Ladeanzeige dreimal auf und das Gerät schaltet sich automatisch aus.
- Das Gerät arbeitet zwei Minuten lang. Speichermodus: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, speichert es den zuletzt für mehr als eine Minute verwendeten Modus, bevor Sie das Gerät ausschalten.
- Halten Sie das Gerät während des Betriebs aufrecht, um sicherzustellen, dass es sich im optimalen Betriebszustand befindet. Wenn das Gerät in einem beliebigen Betriebsmodus länger als 120 Sekunden betrieben wird, schaltet es sich automatisch aus.



Schritt 4: Vor der Benutzung

Beugen Sie sich vor der Benutzung des Gerätes leicht über das Waschbecken, stecken Sie die Düse in den Mund und richten Sie sie auf die Zähne, das Zahnfleisch oder die Zahnzwischenräume. Drehen Sie die Düse, um die Richtung des Wasserausflusses senkrecht zu dem Teil Ihres Mundes einzustellen, den Sie reinigen möchten. Achten Sie darauf, dass Ihr Mund weit genug geöffnet ist, damit das Wasser direkt herausfließen kann.

Hinweis:


Wenn Sie die Munddusche zum ersten Mal benutzen, beginnen Sie mit der niedrigsten Stufe. Der Wasserdruck kann schrittweise erhöht werden, wenn sich die Mundhöhle daran gewöhnt. Während der Anwendung können Juckreiz oder leichtes Zahnfleischbluten auftreten. Dies ist normal und hört normalerweise nach 1-2 Wochen auf.

Schritt 5: Benutzung

Halten Sie die Umschalttaste 0.6 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät zu starten. Um das Gerät während des Betriebs zu pausieren, tippen Sie auf die Umschalttaste. Drücken und halten Sie die Taste erneut, um den Betrieb fortzusetzen. Dieses Gerät ist mit einer 120-Sekunden-Abschaltautomatik ausgestattet. Die automatische Abschaltung wird nur ausgelöst, wenn der Wassertank leer ist. Wenn Sie das Gerät weiter benutzen wollen, schalten Sie es durch Antippen der Umschalttaste aus und starten Sie es nach dem Auffüllen des Wassertanks neu. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht mehr benutzen.


Techniken

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, beginnen Sie mit den Molaren (Backenzähnen) und putzen in Richtung der Frontzähne. Bewegen Sie die Düse während der Reinigung um 90° entlang des Zahnfleischsaums. Bleiben Sie für kurze Zeit zwischen den einzelnen Zähnen. Schließen Sie die Lippen leicht, damit das Wasser nicht herausspritzt, aber lassen Sie genug Platz, damit das Wasser frei aus dem Mund ins Waschbecken fließen kann.



Schritt 6: Nach der Benutzung

Öffnen Sie nach dem Gebrauch den Wassertank und gießen Sie die restliche Flüssigkeit aus. Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie die Restflüssigkeit ablaufen, bis der Sprühkopf keine Flüssigkeit mehr versprüht, und schalten Sie das Gerät dann aus.



Schritt 7: Aufladen

Die LED-Anzeige ist weiß und bleibt eingeschaltet, solange das Gerät in Betrieb ist. Blinkt die LED-Anzeige fünfmal auf und das Gerät schaltet sich aus, bedeutet dies, dass die Spannung des in dem Gerät verbauten Akkus gering ist. Bei geringer Akkuspannung lässt sich das Gerät trotz einer Betätigung der Ein- / Aus-Taste nicht mehr einschalten. Die LED-Anzeige blinkt viermal auf und weist Sie darauf hin, den Akku des Geräts beizeiten wieder aufzuladen. Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeige. Ist der Akku des Geräts vollständig geladen, leuchtet die LED-Anzeige durchgehend.


Reinigung und Wartung

Reinigung des Gehäuses:

- Reinigen Sie dieses Gerät nur mit sauberem Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Verwenden Sie kein Wasser über 50°C, um Teile dieses Geräts zu reinigen, da dies zu Schäden oder Leistungseinbußen führen kann.
- Tauchen Sie die Munddusche niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts bei Bedarf durch Abwischen mit einem weichen Tuch, das in mildes, nicht ätzendes Reinigungsmittel getaucht werden kann.

Reinigung des Tanks:

- Fassen Sie das Gerätegehäuse mit der linken Hand und den Wassertank mit der rechten Hand. Um den Tank zu entfernen, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn und ziehen ihn dann nach unten.
- Spülen Sie das Innere des Tanks mit sauberem Wasser, das die Raumtemperatur erreicht hat. Reinigen Sie den Tank nicht mit Reinigungsmitteln.
- Setzen Sie den Wassertank nach der Reinigung wieder ein, indem Sie ihn an der Schnappverbindung ausrichten und gegen den Uhrzeigersinn drehen.



Entfernung von Kalkablagerungen:

- Je nach Mineralgehalt des verwendeten Wassers können sich Kalkablagerungen auf dem Gerät bilden. Wenn Sie diese Ablagerungen nicht entfernen, wird die Leistung des Geräts beeinträchtigt.
- Richten Sie die Düse auf das Waschbecken, schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es laufen, bis das gesamte Wasser verbraucht ist. Füllen Sie den Wassertank mit sauberem, warmem Wasser und wiederholen Sie dann die oben genannten Schritte, um den Tank zu reinigen. Dieser Reinigungsvorgang sollte alle 1-3 Monate wiederholt werden, um die Leistung des Geräts zu erhalten.


Umweltschutz

Wartung des Akkus

- Stellen Sie sicher, dass der Akku vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen wird.
- Vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum lagern.
- Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie das Gerät sofort auf, wenn der Akkustand niedrig ist.

Akku-Recycling

Dieses Gerät verwendet wiederverwendbare Akkus. Recyceln oder entsorgen Sie die Akkus am Ende des Lebenszyklus des Geräts separat gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.



Recycling-Verfahren: Entfernen Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Düse und den Wassertank und lockern Sie dann mit einem Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug den Boden, um die wiederverwendbaren Akkus zu entfernen.

Hinweis: Schließen Sie den Plus- und Minuspol des entnommenen Akkus nicht kurz. Die Pole können mit Klebeband isoliert werden.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Es besteht ein Leck zwischen der Düse und dem Gehäuse	Die Dichtung des Düsenhalters ist beschädigt oder die Düse wurde nicht in der richtigen Position eingesetzt.	Kontaktieren Sie den Verkäufer für Ersatz oder setzen Sie die Düse wieder in der richtigen Position ein.
Es besteht ein Leck im Wasserzulauf	Die Dichtung ist beschädigt oder es befinden sich Verunreinigungen am Einlass.	Kontaktieren Sie den Verkäufer für Ersatz
Es besteht ein Leck im Wassertank	Die Dichtung ist beschädigt.	Tauschen Sie die Dichtung aus oder Kontaktieren Sie den Verkäufer für Ersatz
Der Wasserdruck reicht nicht aus	Nicht genug Ladung	Versuchen Sie es nach dem Laden des Geräts erneut
Das Gerät lässt sich nicht starten	Nicht genug Ladung	Versuchen Sie es nach dem Laden des Geräts erneut oder Kontaktieren Sie den Verkäufer für Ersatz
Das Gerät gibt kein Wasser ab	Das Gerät wird zum ersten Mal oder wurde längere Zeit nicht benutzt	Füllen Sie eine geeignete Menge Wasser in die Installationsöffnung der Düse und versuchen Sie es nach dem Wiedereinsetzen der Düse erneut.

FR Contenu

■ Mesures de Sécurité Importantes	31
■ Déclaration de la FCC	33
■ Mesures de Sécurité	34
■ Contenu de L'emballage	36
■ Accessoires	37
■ Caractéristiques	37
■ Étapes	38
■ Nettoyage et Entretien	42
■ Protection de L'environnement	43
■ Dépannage	44

■ ■ Mesures de Sécurité Importantes

Lors de l'utilisation de produits électriques, en particulier en présence d'enfants, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

DANGERS

Pour réduire le risque d'électrocution:

- N'utilisez pas l'appareil pendant le bain.
- Ne placez ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire, une cabine de douche ou un évier/lavabo.
- Ne le plongez pas et ne le laissez pas tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- N'essayez pas d'attraper un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- Ne manipulez pas le chargeur avec les mains mouillées lors de la charge.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures:

- Ne laissez jamais un produit sans surveillance lorsqu'il est branché.
Exception: désinfecteurs de lentilles de contact, ensembles sièges de toilette et produits similaires.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par des enfants ou des personnes invalides, sur leur personne ou à proximité de ceux-ci.
- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais cet appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyez l'appareil à un centre de service pour examen et réparation.
- Tenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.

- Ne bloquez jamais les ouvertures d'aération de l'appareil et ne le placez jamais sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, où les ouvertures d'aération peuvent être obstruées. Gardez les ouvertures d'aération exemptes de peluches, de cheveux, etc.
- Ne l'utilisez jamais pendant le sommeil ou en cas de somnolence.
- Ne le laissez jamais tomber ou n'insérez aucun objet dans les ouvertures ou les tuyaux.
- Débranchez l'appareil avant de le remplir. Remplissez (le réservoir) uniquement avec de l'eau, sauf indication contraire du fabricant. Ne le remplissez pas à l'excès, sauf en cas d'instructions de remplissage spéciales.
- Les instructions relatives aux appareils de classe III alimentés par un bloc d'alimentation amovible doivent indiquer que l'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni.
- Cet appareil doit être chargé avec le chargeur homologué par le fabricant; n'utilisez pas un chargeur non homologué ou tout autre chargeur.
- Cet appareil contient des batteries qui ne sont pas remplaçables.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ou des personnes sans expérience ou connaissances; à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Surveillez toujours les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou ne le faites pas fonctionner dans des endroits où des produits en aérosol (pulvérisateur) ou de l'oxygène est (sont) administré(s).

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaité.

Avertissement: Tout changement ou modification de cet appareil non expressément autorisé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Remarque: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences indésirables à la réception des signaux de radio ou de télévision, lesquelles peuvent être déterminées en allumant ou en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- Augmenter l'espace séparant l'appareil et le récepteur;
- Brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé;
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/télévision compétent pour obtenir de l'aide.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Mesures de Sécurité

Les précautions de base doivent être respectées lors de l'utilisation de produits électriques, en particulier en présence d'enfants. Veuillez lire toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser cet appareil.

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser cet appareil.

Avertissement

Pour réduire le risque d'électrocution et d'autres risques, veuillez respecter les consignes de sécurité ci-après:

- Vérifiez si le chargeur ou le cordon d'alimentation est endommagé avant la première utilisation et lors de l'utilisation continue de cet appareil. Si l'un ou l'autre est endommagé, n'essayez pas d'utiliser l'appareil. Contactez plutôt le service après-vente pour le remplacer.
- Ne jetez pas l'appareil au feu ou dans un autre environnement chauffé.
- N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou d'autres fluides.
- N'essayez pas de brancher ou de débrancher le chargeur lorsque vos mains sont mouillées. Pour brancher ou débrancher l'appareil, saisissez le chargeur et non le cordon d'alimentation.
- Veillez à ne pas modifier, endommager ou détruire l'équipement de chargement. Évitez d'étirer, de plier ou de tordre le cordon d'alimentation avec force. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation et ne le coincez pas entre d'autres objets.
- Ne laissez pas tomber et n'insérez pas d'objets étrangers dans les ouvertures de l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil, le chargeur ou le cordon d'alimentation sur des surfaces chaudes.
- Ne placez pas l'appareil dans un endroit chaud ou humide, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Avant le nettoyage et l'entretien, assurez-vous que l'appareil est éteint et qu'il n'est pas en charge.




Avertissement

Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendies et autres risques de blessures, veuillez respecter les consignes de sécurité ci-après:

- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas cet appareil lorsqu'un embout n'est pas installé.
- Les personnes (y compris les enfants) ne jouissant pas de toutes leurs capacités mentales ou n'ayant pas l'expérience les connaissances nécessaires doivent nettoyer et entretenir cet appareil sous la supervision d'un tuteur.
- Placez cet appareil hors de portée des enfants et des nourrissons. Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un jouet.
- Les utilisateurs souffrant de parodontite ou ceux qui ont subi une chirurgie buccale au cours des deux derniers mois doivent consulter un médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Seuls les embouts et les accessoires inclus, vendus ou recommandés pour cet appareil doivent être utilisés.
- Ne démontez pas et ne remplacez pas les pièces de cet appareil.
- Pour éviter les brûlures, ne remplissez pas le réservoir et n'essayez pas de vous nettoyer la bouche avec de l'eau à plus de 40°C.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que l'hygiène buccale.
- Pour éviter toute blessure, n'appuyez pas avec force sur l'embout contre vos gencives ou vos dents.
- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits extérieurs où des aérosols (sprays) ou des réserves d'oxygène sont utilisés.
- Retirez tous les accessoires dentaires cosmétiques avant d'utiliser cet appareil.
- N'utilisez pas d'iode, d'eau salée ou d'huiles essentielles concentrées qui sont insolubles dans l'eau avec cet appareil. Cela réduirait ses performances et raccourcirait sa durée de vie.
- Ne remplissez pas l'appareil d'un bain de bouche pur. Si vous souhaitez utiliser un bain de bouche, diluez-le en respectant les proportions appropriées.

■ ■ Contenu de L'emballage



Accessoires



Hydropulseur




2* Embouts




1*Buse orthodontique




1*Buse à plaque dentaire



Boîte à Pourboire



Manuel D'utilisation

Cordon
D'alimentation

Conseil: Remplacez la buse standard tous les 6 mois

Caractéristiques

Tension nominale	3.7V ===
Puissance nominale	8W
Étanchéité	IPX7
Temps de charge	≤4H
Entrée	5V===1A
Valeur nominale de l'adaptateur Entrée	100-240V~50/60Hz 0.3A
Valeur nominale de l'adaptateur Sortie	5V===1A 5.0W

■ ■ Étapes


Avant de commencer: Très important ! Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant de l'utiliser pour la première fois en connectant le câble USB au port de charge et en le mettant sous tension. Cet appareil ne peut pas être utilisé pendant qu'il se trouve en cours de charge.

Étape 1: Remplissage du réservoir d'eau

Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et versez-y de l'eau. Si le couvercle se détache, faites coïncider le joint du couvercle et l'ouverture du réservoir et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".



Remarque: Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplir le réservoir d'eau.



Étape 2: Installation de l'embout

Insérez l'embout dans l'orifice situé sur le dessus de l'appareil. Vous entendrez un "clic" une fois l'installation réussie. Faites tourner l'embout pour ajuster la direction de la sortie d'eau. Si vous devez changer d'embout, appuyez sur le bouton de démontage et maintenez-le enfoncé, puis retirez l'embout.



Installation



Changement


Étape 3: Sélection du mode

Cet appareil dispose de 4 modes. Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le bouton de mode lorsque l'appareil est éteint. Les fonctions de chaque mode sont décrites ci-dessous.

- Après avoir appuyé sur le bouton Marche/Arrêt, l'appareil entrera en mode de fonctionnement. Vous pouvez appuyer sur le bouton mode pour changer de mode dans le cycle suivant: Normal level-Soft level-Pulse level-DIY. Dans n'importe quel mode de travail, vous pouvez appuyer sur le bouton Marche/Arrêt et le maintenir enfoncé pendant plus d'une seconde pour éteindre l'appareil.

Entrez la méthode du mode bricolage:

- (1) Appuyez longuement sur le bouton du mode DIY, et la lumière DIY clignote
 - (2) La pression de l'eau circule du plus bas au plus haut, puis court-appuyez sur le bouton de conversion de fonction à la pression d'eau appropriée
 - (3) La pression de l'eau peut être fixée.
- Pendant la charge, le voyant de fonction affiche l'état de charge, la batterie affiche la puissance actuelle et les voyants de charge clignotent en séquence. Lorsque l'appareil est complètement chargé, la batterie est pleine et tous les voyants de charge sont allumés. Vous pouvez appuyer sur le bouton de mode et le maintenir enfoncé pour vérifier la charge actuelle de la batterie, qui est indiquée par le nombre de voyants allumés. Si le voyant de charge clignote pendant l'utilisation, vous devez mettre l'appareil à la charge. Lorsque l'appareil est presque à court d'énergie, le voyant de charge clignote trois fois, puis l'appareil s'éteint automatiquement.
 - L'appareil fonctionnera pendant deux minutes. Mode Mémoire: Lorsque l'appareil est allumé, il mémorise le dernier mode utilisé pendant plus d'une minute avant que vous ne l'éteigniez.
 - Tenez l'appareil en position verticale pendant l'utilisation pour vous assurer qu'il est dans les conditions optimales de fonctionnement. Si l'appareil fonctionne dans un mode quelconque pendant plus de 120 secondes, il s'éteint automatiquement.



Étape 4: Avant l'utilisation

Avant d'utiliser l'appareil, penchez-vous légèrement au-dessus du lavabo, avancez la buse dans votre bouche en l'orientant vers les dents ou les gencives. Faites tourner la buse pour ajuster la direction de la sortie d'eau afin qu'elle soit perpendiculaire à la partie de la bouche que vous souhaitez nettoyer. Veillez à ce que votre bouche soit suffisamment ouverte pour que l'eau puisse s'écouler.

Remarque:


Lorsque vous entamez une session d'utilisation, commencez par la vitesse la plus faible. Vous pouvez augmenter la pression de l'eau progressivement à mesure que la cavité buccale s'adapte. Vous pouvez ressentir des démangeaisons ou un léger saignement des gencives au cours de l'utilisation. Cette situation est normale et devrait généralement s'arrêter au bout d'une à deux semaines.

Étape 5: Utilisation

Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 0.6 seconde pour démarrer l'appareil. Pour mettre l'appareil en pause pendant l'utilisation, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt. Appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour reprendre le fonctionnement. Cet appareil est équipé d'une minuterie d'arrêt de 120 secondes. L'arrêt automatique ne se déclenche que si le réservoir d'eau est vide. Si vous souhaitez prolonger la session, appuyez sur le bouton marche / arrêt pour l'éteindre, puis redémarrez-le après avoir rempli le réservoir d'eau. Éteignez l'appareil une fois l'utilisation terminée.


Techniques

Pour obtenir de meilleurs résultats, commencez par les molaires (dents postérieures) et commencez à nettoyer en évoluant vers les dents de devant. Pendant le nettoyage, déplacez la buse à 90° le long de la ligne de la gencive. Marquez une courte pause entre chaque dent. Fermez légèrement vos lèvres pour éviter que l'eau ne s'écoule, mais laissez suffisamment d'espace pour que l'eau puisse s'écouler librement de votre bouche vers le lavabo.



Étape 6: Après l'utilisation

Après utilisation, ouvrez le réservoir d'eau et videz manuellement le liquide restant. Allumez l'appareil et faites-le expulser tout liquide restant, puis éteignez l'appareil.



Étape 7: En charge

Le voyant est blanc et reste allumé pendant l'utilisation de l'appareil. Si l'appareil s'éteint après que le voyant a clignoté cinq fois, l'appareil est en état de basse tension. Dans l'état de basse tension, après avoir appuyé à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt, l'appareil ne s'allumera pas. Le voyant clignote quatre fois, indiquant que vous devez charger l'appareil. Lorsque l'appareil est en cours de chargement, le voyant clignote. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant reste allumé.


Nettoyage et Entretien

Nettoyage du bâti:

- Nettoyez l'appareil uniquement avec de l'eau claire ou un détergent neutre. N'utilisez pas de détergents corrosifs ou abrasifs. N'utilisez pas d'eau à une température supérieure à 50°C pour nettoyer une quelconque partie de cet appareil, car cela pourrait l'endommager ou réduire ses performances.
- Ne trempez jamais l'hydropulseur dans de l'eau. Si nécessaire, nettoyez la surface de l'appareil en l'essuyant à l'aide d'un chiffon doux trempé dans un détergent doux et non corrosif.

Nettoyage du réservoir:

- Saisissez le bâti de l'appareil de la main gauche et le réservoir d'eau de la main droite. Pour retirer le réservoir, tournez-le dans le sens horaire, puis tirez vers le bas.
- Rincez l'intérieur de la cuve avec de l'eau claire à température ambiante. Ne nettoyez pas la cuve avec un quelconque détergent.
- Après le nettoyage, réinstallez le réservoir d'eau en le faisant coïncider avec le joint à pression et en le faisant tourner dans le sens antihoraire.



Élimination de l'eau calcaire:

- En fonction de la teneur en minéraux de l'eau utilisée, des dépôts de calcaire peuvent s'accumuler sur l'appareil. Les performances de l'appareil seront moins bonnes en présence de dépôts de calcaire.
- Dirigez la buse vers le lavabo, allumez l'appareil, puis laissez-le fonctionner jusqu'à ce que la quantité d'eau soit épuisée. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau chaude propre, puis répétez les étapes ci-dessus pour nettoyer le réservoir. Veuillez reproduire ce processus de nettoyage tous les 1 à 3 mois pour maintenir les performances du produit.


Protection de L'environnement

Entretien de la batterie

- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant la première utilisation.
- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée avant de ranger l'appareil pendant une longue période.
- Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, mettez immédiatement l'appareil en charge lorsque la batterie est faible.

Recyclage de la Batterie

Cet appareil emploie des batteries rechargeables recyclables. À la fin du cycle de vie de l'appareil, recyclez ou mettez les batteries au rebut séparément, tout en respectant la réglementation locale en matière de gestion des déchets, avant de vous débarrasser de l'appareil.



Procédure de recyclage: Lorsque l'appareil est éteint, retirez la buse et le réservoir d'eau, puis utilisez un tournevis ou un outil similaire pour ouvrir la base afin de retirer les batteries recyclables.

Remarque: Évitez de court-circuiter les bornes positives et négatives de la batterie que vous avez retirée. Les terminaux peuvent être isolés à l'aide d'un ruban adhésif.

■ ■ Dépannage

Problème	Cause	Solution
Une fuite est observée entre la buse et le bâti	Le joint du support de buse est endommagé, ou la buse n'a pas été correctement installée	Contactez le vendeur pour le remplacement ou réinstallez la buse correctement
Une fuite est observée au niveau de l'orifice d'entrée d'eau	Le joint est endommagé ou l'entrée comporte des impuretés	Contactez le vendeur pour le remplacement
Une fuite est observée dans le réservoir d'eau	Le joint est endommagé	Remplacez le joint ou contactez le vendeur pour le remplacement
La pression d'eau n'est pas suffisante	Batterie faible	Réessayez après avoir chargé l'appareil
L'appareil ne peut pas démarrer	Batterie faible	Réessayez une fois la charge de l'appareil terminée, ou contactez le vendeur pour le remplacement
L'appareil n'expulse pas d'eau	L'appareil est utilisé pour la première fois ou n'a pas été utilisé pendant une longue période	Ajoutez la quantité adéquate d'eau dans l'orifice d'installation de la buse et essayez à nouveau après avoir réinstallé la buse.

ES Contenido

■ Advertencias de Seguridad Importantes	46
■ Declaración de la FCC	48
■ Medidas de Seguridad	49
■ Contenido del Envase	51
■ Accesorios	52
■ Especificaciones	52
■ Pasos	53
■ Limpieza y Mantenimiento	57
■ Protección Ambiental	58
■ Resolución de Problemas	59

■ ■ ■ Advertencias de Seguridad Importantes

Cuando utilice productos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre se deben seguir las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.

PELIGROS

Para reducir el riesgo de electrocución:

- No lo utilice mientras se baña.
- No coloque o guarde el producto donde pueda caer o ser arrastrado a una bañera, plato de ducha o lavabo.
- No lo coloque ni sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- No introduzca la mano para sacar un producto que se haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- No manipule el cargador con las manos húmedas mientras se está cargando.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o daños personales.

- Un producto nunca se debe dejar sin vigilancia cuando está enchufado.
Excepción: Equipos para la desinfección de lentes de contacto, conjuntos de asiento para inodoro y productos similares.
- Es necesario supervisar cuidadosamente a los niños o a personas con discapacidad cuando utilicen este aparato o cuando se utilice cerca de ellos.
- Utilice este producto solamente para su fin previsto tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- No utilice nunca este producto si el cable eléctrico o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o está dañado, o se ha caído en el agua. Envíe el producto a un servicio técnico para su examen y reparación.
- Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- No bloquee nunca las aberturas de aire del producto ni lo ponga sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde las aberturas de aire puedan quedar bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire limpias de pelusas, cabellos y similares.

- No lo utilice nunca cuando esté durmiendo o somnoliento.
- No lo deje caer nunca ni inserte ningún objeto en ninguna abertura o conducto.
- Desenchufe este producto antes de llenarlo. Llene (el depósito) con agua solamente, a menos que el fabricante especifique lo contrario. No lo llene en exceso (o siga las instrucciones de llenado específicas)
- Las instrucciones para dispositivos que tienen una pieza de construcción de clase III alimentada desde una fuente de alimentación desmontable deberán indicar que el dispositivo solamente se puede utilizar con el cable de alimentación proporcionado con el dispositivo.
- Este producto debe cargarse con el cargador indicado por el fabricante, no utilice el cargador no especificado u otro cargador.
- Este dispositivo contiene baterías que no se pueden sustituir.
- Este dispositivo no está destinado a que lo utilicen personas (induidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimiento, salvo que una persona responsable de su seguridad les supervise o les haya proporcionado instrucciones relativas al uso del dispositivo.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- Utilice este producto solamente para su fin previsto tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- No lo utilice al aire libre ni donde se estén utilizando aerosoles (pulverizadores) o donde se esté administrando oxígeno.

■ ■ Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple el apartado 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe producir interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento indeseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados en esta unidad que no estén autorizados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo se ha sometido a ensayo y se ha comprobado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, según el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a intentar corregir las interferencias aplicando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente, o cambie de lugar, la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado dicho receptor.
- Consulte con el distribuidor o pida ayuda a un técnico especializado en radio / TV.

Medidas de Seguridad

Cuando se utilizan productos eléctricos, especialmente en presencia de niños, se deben seguir las precauciones de seguridad básicas.

Lea todas las directrices de seguridad antes de utilizar este dispositivo.

Advertencia

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y otros peligros, tenga en cuenta las siguientes directrices de seguridad:


- Compruebe si el cargador o el cable de alimentación están dañados antes del uso inicial y durante el uso continuado de este dispositivo. Si cualquiera de ellos está dañado, no intente utilizar el dispositivo. En su lugar, póngase en contacto con el servicio posventa para solicitar un repuesto.
- No arroje el dispositivo al fuego ni a otros entornos calientes.
- No sumerja el aparato dispositivo en agua o en otros fluidos, ya que esto puede producir daños.
- No intente enchufar o desenchufar el cargador con las manos húmedas. Cuando enchufe o desenchufe el dispositivo, hágalo con el cargador, no con el cable de alimentación.
- No modifique, dañe ni destruya el equipo de carga. No estire, doble o retuerza con mucha fuerza el cable de alimentación. No ponga objetos pesados sobre el cable de alimentación ni deje que el cable de alimentación se atasque entre otros objetos.
- No deje caer ni introduzca objetos extraños en ninguna de las aberturas del dispositivo.
- No coloque el dispositivo, el cargador o el cable de alimentación sobre superficies calientes.
- No coloque el dispositivo en un sitio caliente o húmedo, ni tampoco en ningún sitio expuesto a la luz solar directa.
- Antes de la limpieza y el mantenimiento, compruebe que el dispositivo está apagado y que no se está cargando.

Advertencia

Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios y otros riesgos de lesiones, tenga en cuenta las siguientes directrices de seguridad.

- No utilice este dispositivo de ninguna forma que no se haya detallado en el manual.
- No utilice este dispositivo cuando no esté instalada una boquilla.
- Las personas (incluidos los niños) sin la plena capacidad mental o experiencia y conocimiento relevantes deben limpiar y mantener este dispositivo bajo la supervisión de un tutor.
- Coloque este dispositivo fuera del alcance de niños y bebés. No permita que este dispositivo se utilice como un juguete.
- Los usuarios que padezcan periodontitis o lo que se hayan sometido a cirugía oral en los 2 meses anteriores deberán consultar a un médico antes de usar este dispositivo.
- Solamente se deben utilizar las boquillas y accesorios incluidos, vendidos, o recomendados para este dispositivo.
- No desmonte ni desprenda piezas de este dispositivo.
- Para evitar quemaduras, no llene el depósito de agua ni intente limpiarse la boca con agua a más de 40°C.
- No utilice este dispositivo para ningún otro fin que no sea la higiene bucal.
- Para evitar lesiones, no presione la boquilla con fuerza contra sus encías o dientes.
- No utilice este dispositivo en lugares al aire libre donde se utilicen aerosoles (pulverizadores) o suministros de oxígeno.
- Retire todos los accesorios cosméticos de los dientes antes de usar este dispositivo.
- No utilice yodo, agua salada ni aceites esenciales concentrados que sean insolubles en agua con este dispositivo. Si lo hace, reducirá su rendimiento y acortará su vida útil.
- No llene el dispositivo con un colutorio bucal puro. Si desea utilizar un colutorio, dilúyalo según las proporciones adecuadas.

■ ■ Contenido del Envase




Accesorios




Irrigador Oral




2* Boquillas 1*Punta de ortodoncia 1*Punta de buscador de placa



Caja de Puntas



Manual del usuario



Cable de alimentación

Conseil: Remplacez la buse standard tous les 6 mois

Especificaciones

Tensión nominal	3.7V ===
Potencia nominal	8W
Clasificación de impermeabilidad	IPX7
Tiempo de carga	≤4H
Entrada	5V===1A
Valor de clasificación del adaptador Entrada	100-240V~50/60Hz 0.3A
Valor de clasificación del adaptador Salida	5V===1A 5.0W

■ ■ Pasos


Antes de empezar: ¡Muy importante! Asegúrese de que el dispositivo está completamente cargado antes de utilizarlo por primera vez, conectando el cable USB al puerto de carga y poniéndolo en marcha. Este dispositivo no se puede utilizar mientras se está cargando.

Paso 1: Llene el depósito de agua

Abra la cubierta del depósito de agua y vierta agua en su interior. Si la cubierta se cae, alinee la junta de la cubierta con la abertura y pulse hacia abajo hasta escuchar un "clic".



Nota: Asegúrese de que el dispositivo está apagado antes de llenar el depósito de agua.



Paso 2: Instale la boquilla

Inserte la boquilla en el orificio situado en la parte superior del controlador. Deberá escuchar un "clic" para que esté correctamente instalado. Gire la boquilla para ajustar la dirección del flujo de salida de agua. Si necesita sustituir la boquilla, pulse y mantenga pulsado el botón de desinstalación, a continuación retire la boquilla.



Installation



Changement

Paso 3: Seleccione el modo

Este dispositivo tiene 4 modos. Seleccione el modo deseado pulsando el botón de modo mientras el dispositivo está apagado. Las funciones de cada modalidad se detallan a continuación.

- Una vez pulse el botón de encendido/apagado, el dispositivo entrará en modo de funcionamiento. Puede pulsar el botón de modo para cambiar de modo en la secuencia siguiente: Normal level-Soft level-Pulse level-DIY. En cualquier modo de funcionamiento, puede mantener pulsado el botón de encendido/apagado durante más de un segundo para apagar el dispositivo.


Introduzca el método de modo de bricolaje:

(1) Mantenga presionado el botón de modo DIY y la luz de bricolaje parpadea

(2) La presión del agua circula desde el más bajo a lo más alto, y luego cortopresione el botón de conversión de función en la presión de agua adecuada

(3) La presión del agua se puede fijar.

- Durante la carga, el indicador de función muestra el estado de carga, la batería muestra el nivel de carga y los indicadores de carga parpadean en secuencia. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, la carga de la batería esté completa y todos los indicadores de carga estén encendidos. Puede mantener pulsado el botón de modo para comprobar la carga actual de la batería, que se indica con el número de indicadores encendidos. Si el indicador de carga parpadea durante el uso, deberá cargar el dispositivo. Cuando el dispositivo se esté quedando sin batería, el indicador de carga parpadeará tres veces y el dispositivo se apagará automáticamente.
- El dispositivo funcionará durante dos minutos. Modo de memoria: cuando el dispositivo está encendido, memorizará el último modo utilizado durante más de un minuto antes de apagar el dispositivo.
- Mantenga el dispositivo en posición vertical durante el uso para asegurarse de que funcione correctamente. Si el dispositivo funciona con cualquier modo durante más de 120 segundos, se apagará automáticamente.



Paso 4: Antes del uso

Antes de utilizar el dispositivo, inclínese ligeramente sobre el lavabo, extienda la boquilla hasta el interior de su boca y dirija la a los dientes, encías o entre los dientes. Gire la boquilla para ajustar la dirección de salida del agua de manera que sea perpendicular a la zona de su boca que desee limpiar. Asegúrese de que su boca está lo suficientemente abierta para que salga toda el agua.

Nota:



Cuando utilice el irrigador bucal por primera vez, empiece por el nivel más bajo. La presión de agua se puede aumentar gradualmente a medida que la cavidad oral se adapta. Puede experimentar prurito o un sangrado de las encías poco importante durante el uso. Esto es normal y debería cesar típicamente después de 1-2 semanas.

Paso 5: Uso

Mantenga pulsado el botón interruptor durante 0.6 segundo para iniciar el dispositivo. Pulse el botón interruptor, para pausar el dispositivo durante el uso. Mantenga pulsado de nuevo para reanudar la operación. Este dispositivo está provisto de un temporizador de apagado de 120 segundos. El apagado automático solamente se disparará si el depósito de agua está vacío. Si desea seguir utilizando el dispositivo, pulse el botón interruptor para apagarlo y, a continuación, vuelva a encender el dispositivo tras rellenar el depósito de agua. Apague el dispositivo cuando haya terminado de utilizarlo.


Técnicas

Para obtener los mejores resultados, empiece con los molares (dientes posteriores) y empiece a limpiar hacia los dientes delanteros. Durante la limpieza, mueva la boquilla 90° a lo largo de la línea de la encía. Permanezca entre cada diente un periodo de tiempo corto. Cierre ligeramente los labios para impedir salpicaduras de agua, pero deje sitio suficiente para que el agua pueda fluir libremente desde su boca al lavabo.



Paso 6: Después del uso

Después del uso, abra el depósito de agua y vierta todo el líquido que quede dentro. Encienda el dispositivo y drene todo el líquido restante hasta que el irrigador ya no pulverice ningún líquido; a continuación, apague el dispositivo.



Paso 7: Carga

La luz indicadora es de color blanco, y permanecerá encendida mientras el dispositivo esté en uso. Si el dispositivo se apaga después de que el indicador parpadee cinco veces, quiere decir que el dispositivo tiene poca tensión. Si tiene poca tensión, el dispositivo no se encenderá cuando vuelva a pulsar el botón de encendido/apagado. El indicador parpadea cuatro veces, lo que indica que debe cargar el dispositivo. Cuando el dispositivo se está cargando, el indicador parpadeará. Cuando el dispositivo esté cargado completamente, la luz indicadora permanecerá encendida.


■ Limpieza y Mantenimiento

Limpieza del cuerpo:

- Limpie este dispositivo solamente con agua limpia o un detergente neutro. No utilice detergentes abrasivos o corrosivos. No utilice agua calentada a más de 50°C para limpiar ninguna pieza de este dispositivo, ya que puede producir daños o reducir su rendimiento.
- El irrigador oral no se debe sumergir en agua ni en otros fluidos. Si es necesario, limpie la superficie del dispositivo frotando con un paño suave humedecido con un detergente suave no corrosivo.

Limpieza del depósito:

- Sujete el cuerpo del dispositivo con la mano izquierda y el depósito de agua con su mano derecha. Para retirar el depósito, gírelo en el sentido de las agujas del reloj, a continuación, extráigalo.
- Aclare el interior del depósito con agua limpia a temperatura ambiente. No limpie el depósito con ningún tipo de detergente. Tras la limpieza, vuelva a instalar el depósito de agua
- alineándolo con la junta del cierre de presión y girándolo en el sentido contrario de las agujas del reloj.



Eliminación de agua dura:

- Dependiendo del contenido mineral del agua utilizada, se pueden acumular depósitos de agua dura en el dispositivo. Si no se retiran los depósitos de agua dura, se reducirá el rendimiento del producto.
- Apunte la boquilla hacia el lavabo, encienda el dispositivo, a continuación, déjelo funcionando hasta que se haya consumido toda el agua. Llene el depósito de agua con agua limpia caliente, después repita los pasos anteriores para limpiar el depósito. Este proceso de limpieza debe repetirse cada 1-3 meses para mantener el rendimiento del producto.


Protección Ambiental

Mantenimiento de la batería

- Compruebe que la batería esté totalmente cargada antes de usarlo por primera vez.
- Compruebe que la batería se ha cargado por completo antes de guardar el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado.
- Para prolongar la vida útil de la batería, cargue el dispositivo inmediatamente cuando la batería esté baja.

Reciclado de la batería

Este dispositivo utiliza baterías recargables y reciclables. Al finalizar el ciclo de vida del dispositivo, recicle o deseche las baterías por separado de acuerdo con la normativa local de gestión de residuos antes de desechar el dispositivo.



Procedimiento de reciclado: Lorsque l'appareil est éteint, retirez la buse et le réservoir d'eau, puis utilisez un tournevis ou un outil similaire pour ouvrir la base afin de retirer les batteries recyclables.

Nota: No ocasione un cortocircuito entre los bornes positivo y negativo de la batería retirada. Los bornes se pueden aislar con cinta adhesiva.

■ ■ Resolución de Problemas

Problema	Causa	Solución
Hay una fuga entre la boquilla y el cuerpo	La junta del soporte de la boquilla está dañada, o bien la boquilla no se ha instalado en la posición correcta	Póngase en contacto con el vendedor para el reemplazo, o vuelva a colocar la boquilla en la posición correcta.
Hay una fuga en la entrada de agua	La junta está dañada, o hay impurezas en la entrada	Póngase en contacto con el vendedor para el reemplazo
Hay una fuga en el depósito de agua	La junta está dañada	Sustituya la junta, o póngase en contacto con el vendedor para el reemplazo
No hay suficiente presión de agua	No hay suficiente carga	Inténtelo de nuevo después de cargar el dispositivo
El dispositivo no puede arrancar	No hay suficiente carga	Inténtelo de nuevo después de cargar el dispositivo, o póngase en contacto con el vendedor para el reemplazo
El dispositivo no emite nada de agua	El dispositivo se está utilizando por primera vez o no se ha utilizado durante un periodo de tiempo prolongado	Añada una cantidad adecuada de agua al orificio de instalación de la boquilla e inténtelo de nuevo después de reinstalar la boq

IT **Contenuto**

■ Misure di Sicurezza Importanti	61
■ Dichiarazione FCC	63
■ Misure di Sicurezza	64
■ Contenuto Della Confezione	66
■ Accessorie	67
■ Specifiche	67
■ Passaggi	68
■ Pulizia e Manutenzione	72
■ Protezione Dell'ambiente	73
■ Risoluzione dei Problemi	74

■ ■ ■ Misure di Sicurezza Importanti

Durante l'uso di prodotti elettronici, specialmente in presenza di bambini, è buona norma seguire sempre precauzioni per la sicurezza di base, come quelle che seguono:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

PERICOLI

Per ridurre il rischio di folgorazione:

- Non utilizzare nella vasca da bagno.
- Non posizionare o conservare il prodotto in luoghi dai quali potrebbe cadere o scivolare in vasche, box doccia o lavandini.
- Non posizionare o far cadere in acqua o in altri liquidi.
- Non toccare il prodotto se è caduto in acqua. Scollegarlo immediatamente dalla corrente.
- Non toccare il caricabatteria con le mani bagnate mentre è in fase di carica.

AVVERTENZE

Per ridurre il rischio di bruciature, folgorazione, incendio o lesioni a persone.

- Il prodotto non deve essere mai lasciato incustodito quando è collegato alla rete elettrica. Eccezione: disinfettanti per lenti a contatto, elementi per la tavoletta del water e prodotti simili.
- Quando il prodotto viene utilizzato da o in vicinanza di bambini o persone invalide, è necessario sorvegliarli da vicino.
- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
- Non utilizzare mai il prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati, se il prodotto non funziona correttamente, se è caduto o è rimasto danneggiato o se è caduto in acqua. Restituire il prodotto a un centro assistenza affinché venga esaminato e riparato.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- Non bloccare le aperture di ventilazione del prodotto né posizionarlo su una superficie morbida, come un letto o un divano, sulla quale le aperture di ventilazione potrebbero essere ostruite. Mantenere le aperture di ventilazione pulite e libere da lanugine, capelli e simili.

- Non usare mai il prodotto in caso di sonnolenza o scarsa vigilanza.
- Non lasciar cadere o inserire alcun oggetto nelle aperture o nei tubi.
- Scollegare il prodotto dall'alimentazione prima del riempimento. Riempire (il serbatoio) esclusivamente con acqua, salvo diverse indicazioni del produttore. Non riempire eccessivamente (fare sempre riferimento alle istruzioni di riempimento)
- Le istruzioni per gli apparecchi di Classe III, dotati di un alimentatore removibile, indicano che gli stessi devono essere usati esclusivamente con l'alimentatore in dotazione.
- Il prodotto deve essere ricaricato con il caricabatteria specificato dal produttore. Non utilizzare caricabatterie non specificati o di altro tipo.
- Questo apparecchio contiene batterie che non è possibile sostituire.
- Il presente apparecchio non è destinato a persone (in particolar modo i bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, o che non siano state edotte all'uso dello stesso, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Tenere sotto controllo i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
- Non utilizzare i prodotti all'aperto o in luoghi nei quali vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o somministrato ossigeno.

Dichiarazione FCC

L'apparecchio è conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Avvertenza: cambiamenti o modifiche alla presente unità, non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità, possono invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchio.

NOTA: il presente dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti si propongono di fornire un ragionevole livello di protezione contro le interferenze pericolose in installazioni residenziali. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato come specificato nelle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non si garantisce, tuttavia, in alcun modo che tali interferenze non possano verificarsi in un'installazione specifica. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione di programmi radiofonici o televisivi, fatto verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio stesso, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza in uno o più dei modi seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una presa appartenente ad un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Per l'assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico esperto di radio/TV.

■ ■ ■ Misure di Sicurezza

È bene osservare delle misure di sicurezza di base durante l'uso di prodotti elettronici, specialmente se in presenza di bambini.

Leggere tutte le linee guida relative alla sicurezza prima di utilizzare il dispositivo.

Avvertenza

Per ridurre il rischio di scosse elettriche o di altro tipo, osservare le seguenti linee guida relative alla sicurezza:

- Verificare che il caricabatteria o il cavo di alimentazione non siano danneggiati prima di utilizzare il dispositivo oppure se è necessario farne un uso continuativo. Se sono danneggiati, non tentare di utilizzare il dispositivo. Contattare, invece, il servizio assistenza per richiederne la sostituzione.
- Non lanciare il dispositivo nel fuoco o in altre fonti di calore.
- N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou d'autres fluides.
- Non tentare di collegare o scollegare il caricabatteria con le mani bagnate. Collegare o scollegare il dispositivo utilizzando il caricabatteria e non il cavo di alimentazione.
- Non modificare, danneggiare o distruggere gli apparecchi di ricarica. Non tirare, piegare con la forza o torcere il cavo di alimentazione. Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione, né incastrare il cavo di alimentazione tra altri oggetti.
- Non far cadere o inserire corpi estranei in nessuna delle aperture del dispositivo.
- Non posizionare il dispositivo, il caricabatteria o il cavo di alimentazione su superfici riscaldate.
- Non posizionare il dispositivo su superfici calde o umide, né in luoghi esposti alla luce solare diretta.
- Prima di effettuare interventi di pulizia e manutenzione, assicurarsi che il dispositivo sia spento e non sia in fase di carica.




Advertencia


Per ridurre il rischio di bruciature, scosse elettriche, incendi o possibili lesioni, osservare le seguenti linee guida relative alla sicurezza.

- È vietato fare uso del dispositivo in maniera diversa da quella descritta nel presente manuale.
- Non utilizzare il dispositivo senza prima aver installato un ugello.
- Le persone (bambini inclusi) con ridotte capacità mentali o senza esperienza e conoscenza dovranno pulire e gestire il dispositivo con la supervisione di un tutore.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare che il dispositivo venga usato come un giocattolo.
- Gli utenti che soffrono di parodontite o che sono stati sottoposti a interventi di chirurgia orale negli ultimi 2 mesi devono consultare un dottore prima di usare il dispositivo.
- È consentito utilizzare solo ugelli e accessori inclusi o venduti insieme al dispositivo, oppure consigliati.
- Non smontare o scambiare parti del dispositivo.
- Per evitare bruciature, non riempire il serbatoio, né tentare di sciacquare la bocca con acqua oltre i 40°C.
- Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi dall'igiene orale.
- Per evitare lesioni, non esercitare una pressione eccessiva sulle gengive o sui denti con l'ugello.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti dove vengono utilizzati aerosol (spray) o riserve di ossigeno.
- Rimuovere tutti gli accessori cosmetici per i denti prima di utilizzare il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo con iodio, acqua salata o oli essenziali concentrati che non possono essere sciolti in acqua, altrimenti ciò potrebbe inficiare le prestazioni del dispositivo o ridurne la vita utile.
- Non riempire il dispositivo con collutorio puro, non diluito. Se si desidera utilizzare un collutorio, diluirlo secondo le giuste proporzioni.

■ ■ Contenuto Della Confezione



Accessorie



Suggerimento: Sostituire l'ugello standard ogni 6 mesi.

Specifiche

Tensione nominale	3.7V ===
Potenza nominale	8W
Grado di impermeabilità	IPX7
Tempo di ricarica	≤4H
Ingresso	5V===1A
Valori nominali dell'adattatore Ingresso	100-240V~50/60Hz 0.3A
Valori nominali dell'adattatore Uscita	5V===1A 5.0W

■ ■ ■ Passaggi


Prima di iniziare: Molto importante! Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico prima di utilizzarlo per la prima volta, collegando il cavo USB alla porta di ricarica e accendendo l'alimentazione. Il dispositivo non può essere utilizzato durante la ricarica.

Passaggio 1: riempire il serbatoio dell'acqua

Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua e versarvi dell'acqua. Se il coperchio non rimane chiuso, allineare la guarnizione del coperchio all'apertura e spingerlo verso il basso finché non si sente un "clic".



Nota: Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di riempire il serbatoio dell'acqua.




Passaggio 2: installare l'ugello

Inserire l'ugello nel foro sulla parte superiore del controller. Se l'installazione viene eseguita correttamente, si dovrebbe sentire un "clic". Fare ruotare l'ugello per regolare la direzione del deflusso d'acqua. Se è necessario sostituire l'ugello, tenere premuto il pulsante per la disinstallazione, quindi rimuovere l'ugello.



Installazione



Sostituzione


Passaggio 3: selezionare la modalità di utilizzo

Questo dispositivo ha 4 modalità. Selezionare la modalità desiderata toccando il pulsante di selezione della modalità quando il dispositivo è spento. Le funzioni di ogni singola modalità vengono descritte qui di seguito.

- Dopo avere premuto il pulsante di accensione/spegnimento, il dispositivo entrerà in modalità di lavoro. È possibile premere il pulsante di selezione della modalità per passare da una modalità di lavoro all'altra, secondo la seguente sequenza: Normal level-Soft level-Pulse level-DIY. In qualsiasi modalità di lavoro, tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento per più di un secondo per spegnere il dispositivo.

Entra nel metodo della modalità fai da te:

- (1) Premere a lungo il pulsante della modalità fai da te e la spia fai da te lampeggia
 - (2) La pressione dell'acqua circola dal più basso al più alto, e poi corto-premere il pulsante di conversione della funzione su la pressione dell'acqua appropriata
 - (3) La pressione dell'acqua può essere fissata.
- Durante la carica, l'indicatore di funzionamento visualizza lo stato di carica, l'indicatore della batteria visualizza l'attuale livello di carica e gli indicatori di carica lampeggiano in sequenza. Quando il dispositivo è completamente carico e la batteria avrà raggiunto il massimo livello di carica, tutti gli indicatori di carica rimarranno accesi. È possibile premere e tenere premuto il pulsante di selezione della modalità per verificare l'attuale livello di carica della batteria, indicato dal numero di indicatori accesi. Se l'indicatore di carica lampeggia durante l'uso, è necessario caricare il dispositivo. Quando il dispositivo è quasi scarico, l'indicatore di carica lampeggerà per tre volte, quindi il dispositivo si spegnerà automaticamente.
 - Il dispositivo funzionerà per due minuti. Modalità memoria: Quando il dispositivo è acceso, memorizzerà l'ultima modalità utilizzata per più di un minuto prima di spegnersi.
 - Tenere il dispositivo in posizione verticale durante l'uso per assicurarsi che sia nelle condizioni di lavoro ottimali. Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo aver lavorato in una qualsiasi modalità per più di 120 secondi.



Passaggio 4: Prima dell'uso

Prima di utilizzare il dispositivo, avvicinarsi al lavandino, inserire l'ugello nella bocca e puntarlo verso denti, gengive o tra i denti. Fare ruotare l'ugello per regolare la direzione del getto d'acqua, affinché sia perpendicolare alla parte della bocca che si desidera pulire. Assicurarsi che la bocca sia abbastanza aperta, in modo che l'acqua fuoriesca.

Nota:



Quando si usa l'irrigatore orale per la prima volta, partire dalla marcia più bassa. È possibile aumentare in maniera graduale la pressione dell'acqua man mano che la cavità orale si adatta all'apparecchio. Si potrebbe provare prurito o potrebbero verificarsi lievi sanguinamenti delle gengive durante l'uso. Si tratta di una cosa normale e, in genere, non si verifica più dopo 1-2 settimane.

Passaggio 5: Uso

Tenere premuto il pulsante di accensione per 0.6 secondo per avviare il dispositivo. Per mettere in pausa il dispositivo durante l'uso, toccare il pulsante di accensione. Tenere premuto di nuovo il pulsante per riavviare il dispositivo. Questo dispositivo è dotato di un timer di spegnimento che si attiva dopo 120 secondi. Lo spegnimento automatico si attiverà soltanto se il serbatoio dell'acqua è vuoto. Se si desidera continuare a utilizzare il dispositivo, toccare il pulsante di accensione per spegnerlo, quindi riavviarlo dopo avere riempito il serbatoio dell'acqua. Spegnerlo il dispositivo dopo averne cessato l'utilizzo.


Tecniche di utilizzo

Per ottenere risultati migliori, iniziare a pulire partendo dai molari (denti posteriori) e spostarsi verso i denti anteriori. Durante la pulizia, spostare l'ugello lungo il bordo gengivale mantenendolo a 90°. Soffermarsi tra i denti per poco tempo. Chiudere le labbra onde evitare che l'acqua fuoriesca, ma lasciare abbastanza spazio da consentire all'acqua di defluire liberamente dalla bocca nel lavandino.



Passaggio 6: Dopo l'uso

Dopo l'uso, aprire il serbatoio dell'acqua e versare il liquido restante. Accendere il dispositivo e scaricare il liquido rimasto finché l'irrigatore non spruzza più nulla, quindi spegnere il dispositivo.



Passaggio 7: Ricarica

L'indicatore è bianco e rimarrà acceso per tutta la durata di utilizzo del dispositivo. Se il dispositivo si spegne dopo che l'indicatore lampeggia cinque volte, significa che la tensione del dispositivo è bassa. In stato di bassa tensione, il dispositivo non si accenderà nemmeno dopo avere premuto nuovamente il pulsante di accensione / spegnimento. L'indicatore lampeggia quattro volte, indicando che è necessario ricaricare il dispositivo. Quando il dispositivo è in carica, l'indicatore lampeggia. Quando il dispositivo sarà completamente carico, l'indicatore rimarrà acceso.


Pulizia e Manutenzione

Pulizia del corpo dell'apparecchio:

- Pulire l'apparecchio esclusivamente con acqua pulita o un detergente neutro. Non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi. Non utilizzare acqua oltre i 50°C per pulire le parti del dispositivo, poiché potrebbe danneggiarlo o comprometterne le prestazioni.
- Ne trempez jamais l'hydropulseur dans de l'eau. Se necessario, pulire la superficie del dispositivo con un panno morbido imbevuto di detergente non corrosivo.

Pulizia del serbatoio:

- Afferrare il corpo del dispositivo con la mano sinistra e il serbatoio dell'acqua con la destra. Per rimuovere il serbatoio, ruotarlo in senso orario e tirarlo verso il basso.
- Lavare l'interno del serbatoio con acqua pulita a temperatura ambiente. Non pulire il serbatoio con alcun tipo di detergente.
- Dopo la pulizia, reinstallare il serbatoio dell'acqua allineandolo al giunto a incastro e ruotandolo in senso antiorario.



Rimozione del calcare:

- A seconda del contenuto minerale dell'acqua utilizzata, potrebbero formarsi dei depositi di calcare nel dispositivo. La mancata rimozione dei depositi di calcare ridurrà le prestazioni del dispositivo.
- Puntare l'ugello verso il lavandino, accendere il dispositivo, quindi lasciare che eroghi tutta l'acqua contenuta al suo interno. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua calda e pulita, quindi ripetere i passaggi sopra descritti per pulire il serbatoio. Questa procedura di pulizia deve essere ripetuta ogni 1-3 mesi per mantenere intatte le prestazioni del prodotto.


Protezione Dell'ambiente

Manutenzione della batteria

- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica prima dell'uso.
- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica prima di riporre il dispositivo e non utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.
- Per prolungare la durata della batteria, ricaricare il dispositivo non appena il livello della batteria si abbassa.

Riciclo della batteria

Questo dispositivo utilizza batterie ricaricabili che è possibile riciclare. Alla fine del ciclo di vita del dispositivo, prima di smaltirlo, riciclare o smaltire le batterie separatamente, in conformità con le normative locali di gestione dei rifiuti.



Procedura di riciclo: Quando il dispositivo è spento, rimuovere l'ugello e il serbatoio dell'acqua, quindi utilizzare un cacciavite o un oggetto simile per fare leva e aprire la base e rimuovere le batterie riciclabili.

Nota: Non mandare in cortocircuito i poli positivi e negativi della batteria rimossa. I poli possono essere isolati con del nastro.

Risoluzione dei Problemi

Problema	Ursache	Lösung
C'è una perdita tra l'ugello e il corpo dell'apparecchio	La guarnizione del portaugello è danneggiata oppure l'ugello non è stato installato nella posizione corretta	contattare il venditore per la sostituzione oppure reinstallare l'ugello nella posizione giusta
C'è una perdita nell'ingresso dell'acqua	La guarnizione è danneggiata oppure ci sono impurità nell'ingresso	Contattare il venditore per la sostituzione
C'è una perdita nel serbatoio dell'acqua	La guarnizione è danneggiata	Sostituire la guarnizione oppure contattare il venditore per la sostituzione
Non c'è abbastanza pressione dell'acqua	Dispositivo non carico a sufficienza	Riprovare dopo avere ricaricato il dispositivo
Il dispositivo non si avvia	Dispositivo non carico a sufficienza	Riprovare dopo avere ricaricato il dispositivo, o contattare il venditore per la sostituzione
Il dispositivo non rilascia acqua	Il dispositivo viene utilizzato per la prima volta oppure non è stato utilizzato da tempo	Fare scorrere una quantità adeguata di acqua nel foro di installazione dell'ugello e riprovare dopo avere reinstallato l'ugello.

Acekool

Your home in sync

Model: FC5090

Input: 5V=1A

Distributor: Acekool Innovation Inc.

Address: 14550 interurban AVE S STE A100, Tukwila, WA 98168, USA

Email: support@acekool.vip

Website: <https://www.acekool.vip>

Made in China



UK
CA

FC

C

E

FDA

RoHS



尺寸：75X120mm

材质：105g 铜版纸，骑马钉

印刷：四色印刷，双面印

注：封面/封底第一页目录背面不印