

XLIFE



e: www.xlifecare.com



Email Address: cs@xlifecare.com



Tiktok: [@Xlifeofficial](https://www.tiktok.com/@Xlifeofficial)



Skype: [+1\(800\)484-0309](https://www.skype.com/people/+1(800)484-0309)



Facebook: [@Xlifeofficial](https://www.facebook.com/Xlifeofficial)



Youtube: [Xlife](https://www.youtube.com/Xlife)

XLIFE

LIFE IS MORE EXPERIENCE



User Manual

X3

INTRODUCTION

Dear customers:

Thank you for purchasing our XLIFE product. This introduction will help you to properly use your new earwax removal tool. Please read these carefully before using and keep them for future reference. If you need any other assistance, please contact our customer services with the model of the product and order number from the following channels:

Email Address: cs@xlifecare.com

Tiktok: @Xlifeofficial

Skype: +1(800)484-0309

Facebook: @Xlifeofficial

Youtube: Xlife

Official Website: www.xlifecare.com

We will make every effort to ensure your 100% satisfaction with your purchase as well as resolve any issues you run into. In addition, we are looking forward to your valuable opinions about our products. Every comment will be valued by XLIFE.

CONTENT

1. ENGLISH	1-7
2. Deutsch	8-13
3. Français	14-18
4. Italiano	19-23
5. Español	24-28
6. 日语	29-35

PRECAUTIONS BEFORE USE

Attention:


1. When cleaning lens, please wipe it carefully with professional alcohol cotton swab.
2. Make sure the ear spoon is assembled in place before using to prevent falling off.
3. Please don't use it while you are moving, and protect yourself from being hit by others.
4. It is forbidden for children to use this product alone to avoid accidental harm.
5. Please do not put the product in liquid to avoid damage.
6. Product built-in polymer battery, so it must be charged once a month if it is not used frequently.
7. Avoid product exposure to sunshine directly, especially the accessories, in order to avoid softening.
8. During using it, the temperature of the product will rise slightly (Data from XLIFE lab, the maximum temperature of the machine doesn't exceed about 45°C), please rest assured to use.

Disclaimer

XLIFE does not guarantee its goods against any defect or damage caused by transportation, storage, improper installation and maintenance, internal or external hostile environments, misuse, abuse, negligence accident, modification, tampering, the attachment of unauthorized accessory, alteration to the goods, poor workmanship, or any other conditions whatsoever that cause a defect or failure of the product.

PACKAGE CONTENTS

1 x Xlife X3 Smart Visual Earwax Cleaning Tool
1 x silicone covered metal ear spoon
1 x Micro-USB Charging Cable
1 X User Manual



PRODUCT SPECIFICATION

Brand: XLIFE

Product Name: Smart Visual Earwax Cleaning Tool

Model: X3

Rod Weight: 13g

Network Standard: IEEE802.11b/g/n

Antenna: Internal FPC antenna

Working Frequency: 2.4Ghz

Image Transmission Rate: 20fps

Image Sensor: CMOS

Working Temperature: 14~113°F

Battery: 130mAh lithium battery

Using time after fully charged: 45 minutes

Charging time: 45 minutes

Input Voltage: DC 5V 0.4A

Lens Diameter: 3.5mm

Depth of Field: 10~50mm

Pixel: 3 million

Gyroscope: 3 axis

Waterproof: No

OPERATION GUIDELINES

How to connect APP and use it?

1. Scan QR code to download APP. (You can also download APP from our official website: www.XLIFE.com)
2. Open XLIFE and select X3.
3. Long Press the power button to turn on the ear cleaning rod, and let your phone connect product WiFi "XLIFE-XXXX"
4. Back to XLIFE and start to use it.

1



2






③



④

How to replace ear spoon?

Rotate the old ear spoon counterclockwise to remove the old ear spoon. Align the top of the cleaning rod with the new ear spoon, then turn the new ear spoon clockwise to tighten it. Please make sure the ear spoon is assembled in place before using it to prevent falling off.



TRUEBLE SHOOTING

Question 1: The product body heats up during use

Answer: The product lens is equipped with an LED light, which is not dazzling or glare. And the product adopts a dual temperature control system. During use, the otoscope part has a non-sensing temperature of 25° and the body part's palm temperature is 32°. Therefore, it is a normal phenomenon that the product occurs with slight heat during the operation. The product is safe, so you can use it with confidence.

Question 2: Abnormal connection

Answer: Confirm whether the machine is turned on in a normal state (the ring indicator flashes when not connected, and the indicator light will be always on after successful connection).

Question 3: APP display abnormally (lens blur/fuzzy/black screen)

Answer: Uninstall the APP and reinstall, confirm that the right machine model has been chosen on APP. Wipe the lens of the product with an dry swab to check whether the lens is damaged. (Not advise alcohol swab)

Question 4: Abnormal charging: After using for a period of time (months/half a year), it can't be charged or can't be turned on after charging.

Answer: Charging by USB/Type-C cable: After connecting to the power supply, the indicator light always lights up when the charging process is normal. If the indicator light flashes during the charging process or the indicator light does not light up, please replace the charger or check whether the device is correctly connected to the power supply.

Question 5: The WiFi connection is unstable, and the connection will be automatically disconnected from time to time

A: The WiFi of products is limited to the use of the product and cannot access the Internet. When it prompts connected but unable to access the Internet, whether to switch, please click "NO"; if the WiFi coverage area is strong and the signal of the product is affected by the WiFi coverage, it is recommended to change the environment and try.

Question 6: After using it for a period of time, the indicator light will go out soon when charging, and it will not turn on.
Answer: Try to change the data cable or change the charging head to direct USB charging, then turn the product or contact again to check whether the charging contact is bad.

Question 7: After using it for a few months, the APP shows that it is not connected after connecting to WiFi (there is no problem with the previous connection)
Answer: Re-download the APP and try to connect and use it.

WARRANTY

All XLIFE products are under XLIFE's warranty for ONE Year after the date of the original purchase. And we are committed to providing the best products as well as the best customer service to our customers. If you need any assistance, please contact our customer service with your product model number and order number. We will resolve any issues you run into as soon as possible.

EINFÜHRUNG

DE

Liebe Kundin, lieber Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt von XLIFE entschieden haben. Diese Anleitung wird Ihnen helfen, diesen Ohrschmalz-Entferner richtig zu benutzen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Bei Fragen bitte wenden Sie sich an uns mit Ihrem Produktmodell und Ihrer Bestellnummer.

E-Mail-Adresse: cs@xlifecare.com
Tiktok: @Xlifeofficial
Skype: +1(800)484-0309
Facebook: @Xlifeofficial
Youtube: Xlife
Offizielle Website: www.xlifecare.com

Wir bemühen uns, um sicherzustellen, dass Sie mit Ihrem Kauf 100 % zufrieden sind. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und werden Ihre Probleme lösen. Darüber hinaus freuen wir uns auf Ihr wertvolles Kommentar zu unseren Produkten. Jeder Kommentar wird von XLIFE wertgeschätzt.

HINWEISE VOR DEM GEBRAUCH

Wichtige Hinweise

1. Beim Reinigen der Linse bitte wischen Sie es sorgfältig mit einem professionellen Alkoholtupfer.
2. Stellen Sie bitte sicher, dass der Ohröffel vor dem Gebrauch an Ort und Stelle zusammengesetzt ist, um ein Herunterfallen zu verhindern.
3. Bitte benutzen Sie es während des Bewegens nicht. Vermeiden Sie Zusammenstöße mit anderen.
4. Kinder dürfen dieses Produkt nicht alleine benutzen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
5. Bitte legen Sie das Produkt nicht in Flüssigkeit, da dies zu Schäden führen kann.
6. Das Produkt hat einen eingebauten Polymer-Akku, der bei seltenem Gebrauch einmal im Monat aufgeladen werden muss.
7. Setzen Sie das Produkt, insbesondere das Zubehör, nicht dem direkten Sonnenlicht aus, da es sonst aufweichen kann.


8. Während des Gebrauchs könnte die Temperatur des Produkts leicht ansteigen (laut Labordaten von XLIFE übersteigt die maximale Temperatur des Geräts nicht 45 °C). Bitte verwenden Sie es ohne Bedenken.

Haftungsausschluss

XLIFE übernimmt keine Garantie für seine Waren gegen MängelIn oder Schäden, die durch unsachgemäße Transport, Lagerung, Installation und Wartung, interne oder externe feindliche Umgebungen, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Unfälle, Modifikationen, Manipulationen, das Anbringen von nicht genehmigtem Zubehör, Änderungen an den Waren, mangelhafte Verarbeitung oder andere Bedingungen, die zu einem Defekt oder Ausfall des Produkts führen, verursacht werden. XLIFE ist im Rahmen dieser Garantie nur für die Reparatur oder den Ersatz von Waren verantwortlich, die während der Garantiezeit ausfallen, vorausgesetzt, der Käufer hat XLIFE diesen Ausfall unverzüglich schriftlich gemeldet und die Bestimmungen dieser Garantie eingehalten.

PACKUNGSGEHALT

1 x XLife X3 Smart Visual Ohrenschnal: Reinigungswerkzeug
1 x silikonbeschichteter Metallhöffel
1 x USB-Ladekabel
1X Benutzerhandbuch



SPEZIFIKATIONEN

Marke: XLIFE

Produktname: Intelligenter Visueller Ohrenreiniger

Modell: X3

Gewicht des Hauptkörpers: 13g

Netzwerk-Standard: IEEE802.11b/g/n

Antenne: Eingebaute FPC-Antenne

Betriebsfrequenz: 2,4 GHz

Bildübertragungsrate: 20 fps

Bildsensor: CMOS

Betriebsumgebungstemperatur: 14-113°F

Akku: 130 mAh Lithium-Batterie

Akkulaufzeit: 45 Minuten

Aufladezeit: 45 Minuten

Eingangsstrom: DC 5V 0.4A

Linsendurchmesser: 3.5 mm

Schärftiefe: 10 ~ 50 mm

Pixel: 3 Millionen Pixel

Gyroskop: 3 Achsen

Wasserdicht: Nein

BETRIEBSANWEISUNG


Wie kann ich mich mit der App verbinden und sie nutzen?

1. QC-Code scannen und APP herunterladen (Sie können die APP auch von unserer offiziellen Webseite herunterladen: XLIFE.com).
2. APP „XLIFE“ öffnen und C3 wählen.
3. Power-Taste drücken, um den Ohrenreiniger einzuschalten. Ihr Handy mit WiFi „XLIFE-XXXX“ verbinden.
4. Zurück zu XLIFE und zum Verwenden “Start” antippen.



Wie kann man Ohrhöffel ersetzen?

Drehen Sie den alten Ohrhöffel gegen den Uhrzeigersinn, um den alten Ohrhöffel zu entfernen. Richten Sie den Reinigungsstab und den neuen Ohrhöffel aus und drehen Sie dann den neuen Ohrhöffel im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Ohrhöffel vor der Verwendung montiert ist, um ein Herunterfallen zu verhindern.



FEHLERBEHEBUNG

1F: Das Produkt erwärmt sich während des Gebrauchs

A: Die Linse des Produkts hat eine LED-Kaltlichtlampe, die nicht blendet oder grell ist. Das Produkt verfügt über ein duales Temperatursystem. Während des Gebrauchs hat das Otokop eine nicht-empfindliche Temperatur von 25 °C und die Temperatur des Körpers beträgt 32 °C. Dies ist ein normales Phänomen, wenn das Produkt während des Betriebs eine leichte Erwärmung auftritt. Die Qualität ist sicher und es kann mit Vertrauen verwendet werden.

2F: A: Überprüfen Sie, ob das Gerät in einem normalen Zustand eingeschaltet ist (die Kontrollleuchte blinkt, wenn das Gerät eingeschaltet und nicht verbunden ist; die Kontrollleuchte leuchtet nach der Verbindung immer).

3F: Ausnahme bei der APP-Anzeige (Linse unscharf/ Bildschirm verschwommen/ schwarzer Bildschirm)

A: Deinstallieren Sie die APP und installieren Sie sie erneut. Stellen Sie sicher, dass das Modell über die richtige APP verfügt. Wischen Sie die Linse des Geräts mit einem trockenen Tupfer ab und prüfen Sie, ob die Linse beschädigt ist. (Alkoholtupfer ist nicht empfohlen)

4F: Ausnahme beim Aufladen: Nach einer gewissen Zeit (ein paar Monate / sechs Monate) kann das Gerät nicht aufgeladen werden. Oder das Gerät schaltet sich nach dem Aufladen immer noch nicht ein.

A: Kabelgebundenes Aufladen durch USB-Anschluss: Nach dem Anschluss an die Stromversorgung leuchtet die Kontrollleuchte (rotes Licht für schwache Batterie/ grünes Licht für ausreichende Batterie) immer, wenn der Ladevorgang normal ist. Wenn die Kontrollleuchte während des Ladevorgangs blinkt oder die Kontrollleuchte nicht leuchtet, tauschen Sie bitte das Ladegerät aus oder überprüfen Sie, ob das Gerät richtig an die Stromversorgung angeschlossen ist.

5F: Die WiFi-Verbindung instabil und oft automatisch unterbrochen

A: Das WiFi der Bebird-Produkte ist auf die Verwendung des Produkts beschränkt und kann nicht auf das Internet zugreifen. Klicken Sie auf „Nein“, wenn Sie gefragt werden „Verbunden, aber kein Internetzugang, möchten Sie wechseln?“. Wenn der WiFi-Abdeckungsbereich ein starkes Signal aufweist und somit die Nutzung von WiFi des Produkts beeinträchtigt, wird empfohlen, eine andere Nutzungsumgebung zu versuchen.

6F: Die Kontrollleuchte erlischt nach einer gewissen Zeit während des Ladevorgangs und das Gerät lässt sich nicht mehr einschalten.

A: Tauschen Sie das Datenkabel aus oder ändern Sie das Ladegerät auf direktes USB-Aufladen. Drehen Sie das Gerät um, um zu prüfen, ob der Ladekontakt schlecht ist.

7F: Nach einigen Monaten der Nutzung zeigt die APP nach dem Verbinden mit dem WiFi keine Verbindung an (vorher hatte die Verbindung kein Problem)

A: Laden Sie die App erneut herunter und stellen Sie die Verbindung wieder her.

GARANTIE

Für alle Produkte von XLIFE gilt eine einjährige Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Wir sind bestrebt, unseren Kunden die besten Produkte und den besten Kundenservice zu bieten. Bei Fragen bitte wenden Sie sich an uns mit Ihrem Produktmodell und Ihrer Bestellnummer. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und werden Ihre Probleme lösen.

PRÉSENTATION

FR

Cher client,

Vous venez d'acquérir un produit de XLIFE et nous vous en remercions. Cette introduction vous aidera à utiliser dans des conditions optimales et avoir les meilleurs résultats possibles, veuillez prendre connaissance de cette notice dans son intégralité. Merci de lire avec attention les conditions d'utilisation. Il est important de conserver ces instructions dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure. Pour toute question, vous pourriez consulter notre site de web à l'adresse suivante ou joindre le service après-vente par e-mail à l'adresse suivante:

Adresse d'e-mail: cs@xlifecare.com

Tiktok: [@xlifecareofficial](https://www.tiktok.com/@xlifecareofficial)

Skype: +1(800)484-0309

Facebook: [@xlifecareofficial](https://www.facebook.com/xlifecareofficial)

Youtube: [Xlife](https://www.youtube.com/xlifecare)

Site Web: www.xlifecare.com

Nous sommes là pour vous assurer que vous recevrez le meilleur service client et que vous êtes 100% satisfait de votre achat. Nous attendons avec impatience vos suggestions, commentaires et améliorations. Chaque commentaire sera évalué par XLIFE.

A SAVOIR AVANT DE L'UTILISATION

Attention:

- 1.Veuillez utiliser les cotons-tiges professionnels à l'alcool pour essuyer soigneusement les lentilles.
- 2.Assurez-vous que la cure oreille est assemblée en place avant utilisation pour éviter les chutes.
- 3.Ne pas déplacer pendant utilisation de ce produit pour éviter d'être frappé par les autres.
- 4.Il est interdit d'utiliser ce produit par des enfants pour éviter les blessures accidentelles.
- 5.Ne pas mettre ce produit dans le liquide pour éviter les dommages.
- 6.Le produit dispose d'une batterie polymère intégrée qui doit être rechargée une fois par mois si elle n'est pas utilisée fréquemment.
- 7.Éviter l'exposition directement du produit au soleil pour éviter l'adoucissement, surtout les accessoires.

8. Pendant l'utilisation, la température de produit peut augmenter légèrement (Selon les données de laboratoire XLIFE, la température maximale de la machine ne dépasse pas environ 45°C), vous pouvez l'utiliser en toute confiance.

Avis de non-responsabilité

XLIFE ne garantit pas que les appareils sont exempts de défauts ou de dommages résultant du transport, de l'entreposage, d'une mauvaise installation, d'un mauvais environnement interne ou externe, d'un mauvais usage, d'un abus, d'une négligence, d'un accident, d'une modification, d'une altération, de tout accessoire non autorisé et des dommages causés aux marchandises. Toute autre condition entraînant un défaut ou une défaillance du produit. La seule responsabilité de XLIFE en vertu de cette garantie est de sélectionner, réparer ou remplacer tout produit défectueux pendant la période de garantie, à condition que l'acheteur signale rapidement par écrit à XLIFE les défauts surmontonnés et se conforme aux conditions de cette garantie.

CONTENU DU COLIS

1 x outil de nettoyage visuel intelligent du cérumen Xlife X3
1 x cuillère à oreille en métal recouverte de silicone
1 x ligne de données
1 manuel d'utilisation

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Marque: XLIFE

Nom du produit: Cure oreille visuelle intelligente

Marque: X3

Poids de l'hôte: 13g

Standard réseau: IEEE802.11b/g/n

Antenne: antenne FPC intégrée

Fréquence de fonctionnement: 2.4Ghz

Taux de transfert d'image: 20fps

Capteur d'image: CMOS

Température de l'environnement de travail: 14-113°F

Batterie: Batterie au lithium 130mAh

Autonomie de la batterie: 45 minutes

Temps de charge: 45 minutes

Courant d'entrée: DC 5V 0.4A

Diamètre de lentille: 3.5mm

Profondeur de champs: 10 ~ 50mm

Pixel: 3 millions de pixels


Gyroscope: 3 axe

Étanche: Non

GUIDE D'OPÉRATION


Comment se connecter à l'application et l'utiliser ?

1. Scannez l'application de téléchargement de code QR (vous pouvez également télécharger APP:XLIFE.com à partir de notre site officiel)
2. Ouvrez l'application XLIFE pour sélectionner X3.
3. Appuyez sur la touche d'alimentation et maintenez-la enfoncée pour allumer le bâton de nettoyage d'oreille. Connectez au WIFI "XLIFE-XXXX" de produit.
4. Revenez à l'APP XLIFE et cliquez sur Démarrer pour l'utiliser



Comment remplacer la cuillère à oreille?

Tournez l'ancienne cuillère à oreille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer l'ancienne cuillère à oreille. Alignez la tige de nettoyage et la nouvelle cuillère auriculaire, puis tournez la nouvelle cuillère auriculaire dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer. Veuillez vous assurer que la cuillère à oreille est assemblée en place avant de l'utiliser pour éviter de tomber.



DÉPANNAGE

1Q : Le corps chauffe pendant l'utilisation

A: La lentille du produit est équipée d'une LED Lampe Lumière Blanc Froid. Elle n'est pas éblouissante ni aveuglante. Le produit adopte un système de contrôle de la température avec 2 protection. Pendant l'utilisation, la température de la cuillère est de 25° et la température de oreille otoscope est de 32°. C'est normal que le produit peut chauffer légèrement pendant pendant le fonctionnement. Vous pouvez l'utiliser en toute confiance grâce à la haute qualité du produit.

2Q : la connexion anormale

R: [Impossible de détecter ou de trouver des réseaux XLIFE-xxxx]

Confirmez si l'appareil démarre (l'indicateur clignote lorsque l'appareil démarre et non connecté, et le indicateur annulaire est toujours allumé après la connexion).

3Q: Erreur d'affichage de l'APP (flou d'objectif/écran flou/noir)

R : Désinstallez l'application et réessayez de la installer une fois de plus. Confirmez si le modèle de l'appareil est conforme au modèle d'application correspondante; essuyez et nettoyez la lentille du produit avec un coton-tige sec pour confirmer si la lentille est endommagée. (Les tampons à alcool ne sont pas

recommandés)

4Q : Charge anormale : Après une période d'utilisation (mois/semestre d'un an), il ne peut pas être chargé ou il ne peut pas être allumé après la charge.

A: [Chargement avec une câble USB] Après la connexion à l'alimentation, le indicateur est toujours allumé (indicateur rouge indique batterie faible/indicateur vert indique batterie suffisante), ce qui signifie une charge normale. Si la charge clignote/le indicateur est éteint, vous pouvez essayer de remplacer le chargeur ou vérifier le source d'alimentation .

5Q : Le réseau WiFi est instable. La connexion est

automatiquement déconnectée de temps en temps

R : Le WiFi de Bebird est limité à la connexion entre le produit et l'application. Il ne peut pas accéder à Internet. Si la application affiche « Connecté mais incapable d'accéder à Internet, il faut changer? » et cliquez sur « Non » ; si la zone de couverture WiFi est si forte que le signal est affecté par le WiFi, il est recommandé de modifier l'environnement d'utilisation.

6Q : Après quelques mois d'utilisation, l'application vous indique qu'elle ne se connecte pas au WiFi (La connexion précédente a réussi)

A: Re-téléchargez l'application et réessayez de vous connecter.

GARANTIE

Cette garantie s'applique uniquement et intégralement à tous les produits de marque XLIFE pendant toute la période de la garantie de 1 an à compter de la date d'achat d'origine. Nous nous engageons à fournir les meilleurs produits et services. Vous avez besoin d'aide? Nous sommes à votre service! Veuillez joindre le service après-vente et fournir le modèle du produit et le numéro de commande. Nous résoudrons votre problème dans les plus brefs délais.

INTRODUZIONE

IT

Gentile Cliente:

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto XLIFE. Questa introduzione ti aiuterà a utilizzare correttamente lo strumento per la rimozione del cerume. Leggi attentamente prima dell'uso e conserva bene per consultazioni future. Se hai bisogno di qualsiasi altro aiuto, contatta il nostro servizio clienti attraverso i seguenti canali fornendo il modello del prodotto e il numero d'ordine:

Indirizzo email: cs@xlifecare.com

Tiktok: @Xlifeofficial

Skype: +1(800)484-0309

Facebook: @Xlifeofficial

Youtube: Xlife

Sito ufficiale: www.xlifecare.com

Faremo ogni sforzo per assicurarci che tu sia soddisfatto al 100% del prodotto acquistato, e risolveremo ogni problema che incontri. Inoltre, non vediamo l'ora di ricevere i preziosi commenti sui nostri prodotti. Ogni commento sarà molto apprezzato da XLIFE.

PRECAUZIONI PRIMA DELL'USO

Precauzioni prima dell'uso

Attenzione:

1. Pulire la lente accuratamente con un batuffolo imbevuto di alcol professionale.
2. Prima dell'uso, assicurarsi che il cucchiaino per orecchio sia stato assemblato in posizione per evitare la caduta.
3. Non usare durante il movimento e proteggerli dall'essere colpito dagli altri.
4. È vietato ai bambini l'utilizzo di questo prodotto da soli per evitare eventuali danni accidentali.
5. Non mettere il prodotto in liquido per evitare danni.
6. Il prodotto ha una batteria ai polimeri incorporata, che deve essere caricata una volta al mese se non viene utilizzata spesso.
7. Evitare l'esposizione diretta del prodotto al sole, in particolare gli accessori, per non ammorbidire.
8. Durante l'uso, la temperatura del prodotto aumenterà leggermente (in base ai dati di laboratorio XLIFE, la

temperatura massima della macchina non supera circa i 45 °C), utilizza con fiducia per favore.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 x strumento per la pulizia del cerume visivo intelligente Xlife X3
- 1 x cucchiaino per orecchie in metallo ricoperto di silicone
- 1 x linea dati
- 1 X Manuale dell'utente

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Marca: XLIFE

Nome del prodotto: Otoscopio digitale con telecamera per rimozione di cerume

Modello: X3

Peso dell'unità principale: 13g

Standard di rete: IEEE802.11b/g/n

Antenna: antenna FPC incorporata

Frequenza di lavoro: 2.4 Ghz

Velocità di trasmissione d'immagine: 20 fps

Sensore di immagine: CMOS

Temperatura dell'ambiente di lavoro: 14~113°F

Batteria: batteria al litio da 130mAh

Durata della batteria: 45 minuti

Tempo di ricarica: 45 minuti

Corrente di ingresso: DC 5V 0.5A

Diametro della lente: 3.5 mm

Profondità di campo: 10~50 mm

Pixel: 5 milioni di pixel

Giroscopio: 3 assi

Impermeabile: no

GUIDA OPERATIVA

¿Cómo puedo conectar el producto a la aplicación y utilizarlo?

1. Scansiona il codice QR per scaricare l'App (puoi anche scaricare l'app dal nostro sito ufficiale: XLIFE.com).
2. Apri l'APP XLIFE per selezionare X3.
3. Premi a lungo il pulsante di accensione per accendere il bastoncino per la pulizia dell'orecchio. Collega WiFi "XLIFE-XXXX".
4. Torna all'APP XLIFE e fai clic su "Inizia" per usarlo.

①



②



③




④



Come sostituire il cucchiaino per le orecchie?

Ruota il vecchio cucchiaino per l'orecchio in senso antiorario per rimuovere il vecchio cucchiaino per l'orecchio. Allineare l'asta di pulizia e il nuovo cucchiaino per le orecchie, quindi ruotare il nuovo cucchiaino per le orecchie in senso orario per stringerlo. Assicurati che il cucchiaino per l'orecchio sia montato in posizione prima di usarlo per evitare che cada.



Dépannage

TQ : Le corps chauffe pendant l'utilisation

A: La lentille du produit est équipée d'une LED Lampe Lumière Blanc Froid. Elle n'est pas éblouissante ni aveuglant. Le produit adopte un système de contrôle de la température avec 2 protection. Pendant l'utilisation, la température de la cuillère est de 25° et la température de oreille otoscope est de 32°. C'est normal que le produit peut chauffer légèrement pendant pendant le fonctionnement. Vous pouvez l'utiliser en toute confiance grâce à la haute qualité du produit.

2Q : la connexion anormale

R : Il est impossible de détecter ou de trouver des réseaux XLIFE-xxxx

Confirmez si l'appareil démarre (l'indicateur clignote lorsque l'appareil démarre et non connectée, et le indicateur annulaire est toujours allumé après la connexion).

3Q: Erreur d'affichage de l'APP (flou d'objectif/écran flou/noir)

R : Désinstallez l'application et réessayez de la installer une fois de plus. Confirmez si le modèle de l'appareil est conforme au modèle d'application correspondante ; essuyez et nettoyez la lentille du produit avec un coton-tige sec pour confirmer si la lentille est endommagée. (Les tampons à alcool ne sont pas recommandés)

4Q : Charge anormale : Après une période d'utilisation (mois/semestre d'un an), il ne peut pas être chargé ou il ne peut pas être allumé après la charge.

A: [Chargement avec un câble USB] Après la connexion à l'alimentation, le indicateur est toujours allumé (indicateur rouge indique batterie faible/indicateur vert indique batterie suffisante), ce qui signifie une charge normale.
Si la charge digne/le indicateur est éteint, vous pouvez essayer de remplacer le chargeur ou vérifier le source d'alimentation .

5Q : Le réseau WiFi est instable. La connexion est automatiquement déconnectée de temps en temps
R : Le WiFi de Bebird est limité à la connexion entre le produit et l'application. Il ne peut pas accéder à Internet. Si la application affiche « Connecté mais incapable d'accéder à Internet, il faut changer? » et cliquez sur « Non » ; si la zone de couverture WiFi est si forte que le signal est affecté par le WiFi, il est recommandé de modifier l'environnement d'utilisation.

6Q: Au fil du temps, la lampe de témoin s'éteint bientôt lors de la charge et elle ne s'allumera pas
A: Essayez de changer le câble de données ou le chargeur. Confirmez si le contact est normal.

7Q : Après quelques mois d'utilisation, l'application vous indique qu'elle ne se connecte pas au WiFi (La connexion précédente a réussi)
A: Re-téléchargez l'application et réessayez de vous connecter.

GARANZIA

Tutti i prodotti XLIFE hanno un periodo di garanzia di un anno dal giorno di acquisto originale. Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti i migliori prodotti e il miglior servizio clienti. Se hai bisogno di qualsiasi aiuto, contatta il nostro servizio clienti fornendo il modello del prodotto e il numero dell'ordine. Risolveremo ogni tuo problema al più presto possibile.

INTRODUCCIÓN

Estimado cliente,

Gracias por comprar uno de nuestros productos XLIFE. Esta introducción le ayudará a utilizar correctamente este limpiador de oído. Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el producto y guárdelas bien para futuras consultas. Si necesita ayuda adicional, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente indicando el modelo y el número de pedido de su producto en:

Dirección de correo electrónico: cs@xlifecare.com
Tiktok: @Xlifeofficial
Skype: +1(800)484-0309
Facebook: @Xlifeofficial
Youtube: Xlife
Sitio web oficial: www.xlifecare.com

Haremos todo lo posible para que quede 100% satisfecho con su compra y para que se resuelva cualquier problema que se le presente. Además, esperamos sus comentarios sobre nuestros productos. Todos los comentarios serán tomados en serio por XLIFE.

PRECAUCIONES ANTES DEL USO

Nota :

1. Al limpiar la lente, frótela con cuidado con hisopo de alcohol profesional.
2. Asegúrese de que el limpiador de oídos esté bien ensamblado antes de usar para no caerse.
3. No lo use durante el movimiento, cuídese de usted para no ser golpeado por otros.
4. No permita que los niños usen independientemente el producto para evitar lesiones accidentales.
5. No ponga el producto en el líquido para evitar los daños.
6. El producto contiene batería de polímero incorporada, es necesario cargar una vez cada mes si no lo usa con frecuencia.
7. Evite que se exponga bajo el sol directamente, especialmente los accesorios, para evitar el ablandamiento.
8. La temperatura del producto puede subir un poco durante el uso (según los datos del laboratorio de XLIFE, la temperatura máxima del producto no supera los 45 °C), siéntese libre de usarlo.

Descargo de responsabilidad:

XLIFE no garantiza que sus mercancías estén libres de defectos o daños causados por transporte, almacenamiento o instalación inadecuados, ambiente hostil interno o externo, mal uso, abuso, negligencia, accidentes, modificaciones, alteraciones, accesorios o partes no autorizadas y daños a la mercancía. Mano de obra deficiente o cualquier otra condición que cause defectos o mal funcionamiento del producto. La única responsabilidad de XLIFE bajo esta garantía es que durante su selección, reparación o reemplazo de cualquier producto que falle durante este periodo de garantía, la premisa es que el comprador informe de inmediato a XLIFE por escrito sobre la falla anterior y cumpla con los términos de esta garantía.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

1x Herramienta de limpieza de cera visual inteligente Xlife X3
1x cuchara de oreja de metal cubierta de silicona
1x línea de datos
1X manual de usuario

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Marca: XLIFE

Nombre del producto: Varilla limpiadora de oídos visual inteligente

Modelo: X3

Peso del producto: 13 g

Estándar de red: IEEE802.11b/g/n

Antena: incorporada antena de FPC

Frecuencia de trabajo: 2.4 Ghz

Tasa de transmisión de imagen: 20 fps

Sensor de imágenes: CMOS

Temperatura ambiente de trabajo: 14-113°F

Batería: batería de litio de 130 mAh

Duración de la batería: 45 minutos

Tiempo de carga: 45 minutos

Corriente de entrada: CC 5V 0.4A

Diámetro de la lente: 3.5 mm

Profundidad de campo: 10-50 mm

Pixel: 5 millones de píxeles

Giroscopio: 3 ejes

Resistente al agua: No

GUÍA DE OPERACIÓN

Come collegarsi all'APP e usare?

1. Escanee el código QR para descargar la aplicación (también puede descargar la aplicación mediante nuestro sitio web oficial: XLIFE.com).
2. Abra la aplicación XLIFE, elija C3.
3. Pulse y mantenga el botón de encendido para encender el limpiador de oídos. Conecte el WiFi del producto "XLIFE-XXXX".
4. Vuelva a la aplicación XLIFE, haga clic en "comenzar" para usarlo.

①



②



③




④



¿Cómo reemplazar la cuchara de oreja?

Gire la cuchara de oreja vieja en sentido antihorario para quitar la cuchara de oreja vieja. Alinee la varilla de limpieza y la nueva cuchara para el oído, luego gire la nueva cuchara en el sentido de las agujas del reloj para apretarla. Asegúrese de que la cuchara para el oído esté ensamblada en su lugar antes de usarla para evitar que se caiga.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

1P: El cuerpo se calienta durante el uso

R: La lente del producto está equipada con una lámpara LED de luz fría, que no deslumbra. El producto adopta un sistema de control de temperatura dual. Durante el uso, la temperatura de la parte del otoscopio es de 25 y la temperatura de la palma de la parte del cuerpo es de 32, por lo que ocurre durante la operación del producto, un calentamiento leve es normal y la calidad es segura, por lo que puede usarlo con confianza.

2P: Conexión anormal

R: 【No se puede encontrar el WiFi del producto XLIIFE-xxxx】 Confirme si la máquina se ha encendido en un estado normal (el indicador de anillo parpadea cuando está encendido y no conectado, y la luz indicadora está siempre encendida después de la conexión);

3P: Visualización anormal de la aplicación (lente borrosa/pantalla borrosa/pantalla negra)

R: Desinstale la APP y vuelva a instalarla, confirme que el modelo del dispositivo tiene la APP correcta/el modelo de APP correspondiente correcto; limpie la lente del producto con un hisopo de algodón seco para confirmar si la lente está dañada. (No se recomiendan los hisopos con alcohol).

4P: Carga anormal: después de usarlo durante un período de tiempo (meses/medio año), no se puede cargar/no se puede encender después de cargar

R: 【Carga con cable de interfaz USB】 Después de conectarse a la fuente de alimentación, la luz indicadora (luz roja para batería baja/luz verde para batería suficiente) se está cargando normalmente. Si la carga parpadea/la luz indicadora está apagada, intente reemplazar el cabezal de carga o compruebe si la alimentación está encendida.

5P: El enlace WiFi es inestable y la conexión se desconecta automáticamente de vez en cuando.

R: El WiFi del producto Bebird se limita al uso del producto y no puede acceder a Internet. Aparece "Conectado pero no puede acceder a Internet, si desea cambiar" y hacer clic en "No"; si el área de cobertura WiFi es fuerte y la señal del producto se ve afectada por la cobertura WiFi, se recomienda a los usuarios que lo cambien.

6P: Después de usarlo durante un período de tiempo, la luz indicadora se apaga pronto durante la carga y no se enciende.

R: Intente cambiar el cable de datos o cambie el cabezal de carga a carga USB directa, gire el producto o vuelva a hacer contacto para probar si el contacto de carga es malo.

7P: Después de usar durante unos meses, la APLICACIÓN muestra que no está conectada después de conectarse al WiFi (no hay problema con la conexión anterior)
R: Vuelva a descargar la APLICACIÓN e intente conectarse y usarla.

GARANTÍA

Ofrecemos un año de garantía en todos los productos XLIIFE desde la fecha original de compra. Nos comprometemos a ofrecer a nuestros clientes los mejores productos y el mejor servicio. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente indicando el modelo y el número de pedido de su producto y resolveremos cualquier problema que encuentre lo antes posible.

お客様:

XLIFE製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ここに正しい耳垢除去ツールの使用方法をご説明致します。ご使用になる前に、よくお読みになった上で、今後のご参考に大切に保管してください。また他に何かサポートさせていただくことがございましたら、製品モデルと注文番号をもって次のルートを通じてカスタマーサービスにお問い合わせください。

メールアドレス: cs@xlifecare.com

Tiktok: @Xlifeofficial

Skype: +1(800)484-0309

Facebook: @Xlifeofficial

Youtube: Xlife

公式ウェブサイト: www.xlifecare.com

お客様に100%ご満足いただくため、いかなる問題を解決するように全力を尽くしてご対応させていただきます。また、弊社製品に対して貴重なご意見をお待ちしております。XLIFEはすべてのコメントも重視致します。

使用前の注意事項ご注意

1. レンズを掃除する時は、アルコール綿棒でゆっくり拭いてください。
2. 耳かきが落ちないように、使用前に所定の位置に組み立てられていることを確認してください。
3. 他の人にぶつからないように、移動しながら使用しないでください。
4. 事故による怪我を防ぐために、お子様による本製品の使用はお控えください。
5. 損傷を防ぐために、製品を液体に入れしないでください。

本製品にはリチウムポリマー電池が内蔵されており、長期間使用し5.6. ない場合は、月に1回充電する必要があります。

7. 軟化しないように、製品、特に付属品を直射日光にさらさないでください

8. 使用中、製品の温度はわずかに上昇しますが（XLIFEラボのデータにより、本製品の最高温度は約45℃です）、安心して使用してください。

免責声明

XLIFE は、製品に欠陥や輸送、貯蔵、設置の不適切な損傷、内部または外部の敵対環境任意の許可されていない付属部品を誤用、乱用、不注意、事故、修正、改ざんすること、製品、プロセス不良、またはその他の条件により製品の欠陥や誤動作が発生することに対して保証できません。XLIFE のこの保証での唯一の責任は、選択した保証期間中に、この期間中に故障した商品の修理または交換です。お客様が直ちに書面でXLIFE に障害を報告し、本保証条項を遵守することを前提としています。

パッケージの内容

1x XlifeX3スマートビジョン耳垢クリーニングツール

1x シリコンコーティングされた金属製の耳かき

1x データケーブル

1x ユーザーマニュアル

製品仕様

ブランド :XLIFE

製品名: スマート可視化耳かき

型番: X3

本体の重量: 13g

ネットワーク規格: IEEE802.11b/g/n

アンテナ: FPCアンテナ内蔵

動作周波数: 2.4Ghz

画像伝送速度: 20fps

イメージセンサー: CMOS

動作環境温度: 14-113°F

電池: 130mAhリチウム電池

電池駆動時間: 45分

充電時間: 45分

入力電流: DC 5V 0.4A

レンズ径: 3.5mm

被写界深度: 10~50mm

画素: 5億ピクセル

ジャイロスコープ: 3軸

防水: いいえ

操作方法

アプリと接続して使用する方法:


QRコードをスキャンしてアプリをダウンロードします（または当社の公式サイト「XLIFE.com」からもアプリをダウンロードできます）。

XLIFEアプリを開き、「XLIFE-XXXX」を選択します。

電源ボタンを長押しし、耳かきをオンにします。


製品のWiFi「C3」に接続します。

XLIFEアプリに戻り、「開始」をタップして使用します。



耳の先端を変える方法は？

- 1.古いイヤチップを引き出します
- 2.新しいイヤチップをしっかりと締めます。イヤチップが落下しないように、使用前にイヤチップが所定の位置に組み立てられていることを確認してください。



よくあるご質問：

1Q：使用中に本体が発熱します

A：製品レンズにLED冷光ランプが設置され、まぶしくなく、グレアはありません。製品は二重温度制御システムを採用し、使用中には、耳鏡部分の無感温度は25°で、本体部分の手のひら温度は32°です。そのため、製品の動作中にわずかな発熱が生じるのは正常な現象です。品質は安全で、安心して使用していただけます。

2Q：接続異常

A：【XLIFE-xxxx製品WiFiが検索できません】

デバイスが正常状態でオンになっているかどうかをご確認ください(オンになっているが接続していない場合は、リングランプが点滅し、接続した後ランプは常に点灯します)。

3Q：APP表示異常(レンズボケ/画面がボケます/画面が黒くなります)

A：APPをアンインストールして再インストールしてください。デバイス型番には対応する正しいAPP/正しい対応するAPP型番があることをご確認ください。乾燥の綿棒でレンズをきれいに拭いて、レンズが破損しているかどうかをご確認ください。(アルコール綿棒はお勧めしません)。

4Q：充電異常：しばらく使用した後(数ヶ月/半年)充電できなくなりあます/充電後も電源を入れません。

A：【USBインタフェース有線充電】電源が接続された後、ランプ(低電力の場合は赤ランプ/電力十分の場合はグリーンランプ)が常に点灯すると正常に充電できます。充電点滅/ランプが点灯しない場合には充電ヘッドを交換してください。或いは電源がよく接続されているかどうかをご確認ください。

5Q：WiFi接続が不安定で、自動的に接続が切断されることがあります

A：bebird製品のWiFiは製品の使用のみで、インターネットにアクセスできません。「接続されているがインターネットにアクセスできない。切り替えるか」と表示されると、「いいえ」をクリックしてください。インターネット接続できないWiFiはWiFiカバーエリアでの信号が製品WiFiの使用に強く影響している場合は、使用環境を交換してみてください。

6Q：しばらく使用した後、充電中にランプがまもなく消灯し、電源を入れることができません

A：データケーブルを交換してみてください。或いは充電ヘッドで直接USB充電を使用してみてください。回転させたり、再接続したりして、充電接触不良かどうかをご確認ください。

7Q: 数ヶ月使用した後、WiFi接続後にアプリに接続されていないと表示されます(これまでの接続や使用には問題ありません)

A: アプリを再ダウンロードして接続してみてください。

品質保証について:

XLIFE製品はお買い上げ日より1年間の保証付きです。弊社はお客様へ最高の製品とサービスを提供することに取り組んでおります。もし何かサポートさせていただく必要がある場合、製品モデルと注文番号をもってカスタマーサービスにご連絡ください。いかなる問題でも一刻も早く解決するようご対応させていただきます。