



Alcédo

GETTING STARTED

Smart Ear & Forehead
Thermometer



ESPAÑOL	9-16
FRANÇAIS	17-24
DEUTSCHE	25-32
ITALIANO	33-40

Product Structure



1 Probe cover

2 Probe

3 LCD display

4 Power/ Measure

5 °F/°C switch

6 Mode(Adult/Child /Ear/Object)

7 Battery cover

8 Memory/Mute

Modes



Adult Forehead Mode



Child Forehead Mode



Adult Ear Mode



Child Ear Mode







Object Mode





Mode Button
Press to change mode

Forehead Mode

1. Choose  or  
2. Point the thermometer probe to the center of the forehead, about “1-3cm” away from the skin surface.
3. Press and release  button. The temperature will be displayed on the screen instantly.



Object Mode







1. Choose 
2. Point the thermometer probe to the center of the object, about “1-3cm” away from the object surface.
3. Press and release  button. The temperature will be displayed on the screen instantly.




Ear Mode




Not recommended for infants under 3 months


1. Choose  or  
2. Remove probe cover (automatically switched to ear mode  or  )
3. Insert probe into ear canal



Note:
Children under 1 year:
Pull the ear straight back.



Children aged 1 year to adult:
Pull the ear up and back.



Readings in Memory

When the thermometer is ON,
press the Memory Button.



The first reading 01 displayed followed by
the measurement values.



To view a particular stored memory, press
the Memory button to that stored reading



Features

Switch between °C and °F

Push the unit switch button to switch between °C and °F



Mute/Unmute

Press and hold the Mute button to switch between Mute and Unmute.



Notice

Operating environment

Make sure that both user and thermometer have stayed in same room for at least 30 minutes.

Keep sensor clean

Check and clean the lens regularly. If it's not clear, please clean it with a cotton swab with alcohol, wait 5-10 mins, you can use thermometer after alcohol evaporated completely.

Keep forehead/ear clean

Forehead mode: make sure there isn't any sweat, water or condensation on the skin.

Ear mode: please remove earwax, keep the ear canal clean.

Notice

- *Do not move during measurement.
- *Do not hold the thermometer for long time as it's highly sensitive to heat.
- *Do not repeat use with no pause. If taking multiple readings, please wait at least 10 seconds between readings.

Extended Warranty

Go to www.AlcedoHealth.com/Warranty to register your product and receive one FREE extra year warranty.

Please read the instruction manual for complete product information.

Have questions?

DO NOT RETURN THIS PRODUCT.

Call our Toll-Free Help Line at 833-682-8655 or email support.eu@alcedohealth.com for assistance with your Alcedo product.



Alcédo

COMENZANDO

Termómetro inteligente
de oído y frente



Estructura del producto



1 Tapa de la sonda

2 Sonda

3 Pantalla LCD

4 Potencia/Medida

5 interruptor de F°/C°

6 Modo (adulto/niño /oído/objeto)

7 Tapa de batería

8 Memoria/Silencio

Modos



Modo de frente para adultos



Modo de frente infantil



Modo de oído para adultos



Modo de oído infantil







Modo objeto





Mode Button
Press to change mode

Modo de frente

1. Elija el  o  
2. Apunte la sonda del termómetro al centro de la frente, aproximadamente a “1-3 cm” de la superficie de la piel.
3. Presione y suelt  botón.
La temperatura se mostrará en la pantalla al instante.



Modo objeto







1. Elija el 
2. Apunte la sonda del termómetro hacia el centro del objeto, aproximadamente a “1-3 cm” de la superficie del objeto.
3. Presione y suelte el  botón.
La temperatura se mostrará en la pantalla al instante.




Modo oído




No recomendado para bebés menores de 3 meses.


1. Elija el  o  
2. Retire la cubierta de la sonda (cambia automáticamente al modo de oído  o  )
3. Inserte la sonda en el canal auditivo
4. Presione y suelte el botón Medir. La temperatura se mostrará en la pantalla al instante



Nota: Niños menores de 1 año: tire de la oreja hacia atrás.



Niños de 1 año a adulto: Tire de la oreja hacia arriba y hacia atrás.



Lecturas en memoria

Cuando el termómetro esté encendido, presione el botón de memoria.



Se muestra la primera lectura 01 seguida de los valores de medición.



Para ver una memoria almacenada en particular, presione el botón Memoria para ver esa lectura almacenada.



Características

Cambiar entre C° y F°

Presione el botón del interruptor de la unidad para cambiar entre C° y F°.



Silenciar/Activar sonido

Mantenga presionado el botón Silenciar para cambiar entre Silenciar y Activar sonido.



Nota

Entorno operativo

Asegúrese de que tanto el usuario como el termómetro hayan permanecido en la misma habitación durante al menos 30 minutos.

Mantenga limpio el sensor

Revise y limpie la lente con regularidad. Si no está claro, límpielo con un hisopo de algodón con alcohol, espere de 5 a 10 minutos, puede usar el termómetro después de que el alcohol se haya evaporado por completo.

Mantenga limpia la frente/oreja

Modo frente: asegúrese de que no haya sudor, agua o condensación en la piel.

Modo de oído: retire el cerumen, mantenga limpio el canal auditivo.

Nota

- * No mueva durante la medición.
- * No sostenga el termómetro durante mucho tiempo, ya que es muy sensible al calor.
- * No repita el uso sin tomar una pausa. Si toma varias lecturas, espere al menos 10 segundos entre lecturas.

Garantía extendida

Vaya a www.AlcedoHealth.com/Warranty para registrar su producto y recibir un año adicional de garantía GRATIS.

Lea el manual de instrucciones para obtener información completa sobre el producto.

¿Tiene preguntas?

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO.

Llame a nuestra línea de ayuda gratuita al 833-682-8655 o envíe un correo electrónico a support.eu@alcedohealth.com para obtener ayuda con su producto Alcedo.



Alcédo

POUR COMMENCER

Thermomètre auriculaire
et frontal intelligent



Structure du produit



- 1 Couverture de la sonde
- 2 Sonde
- 3 Écran LCD
- 4 Puissance / Mesure

- 5 Commutateur °F/°C
- 6 Mode (Adulte/Enfant /Oreille/Objet)
- 7 7.Couvercle de la batterie
- 8 Mémoire/Sourdine

Modes



Mode Front Adulte



Mode front enfant



Mode oreille adulte



Mode oreille enfant







Mode objet




Bouton de mode



Appuyez pour changer de mode

Mode Front

1. Choisir  ou  
2. Pointez la sonde du thermomètre au centre du front, à environ 1 à 3 cm de la surface de la peau.
3. Appuyez et relâchez  bouton.
La température s'affichera instantanément à l'écran.



Mode objet







1. Choisir 
2. Pointez la sonde du thermomètre vers le centre de l'objet, à environ "1-3cm" de la surface de l'objet.
3. Appuyez et relâchez  bouton.
La température s'affichera instantanément à l'écran.




Mode oreille




Non recommandé pour les nourrissons de moins de 3 mois.


1. Choisissez  ou  
2. Enlever le couvercle de la sonde (passage automatique en mode oreille  ou  )
3. Insérer la sonde dans le canal auditif
4. Appuyez et relâchez le bouton "Mesure". La température s'affichera instantanément à l'écran.



Remarque :
Pour les enfants de moins d'un an : Tirez l'oreille vers l'arrière.



Pour les enfants âgés de 1 an à l'âge adulte : Tirez l'oreille vers le haut et en arrière.



Lectures en mémoire

Lorsque le thermomètre est allumé, appuyez sur le bouton de mémoire.



La première lecture 01 s'affiche, suivie des valeurs de mesure.



Pour afficher une mémoire particulière, appuyez sur le bouton de mémoire pour obtenir la lecture enregistrée.



Caractéristiques

Passer de la température en °C à celle en °F

Appuyez sur l'interrupteur de l'unité pour passer de la température en °C à celle en °F.



Sourdine / Hors Sourdine

Appuyez sur le bouton Sourdine et maintenez-le enfoncé pour passer de Sourdine à Hors-sourdine.



Avis

Environnement opérationnel

Assurez-vous que l'utilisateur et le thermomètre sont restés dans la même pièce pendant au moins 30 minutes.

Maintenir le capteur propre

Vérifiez et nettoyez régulièrement la lentille. Si la lentille n'est pas claire, veuillez la nettoyer avec un coton-tige imbibé d'alcool, attendez 5 à 10 minutes, vous pouvez utiliser le thermomètre après l'évaporation complète de l'alcool.

Garder votre front et vos oreilles propres

Mode front : assurez-vous qu'il n'y a pas de sueur, d'eau ou de condensation sur la peau.
Mode oreille : veuillez retirer le cérumen, gardez le canal auditif propre.

Avis

***Ne pas bouger pendant la mesure.**

***Ne pas tenir le thermomètre longtemps car il est très sensible à la chaleur.**

***Ne pas répéter l'utilisation sans pause. Si vous effectuez plusieurs lectures, veuillez attendre au moins 10 secondes entre chaque lecture.**

Garantie prolongée

Rendez-vous sur

www.AlcedoHealth.com/Warranty

pour enregistrer votre produit et bénéficier d'une année de garantie supplémentaire GRATUITE.

Veuillez lire le manuel d'instructions pour obtenir des informations complètes sur le produit.

Vous avez des questions ?

NE PAS RETOURNER CE PRODUIT.

Appelez notre ligne d'assistance gratuite au 833-682-8655 ou envoyez un courriel à info.support.eu@alcedohealth.com pour obtenir de l'aide concernant votre produit Alcedo.



Alcédo

ERSTE SCHRITTE

Smartes Ohr- & Stirn
-Thermometer



Produktaufbau



- 1 Messfühler-Abdeckung
- 2 Messfühler
- 3 LCD-Anzeige
- 4 Power / Messung

- 5 °F/°C-Schaltung
- 6 Modus (Erwachsener / Kind/Ohr/Objekt)
- 7 Batterieabdeckung
- 8 Speicherung/Stumm

Modi



Erwachsenen-Stirn-Modus



Kinder-Stirn-Modus



Erwachsenen-Ohr-Modus



Kinder-Ohr-Modus







Objekt-Modus





Modustaste
Drücken Sie,
um den Modus
zu ändern

Stirn-Modus

1. Wählen Sie  oder  .
2. Richten Sie den Messfühler des Thermometers auf die Mitte der Stirn, ungefähr 1-3 cm entfernt von der Hautoberfläche.
3. Drücken Sie und lassen Sie .
Die Temperatur erscheint sofort auf dem Bildschirm.



Objekt-Modus







1. Wählen Sie .
2. Richten Sie den Messfühler des Thermometers auf die Mitte des Objekts, ungefähr 1-3 cm entfernt von der Objektoberfläche.
3. Drücken und halten Sie .
Die Temperatur erscheint sofort auf dem Bildschirm.




Ohr-Modus




Wird nicht empfohlen für Säuglinge unter 3 Monaten


- Wählen Sie  oder  
- 2. Entfernen Sie die Abdeckung des Messfühlers (wechselt automatisch in der Ohr-Modus  or  )
- 3. Führen Sie den Messfühler in den Gehörgang



Hinweis: Kinder unter 1 Jahr:
Ziehen Sie das Ohr nach hinten.



Kinder ab 1 Jahr bis zu Erwachsenen:
Ziehen Sie das Ohr nach oben und nach hinten.



Gespeicherte Messungen

Wenn das Thermometer AN ist, drücken Sie den Speicherknopf.



Die erste Messung 01 erscheint, gefolgt von den Messwerten.



Um eine bestimmte Messung anzusehen, drücken Sie den Speicherknopf bei der gespeicherten Messung.



Funktionen

Zwischen °C und °F wechseln

Drücken Sie den Einheiten-Schaltknopf, um zwischen °C und °F zu wechseln.



Stummschalten

/Stummschalten aufheben

Drücken und halten Sie den Stumm-Knopf, um zwischen Stummschalten und Stummschalten aufheben zu wechseln.



Hinweis

Umgebung

Stellen Sie sicher, dass sich sowohl der Benutzer als auch das Thermometer für mindestens 30 Minuten im selben Raum aufgehalten haben.

Den Sensor sauber halten

Überprüfen Sie und halten Sie den Sensor sauber. Wenn er nicht sauber ist, säubern Sie ihn mit einem Wattestäbchen und Alkohol und warten 5-10 Minuten. Sie können das Thermometer wieder verwenden, wenn der gesamte Alkohol verdampft ist.

Stirn/Ohr sauber halten

Stirn-Modus: Stellen Sie sicher, dass sich kein Schweiß, Wasser oder Kondensation auf der Haut befinden.

Ohr-Modus: Bitte entfernen Sie Ohrenschmalz und halten Sie den Gehörgang sauber.

Hinweis

- *Bewegen Sie sich während der Messung nicht.**
- *Halten Sie das Thermometer nicht zu lange in der Hand, da es sehr empfindlich gegenüber Wärme ist.**
- *Verwenden Sie es nicht wiederholt ohne Pausen. Wenn Sie mehrere Messungen tätigen, warten Sie bitte mindesten 10 Sekunden zwischen den Messungen.**

Verlängerte Garantie

Gehen Sie auf www.AlcedoHealth.com/Warranty, um Ihr Produkt zu registrieren und ein zusätzliches **KOSTENLOSES** Jahr Garantie zu erhalten.

Bitte lesen sie für vollständige Produktinformationen das Benutzerhandbuch.

Haben Sie Fragen?

SENDEN SIE DIESES PRODUKT NICHT ZURÜCK.

Rufen Sie unsere gebührenfreie Verbraucher-Hotline unter **833-682-8655** an, oder senden Sie eine E-Mail an support.eu@alcedohealth.com, um Beratung für Ihr Alcedo-Produkt zu erhalten.



Alcédo

PER INIZIARE

Termometro Intelligente
da Orecchio e Fronte



Struttura del Prodotto



- 1 Copertura per la sonda
- 2 Sonda
- 3 Display LCD
- 4 Accendi/Misura

- 5 Cambia unità di misura °F/°C
- 6 Modalità (Adulto /Bambino/Orecchio /Oggetto)
- 7 Sportello batterie
- 8 Memoria/Muto

Modalità



Modalità Fronte Adulto



Modalità Fronte Bambino



Modalità Orecchio Adulto



Modalità Orecchio Bambino



Modalità Oggetto




Pulsante Modalità


Premere per cambiare modalità

Stirn-Modus

1. Scegli  o  
2. Punta la sonda del termometro sul centro della fronte, a circa 1-3cm di distanza dalla pelle.
3. Premi e rilascia  pulsante.
La temperatura verrà mostrata subito sullo schermo.



Modalità Oggetto







1. Scegli 
2. Punta la sonda del termometro al centro dell'oggetto, a circa 1-3cm dalla sua superficie.
3. Premi e rilascia  pulsante.
3. La temperatura verrà mostrata subito sullo schermo.




Modalità Orecchio




Non consigliata per i bambini al di sotto dei 3 mesi


1. Scegli  o  
2. Rimuovi la copertura della sonda (si sposta automaticamente sulla modalità orecchio  o  )
3. Inserisci la sonda nel canale uditivo.



Nota: Bambini al di sotto di 1 anno: Tirare l'orecchio indietro.



Bambini da 1 anno in su e adulti: Tirare l'orecchio in alto e indietro.



Memorizzazione delle Letture

Quando il termometro è acceso, premi il Pulsante Memoria.



Verrà mostrata la prima lettura (01) seguita dai valori misurati.



Per visualizzare una specifica lettura memorizzata, premi il pulsante Memoria fino a che non viene mostrata quella lettura.



Funzioni

Cambia unità di misura da °C a °F e viceversa

Premi il pulsante del cambio dell'unità di misura per passare da °F a °C e viceversa.



Muto/Sonoro

Tieni premuto il pulsante Muto per passare dalla modalità Muto alla modalità Sonoro e viceversa.



Attenzione

Ambiente di utilizzo

Assicurati che sia l'utente che il termometro siano rimasti nella stessa stanza per almeno 30 minuti.

Tieni il sensore pulito

Controlla e pulisci regolarmente il sensore. Se non è pulito, puliscilo con un bastoncino cotonato con dell'alcol, aspetta 5-10 minuti e poi usa il termometro dopo che l'alcol è evaporato del tutto.

Tieni la fronte/l'orecchio puliti

Modalità fronte: assicurati che non ci siano sudore, acqua o condensa sulla pelle.

Modalità orecchio: rimuovi il cerume, tieni il condotto uditivo pulito.

Attenzione

- *Non muovere il termometro durante la misurazione.**
- *Non tenere il termometro in mano per molto tempo, perché è molto sensibile al calore.**
- *Non ripetere l'uso senza una pausa. Se vuoi fare diverse misurazioni, aspetta almeno 10 secondi fra una lettura e l'altra.**

Estensione di Garanzia

Vai su www.AlcedoHealth.com/Warranty per registrare il tuo prodotto e ricevere un'estensione GRATUITA della tua garanzia per un altro anno.

Si prega di leggere il manuale di istruzioni per avere delle informazioni complete sul prodotto.

Hai delle domande?

NON RESTITUIRE QUESTO PRODOTTO.

Chiama il nostro Numero Verde al 833-682-8655 o invia una e-mail a info.support.eu@alcedohealth.com per ricevere assistenza con il tuo prodotto Alcedo.