



VITA VMK Master® 3D 生物瓷

### 改进——为了不断的成功

人们对金属烤瓷修复体在功能和美观上的需求日益增长，这对正在发展中的牙科材料带来了挑战，即是说如何才能帮助牙科技师花费相对较少的时间取得令人满意的结果。同时，我们的目标还在于为各种复杂的案例提供个性化的解决方案。

VITA VMK 68 和 VITA VMK 95 瓷粉在国际市场都取得了巨大的成功。自1968 年至今，全世界已有超过 360 万个修复体是使用 VITA VMK 瓷粉制作，这样的成功是不言而喻的。

现在，VITA VMK Master 3D 生物瓷正为 VMK 系列的成功传奇揭开新的篇章。



香港总公司 (HongKong)  
 丰达牙科器材 (香港) 有限公司  
 地址: 香港九龙永康街79号创汇  
 国际中心15楼D-F室  
 电话: (852) 2544 2729  
 传真: (852) 2854 1582  
<http://cn.tesco-dental.com>

上海分公司 (Shanghai)  
 电话: (21) 6276 0777  
 传真: (21) 5426 2889

深圳分公司 (Shenzhen)  
 电话: (755) 2675 6440  
 传真: (755) 2675 5775

北京分公司 (Beijing)  
 电话: (10) 5377 9640  
 传真: (10) 5377 9642



独一无二的 VITA 3D MASTER 比色系统，可以有系统地测定和完美地复制天然牙色。



敬请注意:

产品请按操作说明进行操作。否则，恕不承担由此所造成的一切损失。用户在使用本产品前有义务对其应用范围进行进一步确认。如果未按使用要求将本产品与其他材料混合使用，或用其他厂商的仪器进行加工，由此而造成的不适症及损伤，本公司不负任何责任。

对本说明的准确性，我公司所承担的法律责任仅限于改产品本身的价值（见供货单上产品的价格，不包括消费税）。公司不承担由使用本产品而造成的营业额的损失，以及其他直接或间接的损失，以及第三者对买方所提出的赔偿。本公司没有责任承担因为故意或严重过失（包括签订协议时的过失、触犯与协议相关的义务、违规运作等过失）所造成的损失。

VITA Zahnfabrik 已获得医药设备产品认证，以下各产品也已获得 CE 认证: CE 0124。

## VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
 Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany  
 Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
 Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)

## VITA VMK Master® 3D 生物瓷

### 产品信息



VITA 临床比色

VITA 色彩沟通

VITA 色彩再现


VITA 色彩控制

VITA shade, VITA made.



用于一般热膨胀系数范围 (13.8-15.2) 的金属饰面瓷粉，VITA 3D-MASTER 系统以及 VITAPAN 经典16色 A1-D4 系统皆适用。

VITA VMK Master® 3D 生物瓷 具有革新意义的第三代简易产品!



VMK 68

VMK 95

众所周知，某些产品的名字往往成为我们日常生活的通用名词。例如 Xerox, Pampers 和 Google。

20 世纪末 60 年代，“VMK”这个名字诞生于牙科界，并使用至今。VMK 是 VITA MetallKeramika（维他金属烤瓷）的缩写，也已经成为金属烤瓷的代名词。这也代表着维他的伟大发明对整个牙科界的贡献和影响。

在欧洲 VITA Zahnfabrik 曾首次将金瓷饰面修复系统引入并发展市场。



**VITA VMK Master® 3D 生物瓷 寻求进一步的改善**




从解决相对简单到具有个性化特征的复杂病例，VITA VMK Master 3D 生物瓷通过您的指尖将会为您带来完美无瑕的工艺水平。


鉴于其烧结温度和理化特性的优越性能，VITA VMK Master 3D 生物瓷适用于各种常规热膨胀系数范围（13.8~15.2）的金属饰面瓷粉。

**显著优势：**

- 在安全性和美学方面毫无折扣；
- 具有和天然牙釉质最接近的磨损度、溶解度；
- 优良的 Master 生物瓷具有完善的加工工艺使材料拥有优异的稳定性能，使色彩得到还原；
- 经典的牙本质—釉质瓷分层堆塑体系；
- 提供种类丰富的效果瓷粉适用于个性化的修复；



**VITA VMK Master® 3D 生物瓷 众所周知的经典**



经典分层技术

- 经典分层堆塑技术造就准确、快速以及令人信服的结果。
- 种类丰富的效果瓷粉，例如荧光瓷粉可以用来增加荧光性，多样的釉质瓷粉可以用来复制天然牙釉质，呈现不同程度的半透明性，同时也可以复制出层次感。
- 为病人做出匹配其天然牙色彩的修复体。
- VITA 3D-MASTER 以及 VITAPAN 经典 16 色（A1~D4）比色系统皆适用。

**VITA VMK Master® 3D 生物瓷 通用的，公认的**

**Max Pfundner, 德国：**

VITA VMK Master 3D 生物瓷是一种奏效的瓷粉。VITA VMK Master 3D 生物瓷的肩台瓷更是非常奇妙，具有极佳的维数稳定性。

**Marcio breda, 巴西：**

我真的很喜欢 VITA VMK Master 3D 生物瓷，完美的完成了天然牙色的复制。

**Richard Zimmermann, 德国：**

VITA VMK Master 3D 生物瓷极具半透明性，能够很好的显现层次；使用它来完成我的工作是很愉快的经历。效果瓷粉（牙本质修饰瓷以及釉质瓷）的效果 给我留下了特别深刻的印象。

**Waldemar Motta, 巴西：**

VITA VMK Master 3D 生物瓷的光折射特性极佳，没有比这更像天然牙的了。

**Heiner Creutzfeldt, 德国：**

VITA VMK Master 3D 生物瓷使用起来非常简易。即使不采用复杂的堆瓷技术，你也可以制作一个非常仿真的饰面。



**VITA VMK Master® 3D 生物瓷 完美的匹配**

	<p><b>维他线性 3D 比色板 (VITA Linearguide 3D-MASTER®)</b></p> <p>使用维他 3D 比色板帮助你快速而准确的确定牙色。新型维他线性 3D 比色板和现有维他 3D 比色板很相似，不同之处在于其对样本牙的线性排列。</p>
	<p><b>维他无线电脑比色仪 (VITA Easshade® Advance 4.0)</b></p> <p>维他比色仪可以用来确定正确的牙色或者检查瓷修复体。维他比色仪体积轻巧、机动灵活，并且为无线操作，能在几秒钟内显示出准确的牙色。</p> <p>VITA 3D-MASTER 系统以及 VITAPAN 经典 16 色 A1-D4 系统的高精度特性建立在其光谱广度测量技术的基础上，由此成就了完美效果。</p>
	<p><b>维他经典 16 色 A1-D4 比色板 (VITAPAN® classical shade guide A1-D4)</b></p> <p>最初用来测定 VITAPAN 经典 16 色 A1-D4 牙色的比色板。</p>
	<p><b>维他 AKZENT 外染色粉 (VITA AKZEN®)</b></p> <p>包括 20 种荧光色的粉剂外染色材料，帮助成就自然的表面牙色。</p>
	<p><b>维他 Interno 内染色粉 (VITA Interno®)</b></p> <p>这些瓷粉帮助模拟牙齿内部色彩，其高荧光性使得牙色更为光亮。</p>
	<p><b>VITA VACUMAT® 6000 M 烤瓷炉</b></p> <p>这款全自动，微处理器控制的烤瓷炉适用于所有牙科饰面瓷材料的烧结。其与众不同的技术革新之处在于其超高烧结质量、使用安全性、环保性以及及时节能的特性。分两种不同的外观材料—不锈钢及钢板烤漆。</p>
	<p><b>VITA VACUMAT “新一代” 烤瓷炉系统-灵活地处理个性化方案</b></p> <p>这款经济节能的模块设计的烤瓷炉系统包括烤瓷炉 VITA ACUMAT 6000M，可以烧结所有牙科饰面瓷材料，另外根据不同需要可选用以下三种控制屏的任意一种：vPad easy（简易控制屏），vPad comfort（个性化控制屏），vPad excellence（高级控制屏），高级控制屏可以同时控制多达四个烤瓷炉的工作。使用者只需选用其现在需要的元件，以后可以在任何时间添加其他元件（如烤瓷炉、控制屏、附加配件）。</p>