

Harpons-Fil de localisation mammaire *Curaway™*

---

Systeme de repérage préopératoire de lésions du sein  
non palpables non repositionnable

---

Modèle *GW-J*

① Harpon-Fil de Localisation

② Aiguille d'introduction


③ Butée de profondeur

④ Poignée opératoire

⑤ Clip de fixation

## Harpons-Fil de localisation mammaire *Curaway™* modèle GW-J

### Caractéristiques Générales

Fabricant	Zhejiang Curaway Medical Technology Certification ISO 13485:2016 par le TÜV SÜD No Q5 101180 0001 Rev. 01	
Pays d'origine	Chine	
Marquage CE	Dispositif Médical – Classe IIa Directive 93/42/EEC on Medical Devices Annex II Certificat de conformité de marquage CE n° G1 101180 0002 Rev.00 délivré par le TÜV SÜD , n° d'organisme 0123. 	
Stérilité	10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité) Procédé de stérilisation : oxyde d'éthylène (E.O)	
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 3 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires	
Matériaux	Aiguille d'introduction Fil de localisation. Poignée d'opération. Butée de profondeur Clip fixation	Acier Inoxydable de grade medical(SUS304) Acier Inoxydable de grade medical(SUS304) Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) DEHP ABS

Produit Apyrogène: Oui

Présence de Latex : Non

Présence de produits d'origine animale: Non

### Caractéristiques spécifiques

- ✓ Le fil de localisation mammaire GW-J avec fil dur est non repositionnable.
- ✓ Ancre latérale pour fixation définitive.
- ✓ La canule et les pointes des fils sont fortement biseautées. Ce qui permet une pénétration facile et en toute sécurité.
- ✓ Les marque de profondeur tous les 1 cm plus épaisse servent de repère visuel et palpable pour aider le chirurgien à juger la distance à la lésion pendant l'acte et réduit le risque de sectionner le fil de repérage.
- ✓ Le clip fourni permet une fixation sécurisée après le placement du fil de marquage.



## Tableau des références

Référence Metze	Gauge Aiguille (G)	Référence Metze	Gauge Aiguille (G)	Référence Metze	Gauge Aiguille (G)	Longueur Aiguille	Longueur Fil localisation
GW-J19-30	19G	GW-J20-30	20G	GW-J21-30	21G	30mm	15cm
GW-J19-37		GW-J20-37		GW-J21-37		37mm	15cm
GW-J19-50		GW-J20-50		GW-J21-50		50mm	15cm
GW-J19-57		GW-J20-57		GW-J21-57		57mm	15cm
GW-J19-70		GW-J20-70		GW-J21-70		70mm	20cm
GW-J19-77		GW-J20-77		GW-J21-77		77mm	20cm
GW-J19-90		GW-J20-90		GW-J21-90		90mm	20cm
GW-J19-97		GW-J20-97		GW-J21-97		97mm	20cm
GW-J19-140		GW-J20-140		GW-J21-140		140mm	35cm
GW-J19-147		GW-J20-147		GW-J21-147		147mm	35cm

Référence Metze	Gauge Aiguille (G)	Longueur Aiguille	Longueur Fil localisation
GW-J18-120	18G	120mm	35cm
GW-J18-125		127mm	35cm
GW-J18-150		150mm	35cm
GW-J18-157		157mm	35cm

## Conditionnement et emballage

Emballage unitaire : sous blister PVC pelable	Boîte cartonnée de 10 unités	Carton de 9 boîtes (9 x 10pcs)
		39 x 25 x 24cm 3 KG

Unité de vente

● Carton de 90 unités



Importé &amp; Distribué par: Metze SAS

10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

[commandes@metzecare.com](mailto:commandes@metzecare.com)